



Philips Sonicare
DiamondClean Smart
ソニックケア ダイヤモ
ンドクリーンスマート

タイムでガイド


ブラシヘッド交換時期お知らせ機能

ブラシヘッド認識機能
4つのモード、3段階の強さ設定

ソニックケア史上最高*のブラッシング体験をあなたに！

より優れたブラッシング体験を実現

ダイヤモンドクリーン スマートは、理想的なオーラルケアを実現する高性能電動歯ブラシです。



HX9911/05

お口の健康を推進

- 歯垢をしっかり除去

Personalized in-app coaching to perfect brushing

- 磨き方をサポート
- 磨き残しを見つけてしっかり磨き上げる
- 問題がある箇所に注目、目標を設定
- 過圧防止センサー機能
- ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ

ブラッシングを最適化

- ブラシヘッド認識機能
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- 4つのモード、3段階の強さ設定

PHILIPS

sonicare

ソニックアー ダイヤモンドクリーン スマート

最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド ブラシヘッド交換時期お知らせ機能, ブラシヘッド認識機能, 4つのモード、3段階の強さ設定


特長

歯垢をしっかり除去




高い歯垢除去力を体験するには、プレミアムクリーンブラシヘッドを取り付けましょう。ゴム製の柔軟な側部が歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大4倍に。*5 届きにくい部分の歯垢も最大10倍除去することができます。*2

磨き方をサポート




位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。

仕上げ磨き機能




磨き残しがあれば、アプリの仕上げ磨き機能が教えてくれます。すべて磨いたあと、もう一度磨き残しを確認できます。

問題がある箇所注目、目標を設定



アプリの3D口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。

過圧防止センサー機能



歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ライトリングが紫色に点滅したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ



ブラッシングはハンドルに任せてしまいましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。


HX9911/05

ブラシヘッド認識機能



ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さは好みで変更可能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。

4つのモード、3段階の強さ設定



4つのブラッシングモードを搭載。クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）の4つのモードが、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。

ソニックアー ダイヤモンドクリーン スマート

最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド ブラシヘッド交換時期お知らせ機能, ブラシヘッド認識機能, 4つのモード、3段階の強さ設定

仕様

アプリ対応

- Bluetooth®: Philips Sonicare アプリに接続

電源

- 対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

- 充電電池: 充電式
- 使用時間: 14 日間*****
- 充電電池の種類: リチウムイオン充電電池

デザインと仕上げ

- 色: ホワイト

サービス

- 本体保証: 2 年間保証

互換性

- Android: Android4.4.2 以上 (Bluetooth4.0 以降搭載機種)*iPad Pro 等一部の機種では正常に動作しない場合があります。、(Bluetooth 4.0 以降搭載機種)
- iOS: iOS 9.3 以上, (iPhone 6 以降), iOS 9.3 以上 (iPhone6 以降)

使いやすさ

- 充電電池表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示
- ディスプレイ: 照明付きディスプレイ
- ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ハンドル: スリムなデザイン
- ブラシヘッド自動認識: ○*RFID 内蔵ブラシヘッドを使用した場合
- シェービングヘッド交換時期お知らせ機能: ○*RFID 内蔵ブラシヘッドを使用した場合, リマインダーアイコンの点灯

内容

- ブラシヘッド: C3 プレミアムクリーン 1 本

- ハンドル: ダイヤモンドクリーン スマート 1 本
- 充電器用グラス: 1

洗浄性能

- ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分
- 性能: 歯垢を除去
- タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー
- 過圧に関するフィードバック: 紫色のライトリングが点灯, ハンドルが振動してお知らせ
- 仕上げ磨き: ○

モード

- 3段階の強さ設定: 強, 中, 弱
- クリーン: 歯をキレイに
- ディーブクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
- ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を
- ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

ブラシヘッド認識機能

- プレミアムクリーン: クリーンモードを自動選択
- G3 プレミアムガムケアブラシヘッド: ガムヘルスモードを自動選択
- プレミアムホワイトブラシヘッド: ホワイトプラスモードを自動選択

スマートセンサーテクノロジー

- 過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ
- 位置センサー: ブラシヘッドの位置を追跡して改善
- 摩擦センサー: 摩擦を減らすように指導
- 3D 口腔マップ: 問題の箇所をハイライト
- 仕上げ磨き: 磨き残しに対処

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2022 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

発行日 2022-03-02

バージョン: 3.3.2

EAN: 08 71010 38636 25



Philips Japan, Ltd.

* モード数等主要機能の総合力を弊社他製品と比較
** ホワイトプラスブラシヘッドと比べた場合
*** プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/
Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014
**** Bluetooth® のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V. またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。
***** クリーンモードで2分間のブラッシングを1日2回
***** スタンダードモードで、2分間のブラッシングを1日2回