

Philips Sonicare
DiamondClean Smart 9400

Электрическая звуковая
зубная щетка
удобное приложение для
чистки зубов*****

Датчики, распознающие
чистящую насадку
Распознавание чистящей
насадки
4 режима, 3 уровня
интенсивности

HX9917/89



Комплексный уход за полостью рта

Полноценный уход для уверенности в себе

DiamondClean Smart 9400 — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода.

Высокоэффективные чистящие насадки позволяют сконцентрироваться на всех аспектах здоровья полости рта, а технология Smart Sensor обеспечивает индивидуальные рекомендации и инструкции по выполнению чистки.

Индивидуальные рекомендации в приложении для эффективной чистки

- Указывает все пропущенные участки для полноценного ухода
- Уведомляет о чрезмерном давлении
- Уделяйте больше внимания проблемным местам
- Дает советы по чистке и обозначает пропущенные участки
- Помогает сократить количество движений

Повысьте эффективность чистки зубов

- Чистящая насадка автоматически выбирает оптимальный режим
- Выбор из 4 режимов и 3 уровней интенсивности
- Простая и стильная зарядка дома и в поездках
- Используйте возможности чистящей насадки по максимуму

PHILIPS
sonicare

Электрическая звуковая зубная щетка

Удобное приложение для чистки зубов***** Датчики, распознающие чистящую насадку, Распознавание чистящей насадки, 4 режима, 3 уровня интенсивности


Особенности

4 режима, 3 уровня интенсивности




DiamondClean Smart обеспечивает полноценный уход за полостью рта. Вы можете выбрать один из 3 уровней интенсивности чистки и один из 4 режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) для отличной ежедневной чистки, White+ (Осветление) для удаления потемнений, Deep Clean+ (Глубокая чистка) для эффективной тщательной чистки, Gum Health (Здоровые десны) для бережной чистки вдоль линии десен.

Вы не пропустите ни один участок




Приложение Philips Sonicare предлагает советы по достижению идеальной чистки и помогает тщательнее ухаживать за полостью рта.

Функция TouchUp




Если вы пропустите какой-либо участок, функция TouchUp укажет на него в приложении. Таким образом, вы очистите все поверхности зубов и будете уверены в результатах чистки.

Интеллектуальные напоминания о замене




Со временем чистящие насадки приходят в негодность и теряют эффективность удаления налета. Благодаря технологии распознавания чистящей насадки вы всегда будете знать, когда необходимо заменить насадку. Зубная щетка будет отслеживать продолжительность и интенсивность использования каждой насадки, и вы получите уведомление, когда придет время замены. Кроме того, через приложение Philips Sonicare можно отслеживать срок службы чистящих насадок и даже заказывать новые — так что у вас всегда будет запас.

Целевые участки и постановка задач



Ваш стоматолог выявил проблемные места? Мы выделим их на 3D-карте полости рта в приложении и напомним, что этим участкам необходимо уделить больше внимания.

Вы слишком сильно давите на щетку?



DiamondClean Smart регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы

HX9917/89


можете не замечать. При сильном нажатии кольцо светового индикатора на конце щетки начинает мигать. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.

Это просто



Электрическая зубная щетка выполняет всю работу за вас. Мы встроили в ручку датчик чрезмерных движений, чтобы напоминать о необходимости совершать меньше чистящих движений. Так вы сможете улучшить технику чистки, обеспечивая более бережный и эффективный уход.

Функция подключения BrushSync



Вы не знаете, какой нужно выбрать режим и уровень интенсивности? Это больше не проблема. Микропроцессор, встроенный в чистящую насадку, передаст данные о типе насадки на щетку DiamondClean Smart. Например, если вы установите насадку для ухода за деснами, зубная щетка выберет оптимальный режим и уровень интенсивности для бережного и качественного ухода за деснами. Вам потребуется просто нажать на кнопку питания.

Электрическая звуковая зубная щетка

Удобное приложение для чистки зубов***** Датчики, распознающие чистящую насадку, Распознавание чистящей насадки, 4 режима, 3 уровня интенсивности

Характеристики

Дизайн и отделка

- Цвет: Черный

Подключения

- Беспроводная технология Bluetooth®: Обучающее приложение

Питание

- Напряжение: 110–220 В

Технические характеристики

- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 14 дней***
- Батарея: Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный

Обслуживание

- Гарантия: Ограниченная гарантия сроком на 2 года

Совместимость

- Совместимость с ОС Android: Android 8.0 или выше
- Совместимость с ОС iOS: iPhone с iOS 13.0 или выше

Удобство использования

- Совместимость ручки: Удобные съемные насадки
- Индикатор батареи: Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
- Ручка: Изящный эргономичный дизайн
- Распознавание чистящей насадки: Подбор оптимального режима
- Индикатор замены: Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок

В комплекте

- Дорожный футляр: Дорожный зарядный чехол с USB
- Насадки: Насадка All-in-One Premium, 1 шт., G3 Premium Gum Care, 1 шт.
- Ручка: DiamondClean Smart, 1 шт.
- стакан с зарядной базой: 1

Качество чистки

- Высокое качество: Удаляет до 10 раз больше

налета*

- Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту
- Таймер: BrushPacer и SmartTimer
- Оценка силы нажатия: Световое кольцо загорается фиолетовым светом, Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
- Функция TouchUp: Обеспечивает 100%-й охват

Режимы

- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
- 3 уровня интенсивности: Низкий, Средняя, Высокий
- Deep Clean+ (Глубокая чистка+): Для эффективной тщательной чистки
- Gum Health: Для бережной и эффективной чистки десен
- White+ (Осветление+): Для удаления поверхностных потемнений эмали

Функция подключения BrushSync

- Чистящая насадка G3 Premium Gum Care: Сопряжение с режимом Gum Health (Здоровые десны)
- Насадка All-in-One Premium: Синхронизация с режимом чистки

Технология интеллектуального датчика

- Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
- Датчик местоположения: Отслеживает прогресс и помогает не пропускать участки
- Датчик чрезмерных движений: Помогает совершать меньше чистящих движений
- 3D-карта полости рта: Указывает на проблемные участки
- Функция TouchUp: Помогает не пропустить ни один участок

Поддержка ПО

- Обновления ПО: Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.



Дата выпуска 2022-06-23

Версия: 9.8.2

EAN: 08 71010 39938 72

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

** по сравнению с DiamondClean

*** при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме

**** Мобильное приложение Philips Sonicare поддерживается на территории Российской Федерации. Поддержка мобильного приложения на территории Республики Казахстан и Республики Беларусь не осуществляется.