



Philips Sonicare
DiamondClean Smart
ソニックケア ダイヤモ
ンドクリーン スマート
最適なオーラルケアをリアル
タイムでガイド
ブラシヘッド交換時期お知らせ機能
ブラシヘッド認識機能
5つのモード、3段階の強さ設定

ソニックケア史上最高*1のブラッシング体験をあなた
に！

より優れたブラッシング体験を実現

ダイヤモンドクリーン スマートは、理想的なオーラルケアを実現する高性能電動歯ブラシです。4種類の高性能ブラシヘッドがお口の健康をサポートします。



HX9934/05

お口の健康を推進

- 歯垢をしっかり除去
- 歯ぐきをケア
- 自然な白い歯へ
- 舌磨きブラシヘッド

ソニックケアアプリと連動し、最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド

- 磨き方をサポート
- 仕上げ磨き機能
- 問題がある箇所注目、目標を設定
- 過圧防止センサー機能
- ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ

ブラッシングを最適化

- ブラシヘッド認識機能

PHILIPS

sonicare

ソニックケア ダイヤモンドクリーン スマート

最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド ブラシヘッド交換時期お知らせ機能、ブラシヘッド認識機能、5つのモード、3段階の強さ設定

特長

HX9934/05

歯垢をしっかり除去



高い歯垢除去力を体験するには、プレミアムクリーンブラシヘッドを取り付けましょう。ゴム製の柔軟な側部が歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大4倍に。*5 届きにくい部分の歯垢も最大10倍除去することができます。*2

歯ぐきをケア



歯ぐきの健康を推進するには、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けましょう。丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。

自然な白い歯へ




歯の表面のステインを除去し、白い歯で輝く笑顔を手に入れるには、プレミアムホワイトブラシヘッドを取り付けましょう。密集した中央のステイン除去ブラシが、ステインを落として自然な白い歯に導きます。

舌磨きブラシヘッド




200個以上のミクロの凹凸が舌の汚れをやさしく除去し、口臭をケアします。／画像はイメージです

磨き方をサポート




位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。

仕上げ磨き機能




磨き残しがあれば、アプリの仕上げ磨き機能が教えてくれます。すべて磨いたあと、もう一度磨き残しを確認できます。

問題がある箇所注目、目標を設定




アプリの3D口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。

過圧防止センサー機能



歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ライトリングが紫色に点滅したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ



ブラッシングはハンドルに任せてしまいましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。

ソニックアー ダイヤモンドクリーン スマート

最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド ブラシヘッド交換時期お知らせ機能, ブラシヘッド認識機能, 5つのモード、3段階の強さ設定

仕様

コネクティビティ

- Bluetooth®: Philips Sonicare アプリに接続

電源

- 対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

- 充電式: 充電式
- 使用時間: 14 日間*****
- 充電電池の種類: リチウムイオン充電電池

デザインと仕上げ

- 色: ホワイト

サービス

- 本体保証: 2 年間保証

互換性

- Android: Android4.4.2 以上 (Bluetooth4.0 以降搭載機種) *iPad Pro 等一部の機種では正常に動作しない場合があります。 (Bluetooth 4.0 以降搭載機種)
- iOS: iOS 9.3 以上, (iPhone 6 以降), iOS 9.3 以上 (iPhone6 以降)

使いやすさ

- 充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示
- ディスプレイ: 照明付きディスプレイ
- ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ハンドル: スリムなデザイン
- ブラシヘッド自動認識: ○ *RFID 内蔵ブラシヘッドを使用した場合
- シェービングヘッド交換時期お知らせ機能: ○ *RFID 内蔵ブラシヘッドを使用した場合, リマインダーアイコンの点灯

内容

- トラベルケース: USB 充電トラベルケース
- ブラシヘッド: C3 プレミアムクリーン 1 本, G3 プレミアムガムケア 1 本, W3 プレミアムホワイト 1 本, 舌磨きブラシヘッド 1 本
- ハンドル: ダイヤモンドクリーン スマート 1

- 本
- 充電器用グラス: 1

洗浄性能

- ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分
- 健康上の利点: 歯垢を除去
- 性能: 歯垢を除去
- タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー
- ステイン除去効果: 自然な白い歯に
- 過圧に関するフィードバック: 紫色のライトリングが点灯, ハンドルが振動してお知らせ
- 仕上げ磨き: ○

モード

- 3段階の強さ設定: 強, 中, 弱
- クリーン: 歯をキレイに
- ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
- ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を
- 舌磨き: きれいな息が長続き
- ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

ブラシヘッド認識機能

- プレミアムクリーン: クリーンモードを自動選択
- G3 プレミアムガムケアブラシヘッド: ガムヘルスモードを自動選択
- プレミアムホワイトブラシヘッド: ホワイトプラスモードを自動選択
- 舌磨きブラシヘッド: クリーンモードを自動選択

スマートセンサーテクノロジー

- 過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ
- 位置センサー: ブラシヘッドの位置を追跡して改善
- 摩擦センサー: 摩擦を減らすように指導
- 3D 口腔マップ: 問題の箇所をハイライト
- 仕上げ磨き: 磨き残しに対処

株式会社フィリップス・ジャパン

© 2022 Philips Japan, Ltd.

All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

発行日 2022-05-29

バージョン: 3.3.2

EAN: 08 71010 38022 35



Philips Japan, Ltd.

*1 モード数等主要機能の総合力を弊社他製品と比較
 *2 プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014
 *3 電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します
 *4 米国での調査。代表的な市販のホワイトニング用歯磨き粉を使用。ホワイトプラスモード使用時
 *5 ダイヤモンドクリーンブラシヘッドと比べた場合
 *6 Bluetooth® のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V. またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。*7 クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回