

PHILIPS

sonicare

ソニックアーク プロテクト
クリーン<プラス>

ProtectiveClean
4500

過圧防止センサー機能

2つのモード



HX6421/11

気になる歯の着色をクリア。自然な白い歯へ

約 1 週間*¹で歯に自然な白さをもたらします。

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。 *¹ホワイトプラスブラシヘッド使用時／
2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）

お口の健康を推進

- 手磨きに比べ、最大7倍の歯垢除去*²
- やさしくブラッシング

使いやすさ重視の設計

- イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応
- カドペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）

新機能

- 過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- 音波水流

ブラッシングを最適化

- お好みの磨き方が選べる

特長

しっかり歯垢除去



密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去*2します。*2 ホワイトプラスブラシヘッド、あるいはクリーンプラスブラシヘッド使用時/クリーンモード使用時/フィリップス調べ

お好みの磨き方が選べる



クリーンモードなら歯垢をしっかり除去し、ホワイトモードは歯の表面のステイン(着色汚れ)の除去に最適です。

やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。

過圧防止センサー機能




過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎると感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）

カドペーサー機能




カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。

音波水流



毎分約31,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

イージースタート機能



フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめてから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。

ProtectiveClean 4500

ソニックアーク プロテクトクリーン<プラス>

HX6421/11

仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

使用時間: 約 2 週間*

バッテリー: 充電式

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

デザインと仕上げ

色: ホワイトライトブルー

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 2 週間*

内容・付属品

ハンドル: プロテクトクリーン 1 本

ブラシヘッド: 舌磨きブラシヘッド 1 本, ホワイト

プラス 1 本, ホワイトプラス 1 本

充電器: 1

洗浄性能

性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

タイマー: カドベーターとスマートタイマー

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

過圧防止センサー機能: ハンドルの振動が変化してお知らせ

モード

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

舌磨き: きれいな息が長続き

スマートセンサーテクノロジー

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期がわかります

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

