

PHILIPS

sonicare

ソニックアーク プロテクトクリーン
<プラス>充電機能付き紫外線除菌器*

ProtectiveClean 4500

充電機能付き紫外線除菌器*
2つのモード



HX6839/54



10分間で歯ブラシを徹底除菌*

毎日お口に入れる歯ブラシを清潔に

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく。約1週間で歯に自然な白さをもたらす**。

お口の健康を推進

- ブラシヘッド上部全体に紫外線を当て、最適な除菌*を行う
- やさしくブラッシング
- 自然な白い歯に

使いやすさ重視の設計

- 一定の間隔でお知らせするカドパーサー機能

新機能

- 過圧防止センサー機能
- ブラシヘッド交換お知らせ機能

ブラッシングを最適化

- お好みの磨き方が選べる

Kills germs on brush heads

- ブラシヘッド上部全体に紫外線を当て、最適な除菌*を行う

特長

自然な白い歯に



密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか1週間*1でステインを落として自然な白い歯に導きます。*1ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）

よりお口の中をクリーンに。手磨きの最大7倍***の歯垢を除去



ソニックアークの高速振動×振幅×音波水流による音波テクノロジーと歯垢除去力の高いブラシヘッドにより、手磨きの最大7倍***の歯垢を除去。手磨きより早く、簡単に、歯や歯ぐきにやさしく磨くことができます。

お好みの磨き方が選べる



クリーンモードなら歯垢をしっかり除去し、ホワイトモードは歯の表面のステイン(着色汚れ)の除去に最適です。

紫外線除菌器付きで、毎日使う歯ブラシを徹底除菌*




ブラシヘッド上部に紫外線を当て、最適な除菌*を行います。毎日使う歯ブラシを清潔に保ちます。ボタンを押すだけの簡単操作で、10分で終了し、自動的に電源がオフになります。紫外線除菌器*にはハンドルと一緒に充電できる充電機能付き。※ダイヤモンドクリーンシリーズは専用のグラス充電/スタンド充電/トラベルケース充電をお使いください。※歯を磨いた後、ブラシヘッドをよく水洗いし、余分な水を切ってください。紫外線ランプの方向にブラシヘッドの毛先を向けてください。

やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

過圧防止センサー機能



歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。／画像はイメージです

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）

一定の間隔でお知らせするカドペーサー機能



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。

仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 2 週間

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

デザインと仕上げ

色: ホワイトライトブルー

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 2 週間

内容・付属品

ハンドル: プロテクトクリーン 1 本

トラベルケース: 1

充電器: 1

ブラシヘッド: ホワイトプラス（レギュラー）1 本、

ホワイトプラス（コンパクト）1 本

紫外線除菌器: 1

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去

性能: 歯垢を除去、歯垢を除去、歯垢を除去

タイマー: カドベーターとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

過圧に関するフィードバック: ハンドルの振動が変化してお知らせ

除菌器: ソニックアークブラシヘッドを、除菌するよう設計、10 分後に、自動停止、ボタンを押すだけで、簡単、ソニックアーク歯ブラシ、充電器を搭載**

モード

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)、ブラシヘッドの交換時期がわかります

