# **PHILIPS**

# sonicare

ソニッケアーキッズ

For Kids

Bluetooth® 搭載

無料の歯磨きアプリ

1本のブラシヘッド

2つのモード



HX6321/03



# もっと楽しく効果的な歯磨きを

健康的な習慣を楽しく始めましょう

お子様に正しい歯磨きを身に付けてほしいですか?Bluetooth搭載の新しいキッズハンドルなら、お子様は楽しいアプリで遊びながら、一生続く健康的な歯磨き習慣を楽しく身に付けることができます。

## Designed to help build lifelong healthy habits

- 楽しいデザインの8種類のステッカーでカスタマイズ
- 正しい歯磨き習慣のためのキッズタイマーとキッズペーサー

#### インタラクティブな楽しさとフィリップス ソニッケアーテクノロジー

- アプリを使用していないときでもブラッシング時間を記録可能
- お子様が楽しく歯磨きできる無料の歯磨きアプリ
- 98% の保護者の方が、お子様の歯磨きの時間が長くなり、効果が上がったと回答\*2 \*2ブラシのみ使用時と比べて/2015年フィリップス調べ
- 正しく歯磨きできると、アプリ内でキャラクターからご褒美をもらえます

## Provides a superior clean, protects growing smiles

- 音波水流でやさしくしっかり歯垢を除去\*\* \*\*手磨きとの比較/フィリップス調べ
- 2種類のブラシヘッドサイズ

ソニッケアーキッズ HX6321/03

# 特長

#### お子様が楽しく歯磨きできる無料の歯磨きアプリ



ソニッケアーキッズアプリでお口のケアについて楽しく学ぶことができます。毎回の歯磨きの前には、スパークリーが上手なブラッシングのコツを指導します。歯磨き中はわかりやすいガイドでどこを磨くか説明し、アプリのカレンダーがこれまでの歯磨きを記録します。保護者の方はお子様の毎日の歯磨き状況を確認できます。20か国以上の言語対応で、英語モードにすれば英語の学習にも。知育教材としてもご活用いただけます。

#### 98% の保護者の方が、お子様の歯磨きの時間が 長くなり、効果が上がったと回答\*<sup>2</sup>



ソニッケアーキッズハンドルとアプリをお使いいただくことで、お子様は1人で上手に歯磨きする方法を学ぶことができます。アプリはお子様のソニッケアーキッズハンドルとBluetooth®\*1を使って同期し、毎日の歯磨きを記録します。調査に参加された保護者の98%が、お子様の歯磨きの時間が長くなり、効果が上がったと回答しています\*2。お子様は一生続く健康的な歯磨き習慣を身につけることができます。\*2ブラシのみ使用時と比べて/2015年フィリップス調べ

### 正しく歯磨きできると、アプリ内でキャラクター からご褒美をもらえます



アプリをお使いいただくことで、お子様は全く新 しい歯磨き体験を通じて歯磨きを楽しく学ぶこと ができます。アプリのキャラクターは、歯磨きが 大好きなスパークリーです。お子様はスパークリーの歯を磨いてあげることでアプリからより上手な歯みがきの方法を教わります。歯磨きが上手にできると、スパークリーは喜んで、お子様はごほうびをもらえます。スパークリーに健康的なおやつをあげたり、スプレーや小物でスパークリーにおしゃれをさせたりすることができます。また、保護者の方は、保護者向け画面から現実のごほうびを追加で設定することができ、お子様のモチベーションを更にあげることができます。

#### 正しい歯磨き習慣のためのキッズタイマーとキッ ズペーサー



ソニッケアーキッズハンドルはアプリと接続し、お子様が2分間の歯磨き習慣を自然に身につけられるようにサポートします。アプリをお使いいただくことで、お子様はアプリのガイドをまねて、お口の中のそれぞれの部位をしっかり磨くことができます。アプリは、お子様がそれぞれの部位をより長く歯磨きできるようにサポートしていきます。お子様がしっかり歯を磨けると、スパークリーの歯もきれいになり、お子様はアプリでごほうびをもらえます。楽しいトレーニングを通じて、お子様は正しい歯みがき習慣を身につけることができます。。

# アプリを使用していないときでもブラッシング時間を配録可能



Bluetooth <sup>®</sup>対応のソニッケアーキッズハンドルを アプリと接続してお使いいただくと、アプリはリ アルタイムでお子様の歯磨きを記録します。 内蔵 のメモリによって、ハンドルはアプリと接続して いない時でも最大14回分の歯磨きの記録を保存す ることができます。次にハンドルとアプリを同時 にお使いいただいたときに、保存された記録がア プリのカレンダーに同期され、保護者の方はお子 様の歯磨きの進捗状況を確認することができま す。

#### 音波水流でやさしくしっかり歯垢を除去\*4



お子様が正しい使い方と歯磨き習慣を身につければ、あとはソニッケアーがお子様の歯磨きをサポートします。ソニッケアーキッズハンドルは、毎秒500ストロークの振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した「音波水流」を口腔内に発生させ、手磨きよりも最大で75%\*5多くの歯垢を取り除くことができます。 \*\*手磨きとの比較/フィリップス調べ \*5手磨きと比較した場合/Milleman J, Putt M,Olson M, Master A, Jenkins W, Schmitt P, StrateJ. International J Pediatric Dent. 2009; 19:s1/画像はイメージです

#### 楽しいデザインの8種類のステッカーでカスタマ イズ



楽しいハンドルステッカーを歯ブラシに貼ってカスタマイズできます。付属の8種類の貼り換え可能なステッカーで、お子様は歯ブラシを好きなデザインに変えることができます。また、アプリのキャラクターをカスタマイズすることもできるので、楽しみながら効果的な歯磨き習慣を身に付けることができます。

#### 年齢に応じたブラシヘッド

このフィリップス ソニッケアー電動歯ブラシには、コンパクトサイズのブラシヘッドが1つ付属しています。スタンダードサイズのブラシヘッドは別途ご購入いただくことができます。フィリップス ソニッケアーキッズブラシヘッドは、お子様の歯をやさしく洗浄し、成長段階に合わせて守るように設計されています。

#### HX6321/03

# 仕様

#### 電源

**対応電圧**: AC100V-240V 50/60Hz(海外でも使用可能)

#### 仕様

バッテリー: 充電式 使用時間: 約2週間 バッテリーの種類: リチウムイオン充電池

## デザインと仕上げ

色: アクア

#### サービス

本体保証: 2年間保証

#### 互換性

Android\*\*: Android4.4.2以上 (Bluetooth4.0以 降搭載機種) \*iPad Pro等一部の機種では正常に 動作しない場合があります。, (Bluetooth 4.0 以

### 降搭載機種)

iOS\*\*\*:(iPhone 6 以降), iOS 9.3 以上,(iOS7 搭載)

#### 使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電池残量を表示 ディスプレイ: 照明付きディスプレイ ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブ ラシヘッド

**ハンドル**: 握りやすいゴム製グリップ, スリムなデザイン

使用時間:約3週間\*\*

#### 内容·付属品

**ハンドル**: ソニッケアーキッズ Bluetooth 対応ハンドル 1本

ブラシヘッド: ソニッケアーキッズ ミニサイズ 2 本

充電器:1

#### 洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分健康上の利点: 歯垢を除去性能: 歯垢を除去

**タイマー**: キッズタイマーとカドペーサー

#### モード

パワーモード: 2

### ソフトウェアサポート

ソフトウェアの更新: 関連するソフトウェア更新のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から2年。

株式会社フィリップス・ジャパン © 2024 Koninklijke Philips N.V.



Philips Japan, Ltd.

発行日 2024 - 01 - 12 バージョン: 3.3.1

EAN: 87 10103 77020 6

<sup>\*</sup>調査に参加された保護者の方歯ブラシのみを使用した場合との比較

<sup>\*</sup> やさしいモードで、2 分間のブラッシングを1日2回

<sup>\*\*</sup> 手磨きと比較した場合

<sup>\*\*\*\* 4~10</sup> 歳の子供を診察した米国の歯科専門家に対する調査