




Philips Sonicare
ProtectiveClean 5100
ソニックケア プロテ
クトクリーン < プレミア
ム >
過圧防止センサー
3つのモード
ブラシヘッド認識機能
USB 充電器付きトラベルケー
ス

歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進
化した。

約1週間で歯に自然な白さをもたらします。*

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。



HX6471/96

お口の健康を推進

- やさしくブラッシング
- 自然な白い歯に

使いやすさ重視の設計

- 一定の間隔でお知らせするカドペーサー機能
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- USB 充電トラベルケースならどこでも充電可能

新機能

- 過圧防止センサー機能
- 音波水流

ブラッシングを最適化

- 3つのモードから選べる

PHILIPS

sonicare

特長

自然な白い歯に




密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか1週間*1でステインを落として自然な白い歯に導きます。*1 ホワイトプラスブラシヘッド使用時 / 2010年 Colgan 氏らの調査に基づく (個人差があります)

3つのモード




3つのモードからニーズに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した3分間のモードです。

やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物 (詰め物、クラウン、ラミネートベニア) にも適しており、やさしく磨きます。

過圧防止センサー機能




歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。 / 画像はイメージです

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします (RFID 内蔵ブラシヘッドを使用した場合)。

一定の間隔でお知らせするカドパーサー機能



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。

音波水流



1分間に約31,000回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。 / 画像はイメージです

外出中も充電



この新しい充電トラベルケースがあれば、外出中もプロテクトクリーンハンドルを充電できます。USBポートまたは電源コンセント使用。

仕様

デザインと仕上げ

- 色: ディープピンク

電源

- 対応電圧: 100-240V (海外電圧対応可能)

仕様

- 充電機: 充電式
- 使用時間: 約 2 週間
- 充電機の種類: リチウムイオン充電機

サービス

- 本体保証: 2 年の制限付き保証

使いやすさ

- 充電機表示ランプ: イルミネーションで充電機残量を表示
- ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン
- 使用時間: 約 2 週間

内容

- ブラシヘッド: ホワイトプラス (コンパクト) 1 本

- ハンドル: プロテクトクリーン 1 本
- トラベルケース: USB 充電トラベルケース
- 充電器: 1

洗浄性能

- ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分
- 健康上の利点: 約 2 週間で歯ぐきをより健康に。*手磨きと同様。、虫歯予防を助ける
- タイマー: カドペーサーとスマートタイマー
- ステイン除去効果: 約 1 週間で歯に自然な白さをもたらします。
- 過圧に関するフィードバック: ハンドルが振動してお知らせ

モード

- クリーン: 歯をキレイに
- ホワイト: 自然な白さへ
- ガムケア: 歯ぐきをケア

スマートセンサーテクノロジー

- ブラシヘッド交換お知らせ機能: もう迷わない、ブラシヘッドの交換時期
- 過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときに警告



Philips Japan, Ltd.

発行日 2021-12-03

バージョン: 4.0.2

EAN: 08 71010 38638 92

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2021 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* ホワイトプラスブラシヘッド使用時 / 2010 年 Colgan 氏らの調査に基づく (個人差があります) ** クリーンモードで 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回