

# PHILIPS

## sonicare

ソニックケア プロテクト  
クリーン<プレミアム>

ProtectiveClean 6100

過圧防止センサー

3つのモード、3段階の強さ設定

ブラシヘッド認識機能

HX6473/03



歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。  
約1週間で歯に自然な白さをもたらします。\*

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。

#### お口の健康を推進

- 歯ぐきの健康を推進
- 歯ぐきの健康を推進
- やさしくブラッシング
- 自然な白い歯に

#### 使いやすさ重視の設計

- 一定の間隔でお知らせするカドパーサー機能

#### 新機能

- 過圧防止センサー機能
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- 音波水流
- ブラシヘッド認識機能

#### ブラッシングを最適化

- お好みの磨き方が選べる


# 特長

## 歯垢をしっかりと除去




密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。

## 自然な白い歯に



密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか1週間\*1でステインを落として自然な白い歯に導きます。 \*1ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）

## 歯ぐきの健康を推進



密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。

## お好みの磨き方が選べる



3つのモードと3段階の強さ設定から、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した3分間のモードです。強さ設定は、強・中・弱の3段階からお選びいただけます。

## やさしくブラッシング




音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

## 音波水流



毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

## 過圧防止センサー機能



歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。／画像はイメージです

## ブラシヘッド認識機能



ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

## ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）

# 仕様

## 電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

## 仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 2 週間

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

## デザインと仕上げ

色: パープル

## サービス

本体保証: 2年間保証

## 使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 2 週間

## 内容・付属品

トラベルケース: USB 充電トラベルケース

ハンドル: プロテクトクリーン 1 本

ブラシヘッド: C2 クリーンプラス 1 本, ホワイトプラス (レギュラー) 1 本, ガムプラス 1 本

充電器: 1

## 洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去, 歯垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

過圧に関するフィードバック: ハンドルが振動してお知らせ

## モード

3 段階の強さ設定: 弱, 中, 強

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

ガムケア: 歯ぐきをケア

## ブラシヘッド認識機能

クリーンプラス: クリーンモードを自動選択

ガムプラス: ガムケアモードを自動選択

ホワイトプラス: ホワイトモードを自動選択

## スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期

BrushSync テクノロジー: スマートハンドルと, スマートブラシヘッドの接続

\* ホワイトプラスブラシヘッド使用時/2010年Colgan氏らの調査に基づく (個人差があります) \*\*クリーンモードで2分間のブラッシングを1日2回

