

PHILIPS

sonicare

ソニックアープロテクトクリーン4700プロフェッショナル

Protect Clean

過圧防止センサー

2つのモード、3段階の強さ設定

HX6481/01



歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。
歯ぐきの健康を推進。

過圧防止センサーでやさしく磨きましょう。歯ぐきの健康を推進します。／歯科医院で販売中

お口の健康を推進

- やさしくブラッシング
- 音波水流

使いやすさ重視の設計

- イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応
- カドペーサー機能（時間の区切りをピープ音でお知らせする機能）
- ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせ

新機能

- 過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

ブラッシングを最適化

- クリーンモードとガムケアモードと3段階の強さ設定


特長

音波水流



毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

クリーンモードとガムケアモード



このブラシには、しっかり歯垢を除去し、歯ぐきの健康を維持するためのモードが備わっています。クリーンモードはしっかり洗浄します。ガムケアモードは弱めの力で1分間のブラッシングを追加し、やさしく歯と歯ぐきの境目を磨きます。

過圧防止センサー機能




過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感じると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。

やさしくブラッシング




音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

イージースタート機能



フィリップス ソニックアープでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。

カドペーサー機能



カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にきまなくブラッシングするサポートをします。

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。

仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 2 週間

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

デザインと仕上げ

色: ホワイトミント

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 2 週間

内容・付属品

充電器: 1

ハンドル: プロテクトクリーン 1 本

ブラシヘッド: G3 プレミアムガムケア 1 本

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去, 歯垢を除去

タイマー: カドベーターとスマートタイマー

過圧防止センサー機能: ハンドルの振動が変化してお知らせ

モード

3 段階の強さ設定: 弱, 中, 強

クリーン: 歯をキレイに

ガムケア: 歯ぐきをケア

スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期がわかります

* 手磨きと比較して。 フィリップス調べ。

