


Philips Sonicare
ProtectiveClean 4500
ソニックケア プロテクト
クリーン <プラス>

過圧防止センサー機能
2つのモード
ブラシヘッド認識機能



HX6421/14

気になる歯の着色をクリア。自然な白い歯へ

約1週間*¹で歯に自然な白さをもたらします。

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。 *¹ ホワイトプラスブラシヘッド使用時 / 2010年 Colgan 氏らの調査に基づく（個人差があります）

お口の健康を推進

- 歯ぐきの健康を推進
- やさしくブラッシング

使いやすさ重視の設計

- イージースタート機能
- 一定の間隔でお知らせするカドパーサー機能

新機能

- 過圧防止センサー機能
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- 音波水流

ブラッシングを最適化

- お好みの磨き方が選べる

PHILIPS

sonicare


特長

歯垢をしっかり除去



密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。

やさしくブラッシング




音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

過圧防止センサー機能




歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。／画像はイメージです

一定の間隔でお知らせするカドペーサー機能



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。

イージースタート機能



フィリップス ソニックケアでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

お好みの磨き方が選べる



クリーンモードなら歯垢をしっかり除去し、ホワイトモードは歯の表面のステイン（着色汚れ）の除去に最適です。

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。（RFID 内蔵ブラシヘッドを使用した場合）

音波水流



1分間に約31,000回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。／画像はイメージです

仕様

電源

- 対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

- 充電機: 充電式
- 使用時間: 約 2 週間
- 充電機の種類: リチウムイオン充電機

デザインと仕上げ

- 色: ブラック

サービス

- 本体保証: 2 年間保証

使いやすさ

- 充電機表示ランプ: ランプで充電機残量を表示
- ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ハンドル: スリムなデザイン
- 使用時間: 約 2 週間

内容

- 充電機: 1

- ハンドル: プロテクトクリーンプラス 1 本
- ブラシヘッド: 舌磨きブラシヘッド 1 本, ホワイトプラス 1 本, ホワイトプラス 1 本

洗浄性能

- ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分
- 性能: 歯垢を除去
- 健康上の利点: 歯垢を除去
- タイマー: カドペーサーとスマートタイマー
- ステイン除去効果: 自然な白い歯に
- 過圧に関するフィードバック: ハンドルが振動してお知らせ

モード

- クリーン: 歯をキレイに
- ホワイト: 自然な白さへ
- 舌磨き: きれいな息が長続き

スマートセンサーテクノロジー

- ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID 内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期
- 過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときのお知らせ



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-03-02

バージョン: 5.5.2

EAN: 08 71010 39944 28

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2022 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* 手磨きと比べて最大 7 倍の歯垢を除去