

PHILIPS

sonicare

ソニックケア プロテクトク
リーン プロフェッショナル

Protect Clean

過圧防止センサー

3つのモード、3段階の強さ設定

ブラシヘッド認識機能



HX6445/01



歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさら
らに進化した。

手磨きより多くの歯垢を除去

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。／歯科医院で販売中

お口の健康を推進

- やさしくブラッシング
- 音波水流

使いやすさ重視の設計

- カドペーサー機能（時間の区切りをピープ音でお知らせする機能）

優れた洗浄能力

- 歯垢をしっかり除去

新機能


- 過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- ブラシヘッド認識機能

ブラッシングを最適化

- お好みの磨き方が選べる

特長

歯垢をしっかりと除去



ゴム素材の柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去*。歯と歯ぐきの間に沿ってしっかりと磨けます。

お好みの磨き方が選べる



3つのモードと3段階の強さ設定から、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した3分間のモードです。強さ設定は、強・中・弱の3段階からお選びいただけます。

やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

音波水流



1分間に約 31,000 回の高速度振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。

過圧防止センサー機能



過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感じると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。

ブラシヘッド認識機能




ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さは好みで変更可能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）

カドペーサー機能



カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをピープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にきまなくブラッシングするサポートをします。

仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 2 週間

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

デザインと仕上げ

色: ホワイト

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 2 週間

内容・付属品

ブラシヘッド: プレミアムクリーン 1本

ハンドル: プロテクトクリーンプラス 1本

充電器: 1

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去, 歯垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

過圧防止センサー機能: ハンドルが振動してお知らせ

モード

3段階の強さ設定: 弱, 中, 強

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

ガムケア: 歯ぐきをケア

ブラシヘッド認識機能

C2 クリーンプラス: クリーンモードを自動選択

ガムプラス: ガムケアモードを自動選択

ホワイトプラス: ホワイトモードを自動選択

スマートセンサーテクノロジー

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

BrushSync テクノロジー: スマートハンドルと、スマートブラシヘッドの接続

