



Philips Sonicare  
ProtectiveClean 6100  
ソニックケア プロテク  
トクリーン プロフェッ  
ショナル

過圧防止センサー  
3つのモード、3段階の強さ  
設定  
ブラシヘッド認識機能



HX6445/01

歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進  
化した。

手磨きより多くの歯垢を除去  
過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。

**お口の健康を推進**

- やさしくブラッシング
- 音波水流

**使いやすさ重視の設計**

- 一定の間隔でお知らせするカドペーサー機能

**優れた洗浄能力**

- 歯垢をしっかり除去

**新機能**

- 過圧防止センサー機能
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- ブラシヘッド認識機能

**ブラッシングを最適化**


- お好みの磨き方が選べる

**PHILIPS**

**sonicare**

# 特長

## 歯垢をしっかり除去



ゴム素材の柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去\*。歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。

## お好みの磨き方が選べる



3つのモードと3段階の強さ設定から、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した3分間のモードです。強さ設定は、強・中・弱の3段階からお選びいただけます。

## やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

## 音波水流



1分間に約 31,000 回の高速度振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨けます。

## 過圧防止センサー機能



歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。／画像はイメージです

## ブラシヘッド認識機能



ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

## ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。（RFID 内蔵ブラシヘッドを使用した場合）

## 一定の間隔でお知らせするカドペーサー機能



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。

# 仕様

## デザインと仕上げ

- 色: ホワイト

## 電源

- 対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

## 仕様

- 充電機: 充電式
- 使用時間: 約 2 週間
- 充電機の種類: リチウムイオン充電機

## サービス

- 本体保証: 2 年間保証

## 使いやすさ

- 充電機表示ランプ: ランプで充電機残量を表示
- ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ハンドル: スリムなデザイン
- 使用時間: 約 2 週間

## 内容

- ブラシヘッド: プレミアムクリーン 1 本
- 充電機: 1
- ハンドル: プロテクトクリーンプラス 1 本

## 洗浄性能

- ブラシ振動数: 約 62000 ブラシストローク/分

## 分

- 健康上の利点: 約 2 週間で歯ぐきをより健康に。\* 手磨きと同様。、虫歯予防を助ける
- 性能: 最大 10 倍\*<sup>1</sup> の歯垢を除去 \*<sup>1</sup> 手磨きと比較した場合
- タイマー: カドペーサーとスマートタイマー
- 過圧に関するフィードバック: ハンドルが振動してお知らせ

## モード

- 3 段階の強さ設定: 弱, 中, 強
- クリーン: 歯をキレイに
- ホワイト: 自然な白さへ
- ガムケア: 歯ぐきをケア

## ブラシヘッド認識機能

- クリーンプラス: クリーンモードを自動選択
- ガムプラス: ガムケアモードを自動選択
- ホワイトプラス: ホワイトモードを自動選択

## スマートセンサーテクノロジー

- 過圧防止センサー: 当て方が強すぎる時にお知らせ
- ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID 内蔵ブラシヘッドを使用した場合)、ブラシヘッドの交換時期
- BrushSync テクノロジー: スマートハンドルと、スマートブラシヘッドの接続



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-01-29

バージョン: 4.0.5

EAN: 08 71010 38902 94

株式会社フィリップス・ジャパン  
© 2022 Philips Japan, Ltd.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/  
Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S,  
Jenkins W. Data on file, 2014 \*\* クリーンモードで 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回