

Philips Sonicare  
AirFloss Ultra – prístroj na  
medzizubnú hygienu

So zubnou kefkou

ProtectiveClean,

Zabudovaný senzor tlaku

1 režim čistenia

1 x funkcia BrushSync

HX8443/71



Zaručene\* zdravšie ďasná už za 2 týždne\*\*

Vyrobené pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne

AirFloss Ultra\*\*\*\* je najjednoduchším riešením na účinné čistenie medzizubných priestorov pre tých, ktorí pravidelne nepoužívajú zubnú niť. AirFloss Ultra je možné používať spolu s ústnou alebo čistou vodou a je klinicky overené, že je rovnako účinný pre zdravie ďasien ako zubná niť.\*\*

#### Improves oral health

- Klinicky overená rovnaká účinnosť pre zdravie ďasien ako zubná niť\*\*
- Odstraňuje až 99,9 % povlaku\*\*\*
- Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch

#### Innovative technology

- Prepája rúčku inteligentnej kefy s kefkovými nastavcami
- Jemný tlak pre citlivé a jemné čistenie
- Zdravšie ďasná už za 2 týždne
- Využite kefkový nástavec naplno
- Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

#### Superior technology

- Vysoko výkonná tryska
- Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek
- Vlastné nastavenia trojitého prestreku

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Hlavné prvky

### Zlepšuje zdravotný stav ďasien




Kefkový nástavec InterCare má výnimočne dlhé, husté a vysokokvalitné vlákna, ktoré si poradia s povlakom uloženým hlboko medzi zubami. Je klinicky preukázané, že tento kefkový nástavec zmiernuje krvácanie a zápal ďasien už za 2 týždne.

### Technológia BrushSync



Technológia mikročipu, ktorá rozpoznáva a synchronizuje inteligentný kefkový nástavec s inteligentnou rúčkou. Inteligentná rúčka skombinovaná s inteligentným kefkovým nástavcom je výkonná kombinácia, ktorá umožňuje používať inteligentné pripomenutia výmeny.

### Inteligentné pripomenutia na výmenu



Všetky kefkové nástavce sa časom opotrebnú. Postarali sme sa aj o tento problém: naša inteligentná technológia rozpoznáva stavu kefkou sleduje, ako dlho používate kefkový nástavec a akou silou si čistíte zuby. Keď nastane čas na jeho výmenu, rozsvieti sa kontrolka na rúčke. Vďaka tomu môžete mať

istotu, že váš kefkový nástavec funguje na maximum.

### Príliš veľa tlaku?




Zákazníci si nemusia všimnúť, že pri čistení príliš tlačia, ale zubná kefka si to všimne. Ak začnú príliš namáhať svoje ďasná, zubná kefka zapulzuje, čím im pripomenie, že by mali tlačiť jemnejšie.

### Technológia Philips Sonicare




Pokročilá sonická technológia zubných kefiel radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotru povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

### Odstraňuje až 99,9 % povlaku




AirFloss Ultra odstráni až 99,9 % povlaku z ošetrovaných miest.\*\*

### Technológia mikrovapôčok



Naše klinicky overené výsledky sú možné vďaka jedinečnej technológii, ktorá kombinuje vzduch a ústnu alebo čistú vodu na silné a zároveň jemné čistenie medzizubných priestorov a pozdĺž línie ďasien.

### Zdravšie ďasná



Je klinicky overené, že prístroj medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss Ultra zlepšuje zdravie ďasien rovnako ako zubná niť.\*\* Pomáha zlepšiť zdravie ďasien už do dvoch týždňov.

### Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu



Jemným vypláchnutím povlaku, ktorý nebol odstránený zubnou kefkou, pomáha prístroj medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss Ultra predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch.

# Technické údaje

## Príkon

- Napätie: Multinapät'ová nabíjačka

## Technické špecifikácie

- Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): Až 2 týždne
- Batéria: Nabíjateľná
- Typ batérie: Lítium-iónová
- Čas nabíjania: 24 hodín na úplné nabitie

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biele so sivým nádychom, Stredne modrá

## Servis

- Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

## Jednoduché použitie

- Telo: Štíhly ergonomický tvar
- Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie, Diódy LED na rukoväti zobrazujú úroveň nabitia
- Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením
- Prídavný nástavec: Ľahko sa nasúva a odpája
- Životnosť batérie: 1 – 3 týždne\*\*\*\*
- Čas čistenia: Až 2 týždne
- Pripomenutie výmeny: Na zaručenie najlepších výsledkov, rozsvieti sa ikona pripomienky

## Pribalené príslušenstvo

- Kefkové nástavce: 1 kefkový nástavec i InterCare, štandardná veľkosť, 1 kompaktný kefkový nástavec W2c Optimal White

- Telo: 1 ProtectiveClean
- Nabíjacia jednotka: 1
- Rúčka AirFloss Ultra: 1
- Tryska AirFloss Ultra: 1

## Výsledky čistenia

- Prínosy pre zdravie: Pomáha obmedziť vznik zubného kazu, Vyčistí celé ústa za 60 s, Zlepší zdravotný stav ďasien už za dva týždne
- Frekvencia: Až 62 000 pohybov kešky za minútu
- Charakteristika: Odstraňuje až 99,9 % povlaku\*\*
- Klinicky overené výsledky: Rovnako účinné ako zubná niť, na zlepšenie zdravia ďasien, na redukciu povlaku, na redukciu krvácania ďasien
- Prispôsobiteľné nastavenia: Automatický alebo manuálny prestrek, Jednoduchý/dvojitý/trojité prestrek\*\*\*
- Časovač: Quadpacer a SmarTimer
- Pre tie najlepšie výsledky: Vymeňte trysku každých 6 mesiacov
- Spätná väzba na použitý tlak: Rukoväť zavibruje, aby upozornila používateľa

## Režimy

- Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu
- 2 stupne intenzity: Nízka, Vysoká

## Technológia inteligentných senzorov

- Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom čistení
- Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync: Majte vždy prehľad o potrebe, výmeny kefkových nástavcov



Dátum vydania  
2023-05-18

Verzia: 17.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* alebo Vám vrátíme peniaze

\* Ak sa používa spolu s manuálnou zubnou kefkou a antimikrobiálnou ústnou vodou u pacientov s miernym až stredne vážnym zápalom ďasien. Ústna sprcha AirFloss má slúžiť ako pomôcka pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne, aby si vytvorili každodenný zdravý návyk čistenia medzizubných priestorov. Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.philips.com/airfloss/faq](http://www.philips.com/airfloss/faq).

\*\* \* V laboratórnej štúdií; skutočné výsledky dosiahnuté v ústach sa môžu líšiť.

\*\*\* \* AirFloss Ultra a Pro sú rovnaké výrobky, avšak môžu byť rozdielne pomenované v závislosti od krajiny a kanála.

\*\*\*\* \* v závislosti od použitého nastavenia striekania