

PHILIPS

sonicare

Sonic elektriskā
zobu birste

ProtectiveClean
4300

Iebūvēts spiediena sensors

1 tīrīšanas režīms

1 BrushSync funkcija



HX6801/04



Tīrāki zobi. Saudzīga tīrīšana.

Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu suka

Izjūtiēt atšķirību, pateicoties saudzīgai tīrīšanai ar spiediena sensoru, kas likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu suka

Proven to improve oral health

- Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
- Drošs un saudzīgs, tīrot jutīgās zonas, zobu ortodontiskas ierīces un labotus zobus.

Designed around you

- Vieglas sāksšanas programma palīdz izveidot Philips Sonicare zobu tīrīšanas režīmu
- Aicinājums tīrīt zobus rūpīgi
- Vienmēr ziniet pareizo uzgaļa nomaiņas brīdi

Innovative technology

- Informē jūs, ja pielietojat pārmērīgu spēku
- Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija
- Savieno viedo zobu birstes rokturi ar viedajiem uzgaļiem

Izceltie produkti

Atvadies no zobu aplikuma



Blīvi izvietoti augstas kvalitātes sariņi likvidē līdz pat 7 reizēm vairāk aplikuma nekā manuāla zobu birste. Īpašas formas izliektais elektriskais uzgalis ļauj viegli aizsniegt zobus dziļi mutes dobuma aizmugurē.

Drošs un saudzīgs



Varat būt pārliecināti, ka zobu tīršana ir droša — Philips Sonic tehnoloģija ir piemērota lietošanai breketēm, plombēm, kroņiem un venīriem, un tā palīdz novērst kariesa veidošanos un uzlabo smaganu veselību.

Vienīgā patiesā sonic tehnoloģija



Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

BrushSync uzgaļa nomainīšanas atgādinājums



Visi zobu birstes uzgaļi ar laiku nolietojas. Philips BrushSync tehnoloģija nosaka, cik ilgi esat lietojis konkrēto uzgali, kā arī to, cik spēcīgi esat ar to tīrījis. Kad būs pienācis laiks veikt uzgaļa nomainīšanu, rokturī iedegsies gaismiņa un atskanēs īss skaņas signāls. Šādi jūs vienmēr varat būt pārliecināti, ka jūsu birstes uzgalis ir vislabākajā darba kārtībā.

Uzraugi tīrīšanas laikā pielietoto spēku



Tīrot zobus ar pārmērīgu spēku, ir iespējams izraisīt zobu un smaganu bojājumus. Lai to novērstu, Philips Sonicare ProtectiveClean rada saudzīgu, pulsējošu skaņu, lai atgādinātu, ka jārikojas saudzīgāk.


BrushSync tehnoloģija



Tehnoloģija ar mikročipu nosaka izmantoto gudru zobu birstes uzgali un sinhronizē to ar gudro zobu birstes rokturi. Gudrais rokturis un


gudrie uzgaļi ir jaudīga kombinācija, kurā ļauj izveidot smart pāri un atgādina par smart uzgaļa nomainīšanu.

Viegli veidot jaunu ieradumu



Sākot ko jaunu, var pāriet noteikts laiks, lai pie tā pierastu. Mūsu vieglā sākšanas programma pirmajās 14 zobu tīrīšanas reizēs pakāpeniski un saudzīgi palielina tīrīšanas jaudu.

Noderīgi taimeri



Vai jums nepieciešama elektriskā zobu birste ar taimeri? Mūsu QuadPacer tehnoloģija palīdz jums tīrīt katru mutes dobuma zonu tieši tik ilgi, cik tas būtu ieteicams, savukārt viedais taimeris informēs jūs, kad ir pagājušas ieteicamās zobu tīrīšanas 2 minūtes.

Specifikācijas

Strāvas padeve

Spriegums: 110–220 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 2 nedēļām

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Jūras zils

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārsa lietošana

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda baterijas statusu

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 2 nedēļām

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 1 C2 Optimal Plaque Defence

Rokturis: 1 ProtectiveClean

Lādētājs: 1

Tīrīšanas veikspēja

Veselības ieguvumi: Samazina caurumu veidošanās risku

Sniegums: Likvidē līdz 7X vairāk aplikuma*

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Taimeris: Quadpacer un SmartTimer

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

2 intensitātes pakāpes: Zema, Augsta

Smart sensoru tehnoloģija

Spiediena sensors: Brīdina, ja tīrot tiek lietots pārmērīgs spiediens

BrushSync uzgaļa nomaiņas atgādinājums:

Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomaiņas brīdi

