

Philips Sonicare  
AirFloss Ultra —  
zobstarpu tīrītājs

Ar ProtectiveClean

Iebūvēts spiediena sensors  
1 tīrīšanas režīms  
1 BrushSync funkcija

HX8443/71



Veselīgākas smaganas 2 nedēļu laikā\*\* nodrošinātas\*

Izstrādāta neregulāriem zobu diegotājiem

Cilvēkiem, kas regulāri netīra zobus ar zobu diegu, AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* uzgalis ir vienkāršākais paņēmiens efektīvai zobstarpu tīrīšanai. AirFloss Pro/Ultra var izmantot kopā ar mutes skalošanas līdzekļiem vai ūdeni, un ir klīniski apstiprināts, ka tas uzlabo smaganu veselību tik pat efektīvi kā zobu diegs.\*\*

#### Uzlabo mutes veselību

- Klīniski apstiprināts, ka tā efektivitāte smaganu veselības uzlabošanā ir vienlīdz laba kā zobu diegam\*\*
- Likvidē aplikumu līdz 99,9%\*\*\*
- Palīdz novērst caurumu veidošanos starp zobiem

#### Innovative technology

- Savieno viedo zobu birstes rokturi ar viedajiem uzgaļiem
- Viegls atgādinājums tīrīt maigi un saudzīgi
- Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās
- Zobu birstes uzgaļi maksimālam rezultātam un pacientu labsajūtai
- Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija

#### Izcila tehnoloģija

- Augstas veiktspējas uzgalis
- Gaisa un mikropilienu tehnoloģija
- Trīskāršas strūklas pielāgošanas iestatījumi

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Izceltie produkti

### Uzlabo smaganu veselību




InterCare suku uzgalim ir īpaši gari, blīvi izvietoti augstas kvalitātes sariņi, kas piekļūst aplikumam dziļi zobu starpās. Ir klīniski pierādīts, ka šis uzgalis samazina smaganu asiņošanu un iekaisumu tikai divu nedēļu laikā.

### BrushSync tehnoloģija



Tehnoloģija ar mikročipu nosaka izmantoto gudru zobu birstes uzgali un sinhronizē to ar gudro zobu birstes rokturi. Gudrais rokturis un gudrie uzgaļi ir jaudīga kombinācija, kurā ļauj izveidot smart pāri un atgādina par smart uzgaļa nomaiņu.

### Viedā nomaiņšanas atgādināšanas funkcija



Visi zobu birstes uzgaļi ar laiku nolietojas. Philips tam ir radis risinājumu — viedā birstes uzgaļu atpazīšanas tehnoloģija nosaka, cik ilgi pacients ir lietojis konkrēto uzgali, kā arī to, cik spēcīgi ar to ir tīrīts. Kad būs pienācis laiks veikt uzgaļa nomaiņu, rokturī iedegsies gaismiņa un

atskanēs īss skaņas signāls. Tādējādi pacienti var būt pārliecināti, ka birstes uzgalis vienmēr ir vislabākajā darba kārtībā.

### Pārāk liels spiediens?




Pacienti var pat nepamanīt, ka tīra zobus ar pārmērīgu spēku, bet to pamanīs viņu zobu birste. Līdzko uz smaganām tiks izdarīts pārmērīgs spiediens, zobu birste ar skaņas signālu aicinās spiedienu samazināt.

### Philips Sonicare tehnoloģija




Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija raída ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

### Likvidē aplikumu līdz 99,9%




AirFloss Pro/Ultra likvidē aplikumu līdz 99,9% tīrītājās zonās.\*\*\*

### Mikropilienu tehnoloģija



Mūsu unikālā tehnoloģija, kurā apvienota gaisa un mutes skalošanas līdzekļa vai ūdens plūsma. Rezultāti ir klīniski apstiprināti. Rezultāts ir efektīva un saudzīga zobstarpu un smaganu līnijas tīrīšana.

### Labāka smaganu veselība



Ir klīniski apstiprināts, ka Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra uzgalis uzlabo smaganu veselību tik pat efektīvi kā zobu diegs.\*\* Palīdz uzlabot smaganu veselību tikai divu nedēļu laikā.

### Palīdz novērst caurumu veidošanos



Saudzīgi notīrot aplikumu, ko nevar noņemt ar zobu birsti, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra uzgalis palīdz novērst caurumu veidošanos starp jūsu zobiem.

# Specifikācijas

## Strāvas padeve

- Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs

## Tehniskā specifikācija

- Akumulators: Uzlādējams
- Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 2 nedēļām
- Akumulatora tips: Litija jonu
- Uzlādes ilgums: 24 stundas līdz pilnai uzlādei

## Dizains un apdare

- Krāsa: Balts ar pelēkiem akcentiem, Gaiši zila

## Serviss

- Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

## Vienkārša lietošana

- Rokturis: Plāns ergonomisks dizains
- Akumulatora indikators: Lampiņa norāda baterijas statusu, Roktura LED indikatori norāda uzlādes līmeni
- Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi
- Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 2 nedēļām
- Baterijas darbūms: 1-3 nedēļas\*\*\*\*
- Uzgaļa piederums: Viegla uzspraušana un noņemšana
- Nomainīšanas atgādinājums: Izcila rezultāta nodrošināšanai katru reizi, iedegas atgādinājuma ikona

## Komplektā iekļautie piederumi

- Suku uzgaļi: 1 i InterCare standarta uzgalis, 1 W2c Optimal White, kompakts
- Rokturis: 1 ProtectiveClean

- Lādētājs: 1
- AirFloss Pro/Ultra rokturis: 1
- AirFloss Pro/Ultra uzgalis: 1

## Tīrīšanas veiktspēja

- Sniegums: Likvidē aplikumu līdz 99,9%\*
- Veselības ieguvumi: Samazina caurumu veidošanās risku, Iztīra visu muti 60 sek., Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās
- Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min
- Klīniski apstiprināti rezultāti: Tikpat efektīvs kā zobu diegs, smaganu veselības uzlabošanai, aplikuma likvidēšanai, smaganu asiņošanas samazināšanai
- Pielāgojami iestatījumi: Automātiska strūkļa vai manuāla strūkļa, Vienkārša/dubulta/trīskārša strūkļa\*\*\*
- Labākiem rezultātiem: Nomainiet uzgali ik pēc 6 mēnešiem
- Taimeris: Quadpacer un SmarTimer
- Informācija par tīrīšanas spiedienu: Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

## Režīmi

- Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā
- 2 intensitātes pakāpes: Zema, Augsta

## Smart sensoru tehnoloģija

- Spiediena sensors: Brīdina, ja tīrot tiek lietots pārmērīgs spiediens
- BrushSync uzgaļa nomainīšanas atgādinājums: Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomainīšanas brīdi



Izlaides datums  
2024-03-02

Versija: 17.17.1

EAN: 87 10103 86155 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* vai arī atdosim jūsu naudu.

\* izmantojot kopā ar parasto zobu birsti un antibakteriālo skalošanu, pacientiem ar viegli līdz izteiktu gingivītu. AirFloss ir izstrādāts, lai palīdzētu neregulāriem zobu diegu lietotājiem izveidot veselīgu ikdienas zobstarpu tīrīšanas rutīnu. Papildinformāciju, lūdz, meklējiet [www.philips.com/airfloss/faq](http://www.philips.com/airfloss/faq).

\*\* Laboratorijas pētījumi; faktiskie rezultāti mutes vidē var atšķirties.

\*\*\* AirFloss Ultra un Pro ir viens un tas pats produkts, bet tas var būt nosaukts dažādi atkarībā no valsts un televīzijas kanāla.

\*\*\*\* atkarībā no izmantotā strūkļa iestatījuma