

PHILIPS

sonicare

Sonic elektriskā
zobu birste

FlexCare

3 režīmi

2 zobu birstes uzgaļi

HX6912/52



Baltāki zobi 1 nedēļas laikā

Zobu birste saudzīgai zobu un smaganu tīrīšanai

Novatoriskās tehnoloģijas nodrošina labākus rezultātus. Tagad ir pieejams veids, kā uzlabot mutes veselību. Tā ir jaunā Philips Sonicare FlexCare elektriskā zobu birste, kuru var pielāgot jūsu mutes kopšanas vajadzībām.

Proven to improve oral health

- Baltāks smaids 1 nedēļas laikā ar DiamondClean zobu birstes uzgali*
- Philips Sonicare tehnoloģija palīdz padarīt jūsu smaidu mirdzošāku.
- Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās
- Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
- Droša un saudzīga tīrīšana, kas nodrošina zobu un smaganu veselību

Designed around you

- Vieglas sākšanas programma palīdz izveidot Philips Sonicare zobu tīrīšanas režīmu
- Taimeris nodrošina, ka zobi netiks tīrīti mazāk par 2 minūtēm
- Izvēlieties kādu no 3 režīmiem (tai skaitā masāžas)

Provides a superior clean

- Izliekts kātiņš, lai atvieglotu piekļuvi grūti sasniedzamām vietām
- Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija

Izceltie produkti

Smaganu kopšana




FlexCare optimālā tīrīšana 2 nedēļu laikā padara smaganas veselīgākas. Tiek likvidēts līdz 7 reizēm vairāk aplikuma gar smaganu līniju nekā ar parasto zobu birsti, un jūs iegūsiet veselīgāko smaidu.

Līdz 2x baltāki zobi



Noklikšķiniet uz DiamondClean zobu birstes uzgaļa, lai saudzīgi, bet efektīvi likvidētu plankumus uz zobu virsmas. Blīvi izvietotie centrālie plankumu noņemšanas sari nodrošina 2x baltāku smaidu tikai 7 dienās.*

3 tīrīšanas režīmi



Ar FlexCare jūs varat mainīt zobu tīrīšanas veidu, lai iegūtu vēlamo mutes veselību. Izvēlieties kādu no 3 režīmiem: masāžas — lai stimulētu smaganas un vēl vairāk uzlabotu to


veselību, tīrīšanas — nevainojamai tīrīšanai ikdienā un balināšanas — saudzīgai, bet efektīvai virsmas aplikuma notīrīšanai.

Atvadies no zobu aplikuma



Biezi izvietoti augstas kvalitātes sariņi likvidē līdz 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste.

Saudzīga balināšana ikdienā



Baliniet zobus dabīgi, lietojot mūsu unikālo Sonic tehnoloģiju. Šis birstes uzgalis palīdz notīrīt ēdiena un dzērienu radīto ikdienas zobu aplikumu, lai jūs varētu saudzīgi padarīt savu smaidu mirdzošāku katrā tīrīšanas reizē.

Pieklūst grūti sasniedzamām vietām




FlexCare zobu birstes unikālā forma apvienojumā ar zobu birstes uzgaļiem nodrošina piekļuvi un pamatīgu tīrīšanu visām vietām, tostarp arī zobu aizmugurējai daļai.

Viegli veidot jaunu ieradumu



Sākot ko jaunu, var paiet noteikts laiks, lai pie tā pierastu. Mūsu vieglā sākšanas programma pirmajās 14 zobu tīrīšanas reizēs pakāpeniski un saudzīgi palielina tīrīšanas jaudu.

QuadPacer un Smartimer



Kārtīgai zobu tīrīšanai nepieciešamas tikai 2 minūtes. QuadPacer norāda, cik ilgi jātīra katra mutes daļa, bet Smartimer signāls atskan, kad tīrīšanas laiks beidzas. Tādējādi zobu tīrīšana ir plānveidīga, efektīva un precīza.

Pārliecināta tīrīšana



Neatkarīgi no individuālām vajadzībām jūs varat nešaubīties, ka zobu tīrīšana ar FlexCare ir droša. Mūsu Sonic tehnoloģija ir piemērota izmantošanai ar tiltniņiem, plombām, kroņiem un venīriem, un to var lietot pat smaganu saslimšanu ārstēšanai ikdienā.

Specifikācijas

Strāvas padeve

Spriegums: 110-220 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 2 nedēļām

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Melna

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda baterijas statusu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Displejs: Izgaismots displejs

Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 2 nedēļām

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 2 DiamondClean standarts

Rokturis: 1 DiamondClean

Ceļojumu futrālis: 1

Lādētājs: 1

Tīrīšanas veiktspēja

Sniegums: Likvidē līdz 7X vairāk aplikuma*

Veselības ieguvumi: Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Balinošās īpašības: Likvidē par 100% vairāk plankumu*, Baltāki zobi 1 nedēļas laikā

Taimeris: Quadpacer un SmarTimer

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Balta: Notīra aplikumu

Masāža: Atsvaidzinoša masāža

2 ikdienas kopšanas režīmi: Go Care un Max Care

