

# PHILIPS

## sonicare

Elektriskā zobu suka  
ar īpašu lietotni

DiamondClean  
Smart

Personalizēti padomi

Viedā birstes uzgaļa sensori

Vieda birstes galviņas  
atpazīšana

5 režīmi, 3 intensitātes līmeņi



HX9924/47



## Mūsu labākā zobu suka pilnīgai mutes dobuma kopšanai

Jūties pašpārliecināti, zinot, ka mutes dobums ir 100 % tīrs

DiamondClean Smart ir mūsu labākā zobu suka pilnīgai mutes dobuma tīrībai. Ar četriem efektīviem uzgaļiem iespējams nodrošināt visaptverošu mutes dobuma veselību, savukārt Smart Sensor tehnoloģija sniedz pielāgotu atgriezenisko saikni un pamācības.

### Proven to improve oral health

- Noņem līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma\*, nodrošinot dziļu tīrīšanu
- Līdz pat 7 reizēm veselīgākas smaganas\* tikai 2 nedēļās
- Noņem līdz pat 100 % vairāk plankumu\*\* tikai 3 dienās
- Izbaudiet noturīgi svaigu elpu

### Lietotnē pieejami individuāli padomi teicamai zobu tīrīšanai

- Ļauj atgriezties vēl netīrītās vietās, garantējot visaptverošu tīrību
- Brīdina, ja pārāk stipri uzspiežat
- Pievēršiet lielāku uzmanību problēmzonām
- Vada jūs zobu tīrīšanas laikā un apgaismo zonas, kas palaistas garām
- Palīdz samazināt beršanas intensitāti

### Uzlabo zobu tīrīšanu

- Vienkārša un vizuāli pievilcīga uzlāde — mājās un ārpus tām
- Birstes uzgaļi automātiski izvēlas optimālos iestatījumus
- Izvēlieties kādu no 5 režīmiem un 3 intensitātes iestatījumiem


## Izceltie produkti

### Atvadies no zobu aplikuma




Uzspraidiet C3 Premium Plaque Control birstes uzgali un izbaudiet rūpīgu tīrīšanu. Pateicoties mīkstajām un elastīgajām sānu malām, sariņi pielāgojas katra zoba virsmas formai, nodrošinot 4 reizes lielāku saskarsmi ar virsmu\*\*\* un noņemot līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma no grūti aizsniežamām vietām\*.

### Rūpes par jūsu smaganām



Uzspraidiet G3 Premium Gum Care birstes uzgali un uzlabojiet savu smaganu veselību. Šī uzgaļa kompaktais izmērs un specializētie, smaganu līnijā izvietotie sari nodrošina saudzīgu, tomēr efektīvu tīrīšanu gar smaganu līniju — vietā, kur rodas vairums smaganu saslimšanu. Ir klīniski pierādīts, ka šīs birstes uzgalis nodrošina līdz pat 7 reizēm veselīgākas smaganas un līdz pat 100 % mazāk smaganu iekaisumu\* tikai divu nedēļu laikā.

### Baltāki zobi īsā laikā



Uzspraidiet W3 Premium White birstes uzgali, lai atbrīvotos no plankumiem uz zobu virsmas un radītu žilbinoši baltu smaidu. Ir klīniski


pierādīts, ka, pateicoties blīvi izvietotajiem centrālajiem sariem, ar šī uzgaļa palīdzību ir iespējams likvidēt pat par 100 % vairāk zobu plankumu tikai trīs dienu laikā\*\*.

### TongueCare+ mēles birste




Uzspraidiet TongueCare+ mēles birsti un saudzīgi attīriet mēles poras no nepatīkamu elpu izraisošām baktērijām. Šai birstei ir 240 īpaši izstrādāti MicroBristles sari, kas iekļūst ikvienā mēles padziļinājumā un nostūrī un notīra nepatīkamu elpu izraisošās baktērijas un netīrumus. Lai iegūtu labāku rezultātu un nevainojami svaigu elpu, lietojiet to kopā ar antibakteriālo mēles tīrīšanas aerosolu BreathRx.

### Fokusa zonas un mērķu noteikšana



Vai jūsu zobārsts ir norādījis jūsu mutes dobuma problēmkonas? Mēs tās izcelsim lietotnē pieejamajā mutes dobuma trīsdimensiju attēlā un atgādināsim, lai jūs pievērstu šīm zonām īpašu uzmanību.

### Neatstājiet nevienu vietu netīrītu




Philips Sonicare lietojumprogramma paziņo jums, kad esat sasnieguši tīru rezultātu, un dod padomus labākai un rūpīgākai zobu tīrīšanai.

### Viss ir vienkārši



Ja jums ir elektriska zobu birste, ļaujiet tai darīt darbu jūsu vietā. Tās rokturī ir iestrādāts beršanas sensors, kas informē, ja nepieciešams samazināt beršanas intensitāti. Tādējādi jūs uzlabosiet zobu tīrīšanas tehniku un notīrīsiet zobus saudzīgāk un efektīvāk.

### BrushSync savienošanas funkcija



Neesat pārliecināts, kādu režīmu un intensitāti izvēlēties? Tagad tas vairs nav jāzina. Birstes uzgali iestrādātā mikroshema informē jūsu DiamondClean Smart par izmantoto uzgali. Tāpēc, ja uzstādāt, piemēram, smaganu kopšanas birstes uzgali, jūsu zobu suka pratīs izvēlēties piemērotāko režīmu un intensitātes līmeni, lai saudzīgi, tomēr efektīvi rūpētos par jūsu smaganām. Jums atliks vien nospiegt ieslēgšanas pogu.

# Specifikācijas

## Savienojamība

**Bluetooth® bezvadu tehnoloģija:** Viedā zobu tīrīšanas lietotne

## Strāvas padeve

**Spiriegums:** 110–220 V

## Tehniskā specifikācija

**Akumulators:** Uzlādējams

**Darbības laiks (no pilnas līdž tukšai):** 14 dienas\*\*\*\*\*

**Akumulatora tips:** Litija jonu

## Dizains un apdare

**Krāsa:** Sudraba

## Serviss

**Garantija:** 2 gadu ierobežota garantija

## Saderība

**Android saderība:** Android 8.0 vai jaunāka versija

**iOS saderība:** iPhone ar iOS 13.0 vai jaunāku versiju

## Vienkārša lietošana

**Displejs:** Izgaismots displejs

**Akumulatora indikators:** Izgaismota ikona norāda baterijas darbmūžu

**Rokturis:** Plāns ergonomisks dizains

**Roktura saderība:** Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

## Birstes uzgaļa atpazīšanas funkcija:

Sinhronizācija ar optimālo darbības režīmu

**Nomaiņas atgādinājums:** Izcila rezultāta nodrošināšanai katru reizi, iedegas atgādinājuma ikona

## Komplektā iekļautie piederumi

**Suku uzgaļi:** 1 C3 Premium Plaque Control, 1 C3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White,

1 TongueCare+ mēles birste

**Ceļojumu futrālis:** USB uzlādes futrālis ceļojumiem

**Rokturis:** 1 DiamondClean Smart

**Lādētājs "Glāze":** 1

## Tīrīšanas veiktspēja

**Veselības ieguvumi:** Līdz pat 7 reizēm veselīgākas smaganas\*\*\*\*

**Sniegums:** Likvidē līdz 10x vairāk aplikuma\*

**Ātrums:** Līdz 62 000 birstes kustību/min

**Balinošās īpašības:** Līdz pat 100 % mazāk plankumu\*\*\*\*\*

**Taimeris:** BrushPacer un SmartTimer

**Informācija par tīrīšanas spiedienu:** Gaismas gredzens izgaismojas violetā krāsā, Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

**TouchUp funkcija:** Nodrošina 100 % tīrību

## Režīmi

**3 intensitātes pakāpes:** Augsta, Zema, Vidēja

**Tīrīšana:** Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

**Deep Clean+:** Atsvaidzinošai un rūpīgai

tīrīšanai

**Smaganu veselība:** Pievēršot īpašu uzmanību dzerokļiem

**TongueCare+:** Noturīgi svaigai elpai

**Balīšana+:** Virsmas plankumu noņemšanai

## BrushSync savienošanas funkcija

**C3 Premium Plaque Control:** Savienojas pāri Clean režīmā

**G3 Premium Gum Care birstes uzgaļi:**

Savienojas pāri Gum Health režīmā

**W3 Premium White birstes uzgaļi:** Savienojas pāri White+ režīmā

**TongueCare+ mēles birste:** Savienojas pāri

TongueCare režīmā

## Smart sensoru tehnoloģija

**Spiediena sensors:** Brīdina, ja tirot tiek lietots pārmērīgs spiediens

**Pozicionēšanas sensors:** Seko tīrīšanas

kustībām un rūpējas par visaptverošu tīrību

**Beršanas sensors:** Ziņo, ja nepieciešams

samazināt beršanas intensitāti

**Mutes dobuma 3D attēls:** Izceļ problēmkonas

**TouchUp funkcija:** Informē par nenotīrītām

zonām

## Programmatūras atbalsts

**Programmatūras atjauninājumi:** Philips

piedāvā attiecīgus programmatūras

atjauninājumus 2 gadus pēc iegādes datuma.



\* Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

\*\* salīdzinot ar manuālu zobu suku, izmantojot populārāko balinošo zobu pastu

\*\* salīdzinājumā ar DiamondClean

\*\*\*\* Gum Health režīms salīdzinājumā ar manuālu zobu birsti 2 nedēļu ilgā laika periodā

\*\*\*\*\* pēc 3 dienas ilgas White+ režīma lietošanas salīdzinājumā ar manuālu zobu suku

\*\*\*\*\* pamatojoties uz divām divas minūtes ilgām tīrīšanas

režīmiem dienā, izmantojot standarta režīmu