

PHILIPS

sonicare

Elektriskā zobu suka
ar īpašu lietotni

DiamondClean
Smart 9400

Personalizēti padomi

Viedā birstes uzgaļa sensori

Vieda birstes galviņas
atpazīšana

4 režīmi, 3 intensitātes līmeņi

HX9917/89



Pārdomāta kopšana veselīgākam mutes dobumam

Jūties pašpārliecināti, zinot, ka mutes dobums ir 100 % tīrs

DiamondClean Smart 9400 ir mūsu labākā zobu birste, kas nodrošina visaptverošu kopšanu. Četras efektīvas suku galviņas sniedz iespēju pilnībā iztīrīt visu mutes dobumu, savukārt tehnoloģija Smart Sensor nodrošina personalizētu atgriezenisko saiti un norādījumus.

Pierādīts, ka uzlabo mutes veselību

- Noņem līdz pat 20 reizēm vairāk aplikuma,* nodrošinot dziļu tīrīšanu

Lietotnē pieejami individuāli padomi teicamai zobu tīrīšanai

- Ļauj atgriezties vēl netīrītās vietās, garantējot visaptverošu tīrību
- Brīdina, ja pārāk stipri uzspiežat
- Pievēršiet lielāku uzmanību problēmzonām
- Vada jūs zobu tīrīšanas laikā un apgaismo zonas, kas palaistas garām
- Palīdz samazināt beršanas intensitāti

Uzlabo zobu tīrīšanu

- Birstes uzgaļi automātiski izvēlas optimālos iestatījumus
- Izvēlieties kādu no 4 režīmiem un 3 intensitātes iestatījumiem
- Vienkārša un vizuāli pievilcīga uzlāde — mājās un ārpus tām
- Lai birstes uzgalis darbotos iespējami efektīvi


Izceltie produkti

Atvadies no zobu aplikuma




Uzlieciet G3 Premium Plaque Control zobu birstes uzgali un veiciet dziļo tīrīšanu. Pateicoties mīkstajām un elastīgajām sānu malām, sariņi pielāgojas katra zoba virsmas formai, nodrošinot līdz pat 4 reizēm vairāk saskares ar virsmu** un noņemot līdz pat 20 reizēm vairāk aplikuma no grūti aizsniežamām vietām.*

4 režīmi, 3 intensitātes iestatījumi




DiamondClean Smart nodrošina visaptverošu mutes dobuma higiēnu. Ar 3 dažādiem intensitātes iestatījumiem un 4 darbības režīmiem varat izvēlēties piemērotāko konkrētajām vajadzībām. Clean režīms ir nepārspējams ikdienas tīrīšanai. White+ ir paredzēts zobu plankumu likvidēšanai. Deep Clean+ nodrošina intensīvu un dziļu tīrīšanu. Gum Health ir paredzēts saudzīgai, taču efektīvai smaganu kopšanai.

Neatstājiet nevienu vietu netīrītu




Philips Sonicare lietojumprogramma paziņo jums, kad esat sasnieguši tīru rezultātu, un dod padomus labākai un rūpīgākai zobu tīrīšanai.

TouchUp funkcija




Ja zobu tīrīšanas laikā izlaidīsiet kādu zonu, par to jums atgādinās lietotnes TouchUp funkcija. Atgriezieties nenotīrītajās zonās un esiet droši, ka zobi katru reizi ir pilnībā notīrīti.

Viedā nomaiņšanas atgādināšanas funkcija




Laika gaitā birstes uzgaļi nolietojas un to aplikuma noņemšanas efektivitāte samazinās. Tomēr, pateicoties viedajai birstes uzgaļa atpazīšanas funkcijai jūs nekad neaizmirsīsiet nomaiņīt birstes uzgaļi. Zobu suka reģistrē katra birstes uzgaļa izmantošanas ilgumu un intensitāti un brīdina, ja ir pienācis laiks tā nomaiņai. Birstes uzgaļu kalpošanas laiku var skatīt arī Philips Sonicare lietotnē, kur var pasūtīt arī jaunus birstes uzgaļus, lai to nekad netrūktu.

Fokusa zonas un mērķu noteikšana



Vai jūsu zobārsts ir norādījis jūsu mutes dobuma problēmkonas? Mēs tās izcelsim lietotnē pieejamajā mutes dobuma trīsdimensiju attēlā un atgādināsim, lai jūs pievērstu šīm zonām īpašu uzmanību.

Pārāk liels spiediens?



Jūs varat pat nepamanīt, ka spiežat zobu suku pārāk stipri, taču DiamondClean Smart to pamana jūsu vietā. Ja tīrīsiet, pielietojot pārmērīgu spēku, roktura galā sāks mirgot gaismas gredzens. Tas jums atgādinās samazināt spiediena spēku un ļaut birstes uzgaļim paveikt darbu jūsu vietā. 7 no katriem 10 aptaujātajiem lietotājiem atzina, ka šī funkcija ir palīdzējusi uzlabot viņu zobu tīrīšanas kvalitāti.

Viss ir vienkārši



Ja jums ir elektriska zobu birste, ļaujiet tai darīt darbu jūsu vietā. Tās rokturī ir iestrādāts beršanas sensors, kas informē, ja nepieciešams samazināt beršanas intensitāti. Tādējādi jūs uzlabosiet zobu tīrīšanas tehniku un notīrīsiet zobus saudzīgāk un efektīvāk.

Specifikācijas

Savienojamība

Bluetooth® bezvadu tehnoloģija: Viedā zobu tīrīšanas lietotne

Strāvas padeve

Spriegums: 110–220 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): 14 dienas***

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Melna

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Saderība

Android saderība: Android 8.0 vai jaunāka versija

iOS saderība: iPhone ar iOS 13.0 vai jaunāku versiju

Vienkārša lietošana

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Akumulatora indikators: Izgaismota ikona norāda baterijas darbību

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Birstes uzgaļa atpazīšanas funkcija:

Sinhronizācija ar optimālo darbības režīmu

Nomaiņas atgādinājums: Izcila rezultāta nodrošināšanai katru reizi, iedegas atgādinājuma ikona

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 1 universāls Premium suku uzgaļis, 1 C3 Premium Gum Care

Ceļojumu futrālis: USB uzlādes futrālis ceļojumiem

Rokturis: 1 DiamondClean Smart

Lādētājs "Glāze": 1

Tīrīšanas veiktspēja

Sniegums: Likvidē līdz 20x vairāk aplikuma*

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Taimeris: BrushPacer un SmarTimer

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Gaismas gredzens izgaismojas violetā krāsā, Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

TouchUp funkcija: Nodrošina 100 % tīrību

Režīmi

3 intensitātes pakāpes: Zema, Vidēja, Augsta

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Deep Clean+: Atsvaidzinošai un rūpīgai

tīrīšanai

Smaganu veselība: Saudzīgai, bet efektīvai smaganu tīrīšanai

Balināšana+: Virsmas plankumu noņemšanai

BrushSync savienošanas funkcija

G3 Premium Gum Care birstes uzgaļis:

Savienojas pārī Gum Health režīmā

Universāls Premium: Savienojas pārī Clean režīmā

Smart sensoru tehnoloģija

Spiediena sensors: Brīdina, ja tīrot tiek lietots pārmērīgs spiediens

Pozicionēšanas sensors: Seko tīrīšanas kustībām un rūpējas par visaptverošu tīrību

Beršanas sensors: Ziņo, ja nepieciešams samazināt beršanas intensitāti

Mutes dobuma 3D attēls: Izceļ problēmkonas

TouchUp funkcija: Informē par nenotīrītām zonām

Programmatūras atbalsts

Programmatūras atjauninājumi: Philips

pieāvā attiecīgus programmatūras

atjauninājumus 2 gadus pēc iegādes datuma.



* Likvidē līdz 10 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

**salīdzinājumā ar DiamondClean

***pamatojoties uz divām divas minūtes ilgām tīrīšanas reizēm dienā standarta režīmā