

PHILIPS

sonicare



Elektrische sonische
tandenborstel met app

DiamondClean Smart

Persoonlijke begeleiding

Smart-opzetborstelsensoren

Slimme herkenning van
opzetborstels

5 poetsstanden, 3
intensiteitsniveaus



HX9954/53

Onze beste tandenborstel ooit voor een complete mondverzorging

Vertrouw 100% op de beste resultaten

De Philips Sonicare DiamondClean Smart is onze beste en slimste tandenborstel voor de meest complete mondverzorging. De hoogwaardige opzetborstels zorgen voor superieure resultaten en een volledige mondhygiëne. Onze Smart-sensortechnologie geeft u persoonlijke feedback en coaching op maat.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijdert tot wel 10x meer tandplak* voor een grondige reiniging
- Tot wel 7x gezonder tandvlees* in slechts 2 weken
- Verwijdert tot wel 100% meer tandaanslag** in slechts 3 dagen
- Voor een langdurig frisse adem

Persoonlijke in-app coaching voor beter tandenpoetsen

- Leidt u terug naar de overgeslagen plekken voor een 100% schoon gebit
- Waarschuwt u wanneer u te veel druk zet
- Vergeet uw probleemgebieden niet
- U wordt begeleid bij het poetsen en ziet gemiste gebieden
- Helpt u om minder te 'schrobben'

Optimaliseer het poetsen

- Eenvoudig en stijlvol opladen - thuis en onderweg
- Opzetborstels selecteren automatisch de optimale instellingen
- Kies uit 5 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus

Kenmerken

Tandplak behoort tot het verleden




Klik de C3 Premium Plaque Control-opzetborstel op het handvat voor onze meest grondige reiniging. Door de zachte, buigzame zijanten volgen de borstelharen het oppervlak van elke tand waardoor de borstel de tand 4x beter raakt*** en er tot 10x meer tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd*.

Zorg voor uw tandvlees



Klik de G3 Premium Gum Care-opzetborstel op het handvat voor een gezonder tandvlees. Het kleinere formaat en de tandvleesborstels reinigen zacht maar effectief langs de tandvleesrand waar het tandvlees het eerst ontstoken raakt. Het is klinisch bewezen dat met deze opzetborstel er 100% minder kans is op ontstoken tandvlees en het tandvlees binnen twee weken tot 7 keer gezonder is.*

Snel wittere tanden



Klik de W3 Premium White-opzetborstel op het handvat om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is


klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen binnen 3 dagen 100% meer tandaanslag verwijderen.**

TongueCare+-tongreiniger




Klik de TongueCare+-tongreiniger op het handvat om de bacteriën die voor een slechte adem zorgen, uit de poriën van uw tong te verwijderen. De 240 speciaal ontworpen MicroBristles verwijderen bacteriën en vuil tussen de randen en de groeven van uw tong die voor een slechte adem zorgen. Gebruik daarbij onze antibacteriële BreathRx-tongspray voor een superieure reiniging en een heerlijk frisse adem.

Aandachtsgebieden en doelen stellen



Heeft uw tandarts aangegeven waar u beter moet poetsen? Dat wordt ook aangegeven op de 3D-mondkaart in de app en u krijgt handige herinneringen.

Sla nooit meer een plekje over



Dankzij onze slimme locatiesensor ziet u altijd waar u wel en niet hebt gepoetst. In de Philips Sonicare-app worden uw gegevens bijgehouden


en weet u wanneer u grondig hebt gepoetst. Kortom: de Philips Sonicare DiamondClean Smart helpt u om uw tanden beter en zorgvuldiger te poetsen.

Eenvoudiger wordt het niet



Bij een elektrische tandenborstel doet de borstel het werk. In het handvat zit een schrobsensor die aangeeft dat u minder mee moet bewegen tijdens het poetsen. Op die manier gaat u niet alleen beter maar ook zachter en effectiever uw tanden poetsen.


Smart-koppeling van poetsstanden



Vraagt u zich wel eens af welke poetsstand en intensiteit u moet gebruiken? Dat is niet meer nodig. Een microchip in de opzetborstel geeft aan de DiamondClean Smart door met welke instellingen u poetst. Als u bijvoorbeeld een opzetborstel voor tandvleesverzorging op het handvat klikt, weet de tandenborstel exact welke poetsstand en intensiteit optimaal zijn voor het reinigen van uw tandvlees. U hoeft alleen nog maar op de aan-uitknop te drukken.


Kenmerken

Slimme vervangingsherinneringen



Opzetborstels slijten na verloop van tijd en verwijderen daardoor ook minder tandplak. Dankzij de Smart-herkenning van opzetborstels weet u precies wanneer u de opzetborstel moet vervangen. Uw tandenborstel houdt bij hoelang en hoe hard u met de opzetborstel hebt gepoetst en waarschuwt wanneer u de opzetborstel moet vervangen. U kunt de levensduur van de opzetborstel ook in de Philips Sonicare-app controleren en zelfs nieuwe opzetborstels bestellen, zodat u nooit zonder zit.


5 poetsstanden, 3 intensiteitsniveaus



De DiamondClean Smart wordt geleverd met 5 poetsstanden voor een heel scala aan poetsopties. De Clean-poetsstand is voor uitzonderlijk dagelijks reinigen, White+ is voor het verwijderen van tandaanslag en verkleuringen, Deep Clean+ is voor een verkwikkend grondige reiniging, GumHealth is


voor een zachte massage en reiniging van het tandvlees en TongueCare is voor het reinigen van uw tong. De tongreiniger maakt korte metten met aanslag en verwijdert de bacteriën die slechte adem veroorzaken. Met de 3 intensiteitsniveaus kunt u steviger poetsen of zachter poetsen als u een gevoelige mond hebt.

Zet u te veel druk tijdens het poetsen?



U merkt wellicht niet dat u te hard poetst maar uw DiamondClean Smart ontgaat dat niet. Als u te veel druk zet, gaat de ring aan het einde van het handvat knippen en weet u dat u minder druk moet zetten. Laat de borstel het werk doen. Zo behaalt u een betere poetstechniek.


Poetscorrectie-functie



Als u tijdens het poetsen van uw tanden een plekje overslaat, wordt dit door de Poetscorrectie-functie van de app aangegeven.

Geef dat gedeelte alsnog uw aandacht en u weet zeker dat u elke keer uw gebit 100% poetst.

Ontworpen met opbergen in gedachten



U kunt twee weken lang poetsen zonder dat u de tandenborstel hoeft op te laden. Als de accu echter leeg raakt wanneer u onderweg bent, kunt u het luxe USB-reisetui als oplader gebruiken. Plaats uw tandenborstel in de houder en sluit deze aan op uw laptop of een stopcontact. Thuis kunt u de tandenborstel gewoon opladen in het oplaadglas dat een stijlvolle aanwinst voor uw badkamer is en dat u ook kunt gebruiken om uw mond te spoelen na het tandenpoetsen. Houd uw opzetborstels schoon en georganiseerd in de bijbehorende houder.

Specificaties

Product-update

Ondersteuningstermijn: Philips biedt de noodzakelijke beveiligingsupdates tot 31 december 2026.

Connectiviteit

Draadloze Bluetooth®-technologie: Verbonden tandenpoetsapp

Vermogen

Spanning: 110-220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 14 dagen*****

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Blauw

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Compatibiliteit

Compatibiliteit met Android: Android-telefoons, Tablets met Bluetooth 4.0

Compatibel met iOS: iPad 3e generatie of hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS 7 of hoger

Gebruiksgemak

Display: Verlicht display

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Herkenning van opzetborstel: Synchroniseert met de optimale poetsstand

Vervangingsherinnering: Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

Meegeleverde artikelen

Opzetborstelhouder: 1

Handvat: 1 DiamondClean Smart

Opzetborstels: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 Premium Gum Care, 1 Premium White, 1 TongueCare+-tongreiniger

Antibacteriële tongspray: 60 ml

Oplaadglas: 1

Reisetui: Oplaadreisetui met USB

Reinigingsprestaties

Prestaties: Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Tot 7x gezonder tandvlees****

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Wittere tanden: Tot 100% minder aanslag*****

Timer: BrushPacer en SmarTimer

Feedback bij te veel druk: Ring gaat paars branden, Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Poetscorrectie: Zorgt voor een 100% schoon gebit

Ingrediënten

Ingrediënten tongspray: Water, propyleen glycerol, Aroma, zinkgluconaat, Cetylpyridinium chloride, Eucalyptus, citriodora-olie, Limoneen, CI42090, PEG-12 dimethicon, PEG-40 gehydrogeneerde castorolie, Thymol, natriumsaccharine

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

3 sterktes: Hoog, Medium, Laag

Deep Clean+: Voor een verkwikkend grondige reiniging

Gum Health: Speciale aandacht voor kiezen

TongueCare+: Voor een langdurig frisse adem

White+: Verwijdert oppervlaktevlekken

BrushSync-koppeling van poetsstanden

C3 Premium Plaque Defence: Koppelt met de Clean-poetsstand

G3 Premium Gum Care-opzetborstel: Koppelt met de Gum Health-poetsstand

W3 Premium White-opzetborstel: Koppelt met de White+-poetsstand

TongueCare+-tongreiniger: Koppelt met de TongueCare-poetsstand

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst

Locatiesensor: Volgt het poetsen en zorgt voor een schoon gebit

Schrobsensor: Waarschuwt wanneer er te hard wordt geschrobd

3D-mondkaart: Geeft probleemgebieden aan

Poetscorrectie: Voor het poetsen van overgeslagen tanden en kiezen

Software-ondersteuning

Software-updates: Philips biedt relevante software-updates aan gedurende 2 jaar na de aankoopdatum.



* Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
** * vergeleken met een handtandenborstel met een goede tandpasta voor wittere tanden
** * vergeleken met DiamondClean
*** in de Gum Health-poetsstand vergeleken met een handtandenborstel gedurende 2 weken
**** na 3 dagen in de White+-poetsstand vergeleken met een handtandenborstel
***** op basis van twee poetsbeurten van twee minuten per dag in de standaardpoetsstand