

# PHILIPS

Электрическая  
звуковая зубная щетка

Philips Sonicare  
ExpertClean 7500

Удобное приложение для чистки  
зубов

Встроенный датчик давления

Распознавание чистящей насадки

4 режима, 3 уровня интенсивности



HX9661/02



## Все, что вам нужно для здоровья полости рта

### Удаляет в 10 раз больше налета

Правильно ухаживать за полостью рта довольно тяжело. ExpertClean поможет вам с уходом между приемами у стоматолога. Интеллектуальные датчики помогут добиться идеального давления на щетку, а отчеты в приложении позволят придерживаться привычного режима чистки.

#### Оцените стильный и удобный дизайн

- Простая зарядка и стильный дизайн
- Дорожный зарядный чехол с USB позволяет заряжать щетку в поездках

#### Здоровье полости рта у пользователей ExpertClean улучшилось

- Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами
- Глубокая очистка и защита чувствительных десен
- Удаляет в 10 раз больше налета\* для тщательной чистки
- Состояние десен в 7 раз лучше\* всего за 2 недели

#### Позвольте ExpertClean адаптироваться под ваши потребности


- Персонализированная чистка зубов
- Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку
- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку
- BrushSync автоматически выбирает для вас оптимальный режим

#### Придерживайтесь режима с индивидуальными рекомендациями

- Руководства для новичков и создание здоровых привычек


## Особенности

### Удаляет до 10 раз больше налета\*




Будьте уверены в тщательной чистке зубов с чистящей насадкой C3 Premium Plaque Defence. Мягкие и гибкие щетинки повторяют контуры ваших зубов, обеспечивая в 4 раза более тесный контакт\*\* и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах.

### Состояние десен в 7 раз лучше\*



Сделайте акцент на здоровье десен с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Небольшой размер и щетинки для ухода за линией десен делают ее идеальным решением для поддержания здоровья десен. У использующих эту насадку людей количество воспалений десен уменьшается до 100 %, а десны становятся до 7 раз более здоровыми всего за 2 недели\*.

### Отчет о сеансе



ExpertClean дает вам рекомендации по созданию и поддержанию здоровых привычек между приемами у стоматолога. Встроенные интеллектуальные датчики оповещают о чрезмерном давлении на щетку, а при подключении к приложению Sonicare отчет о сеансе позволяет следовать верному курсу и отслеживать ваш прогресс.

### 4 режима, 3 уровня интенсивности




ExpertClean располагает рядом режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление+), Gum Health (Здоровье десен) и Deep Clean+ (Глубокая чистка+) — которые помогут вам эффективнее чистить зубы. Режим Clean (Чистка) подходит для качественной ежедневной чистки зубов, White+ (Осветление+) — для удаления потемнений, Gum Health (Здоровье десен) обеспечивает бережную и эффективную чистку десен, а Deep Clean+ (Глубокая чистка+) подходит для максимально тщательной чистки. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.

### Распознавание чистящей насадки



Интеллектуальные чистящие насадки обеспечивают оптимальный выбор режима и уровня интенсивности для максимально эффективной чистки. К примеру, вы используете чистящую насадку G3 Premium Gum Care. Технология ExpertClean BrushSync автоматически синхронизирует чистящую насадку с режимом Gum Health (Здоровье десен) для эффективной чистки ваших десен.

### Встроенный датчик давления



ExpertClean регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При слишком сильном нажатии на зубы эта умная зубная

щетка издаст звуковой сигнал. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.

### BrushSync: напоминания о замене



Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

### C3 Premium Plaque Defence



Чистящая насадка Premium Plaque Control создана для тщательного ухода за полостью рта. Мягкая боковая часть и гибкие щетинки идеально повторяют контуры зубов, обеспечивая до 4 раз более тесный контакт и помогая удалять налет в труднодоступных местах\*.

# Характеристики

## Подключения

**Беспроводная технология Bluetooth®:** Обучающее приложение

## Мощность

**Напряжение:** 110–220 В

## Технические характеристики

**Время работы (от полной зарядки до полной разрядки):** 14 дней\*\*\*

**Батарея:** Перезарядка

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

## Дизайн и отделка

**Цвет:** Бледно-розовый

## Обслуживание

**Гарантия:** Ограниченная гарантия сроком на 2 года

## Совместимость

**Совместимость с ОС Android:** Телефоны на базе ОС Android, Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0

**Совместимость с ОС iOS:** iPad 3-го или более высокого поколения, iPhone 4S или более поздней версии, с iOS7 или более поздней версией, с операционной системой версии iOS7

## Удобство использования

**Совместимость ручки:** Удобные съемные насадки

**Ручка:** Изящный эргономичный дизайн

**Индикатор замены:** Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок

## В комплекте

**Дорожный футляр:** Дорожный зарядный чехол с USB

**Насадки:** G3 Premium Gum Care, 1 шт., C3 Premium Plaque Defence, 1 шт.

**Ручка:** 1 ExpertClean

**Зарядное устройство:** 1

## Качество чистки

**Высокое качество:** Удаляет до 10 раз больше налета\*

**Скорость:** 62 000 выметающих движений в минуту

**Польза для здоровья:** Состояние десен в 7 раз лучше\*

**Таймер:** BrushPacer и SmartTimer

**Оценка силы нажатия:** Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

## Режимы

**Clean (Чистка):** Для ежедневной тщательной чистки

**3 уровня интенсивности:** Низкий, Средняя, Высокий

**Deep Clean+ (Глубокая чистка+):** Для эффективной тщательной чистки

**Gum Health:** Особый уход за коренными зубами  
**White+ (Осветление+):** Для удаления поверхностных потемнений эмали

## Функция подключения BrushSync

**Чистящая насадка G3 Premium Gum Care:**

Сопряжение с режимом Gum Health (Здоровые десны)

**C3 Premium Plaque Defence:** Синхронизация с режимом Clean (Чистка)

## Технология интеллектуального датчика

**Датчик давления:** Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

**BrushSync: напоминания о замене:** Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

**Технология BrushSync:** чистящих насадок, Синхронизация зубной щетки и

**Датчик местоположения:** Отслеживает прогресс и помогает не пропускать участки

**Датчик чрезмерных движений:** Помогает совершать меньше чистящих движений

## Поддержка ПО

**Обновления ПО:** Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.



\* по сравнению с обычной зубной щеткой

\*\* по сравнению с DiamondClean

\*\*\* при использовании дважды в день в течение двух минут

\* Мобильное приложение Philips Sonicare поддерживается на территории Российской Федерации. Поддержка мобильного приложения на территории Республики Казахстан и Республики Беларусь не осуществляется.