




Philips Sonicare AirFloss
Nabíjateľná medzizubná
kefka

s 1 tryskou



HX8211/02

Nepoužívate zubnú niť? Skúste AirFloss.

Odstraňuje zubný povlak aj tam, kam kefky nedosiahnu

Ak nepoužívate pravidelne zubnú niť, môžete na čistenie medzizubných priestorov používať zariadenie AirFloss. AirFloss môžete používať s ústnou vodou alebo obyčajnou vodou. Využíva jedinečnú technológiu zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek, ktorá pomáha odstraňovať zubný povlak na ťažko prístupných miestach.

Improves oral health

- Zlepšuje zdravie ďasien už do dvoch týždňov
- Odstraňuje viac povlaku medzi zubmi
- Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch

Skvelé vyčistenie už za 30 sekúnd

- Vyčistí celé ústa už za 30 sekúnd
- Nasmerujte. Stlačte. Čistite!

Jednoduché používanie

- Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek
- Pohodlná, ergonomická rukoväť
- Navádzacia špička zabezpečuje správne umiestnenie


Pomáha vytvoriť zdravé návyky

- Jednoduchý spôsob na účinnejšie čistenie medzizubných priestorov

PHILIPS
sonicare


Hlavné prvky

Technológia zmesi vzduchu a mikrovapôčiek



Technológia zmesi vzduchu a mikrovapôčiek

Jednoduchý spôsob, ako začať



Čistenie medzizubných priestorov je veľmi dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss predstavuje jednoduchý spôsob hĺbkového čistenia medzizubných priestorov, čím pomáha vytvoriť si zdravé návyky. Po troch mesiacoch používania kefkы AirFloss až 96 % ľudí, ktorí používali nepravidelne zubnú niť, aj naďalej používali kefkы AirFloss štyri alebo viac dní do týždňa.


30-sekundové čistenie



S kefkou AirFloss si vyčistíte celé ústa iba za 30 sekúnd. Stačí raz stlačiť tlačidlo na jeden vstrech, potom posunúť kefkы ďalej a

zopakovať postup. Ak chcete používať novú funkciu automatického vstrekovania, tlačidlo držte stlačené a presúvajte navádzaciu špičku z jedného priestoru do druhého. Automaticky bude vstrekovat dávku každú sekundu.

Zdravšie ďasná



Je klinicky overené, že kefkы Sonicare AirFloss zlepši do dvoch týždňov zdravie ďasien.

Nádržka s ľahkým plnením



Naplňte nádobku na rukoväti ústnou vodou alebo vodou na osviežujúce čistenie, potom nasmerujte navádzaciu špičku a stlačte tlačidlo. Objem nádržky vystačí až na dve čistenia.

Navádzacia špička



Tenká zahnutá trysková hubica a navádzacia špička zjednodušujú správne umiestnenie. Stačí


sa posunúť po povrchu zuba pri ďasne, až kým špička zapadne do priestoru medzi zubmi.

Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu



Jemným vypláchnutím povlaku, ktorý nebol odstránený zubnou kefkou, pomáha kefkы Sonicare AirFloss predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch.

Odstraňuje viac povlaku medzi zubmi



Odstraňuje viac povlaku medzi zubmi

Ergonomická rukoväť

Kefkы AirFloss je vybavená pohodlnou a ergonomickou rukoväťou s protišmykovým uchopením, ktorá je navrhnutá na jednoduché manévrovanie v tesných priestoroch.

Technické údaje

Príkon

- Napätie: Multinapät'ová nabíjačka

Technické špecifikácie

- Prevádzkový čas: Vymeňte trysku každých 6 mesiacov
- Batéria: Nabíjateľná
- Typ batérie: Lítium-iónová
- Čas nabíjania: 24 hodín na úplné nabitie

Špecifikácia dizajnu

- Farba(y): Biela s nádychom zelenej

Servis

- Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

- Telo: Štíhly ergonomický tvar
- Ukazovateľ stavu batérie: Blikanie signalizuje

takmer vybitú batériu

- Prídavný nástavec: Ľahko sa nasúva a odpája
- Životnosť batérie: Životnosť plne nabitej batérie je až 3 týždne

Pribalené príslušenstvo

- Rukoväť AirFloss: 1
- Nabíjacia jednotka: 1 multinapät'ová nabíjačka
- Hubica AirFloss: 1
- Držiak hubice: 1

Výsledky čistenia

- Tryskové nástavce: Na dosahovanie najlepších výsledkov odporúčame meniť každých 6 mes.
- Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav ďasien už za dva týždne
- Funkcia automatického vstrekovania: Vyčistí celé ústa za 30 s
- Charakteristika: Odstraňuje až 5 x viac povlaku*



Dátum vydania
2023-04-11

Verzia: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* než čistenie len ručnou zubnou kefkou