

Philips Sonicare AirFloss  
Nabíjateľná medzizubná  
kefka

s 1 tryskou

HX8261/01



## Nepoužívate zubnú niť? Skúste AirFloss.

Odstraňuje zubný povlak aj tam, kam kefky nedosiahnu

Ak nepoužívate pravidelne zubnú niť, môžete na čistenie medzizubných priestorov používať zariadenie AirFloss. AirFloss môžete používať s ústnou vodou alebo obyčajnou vodou. Využíva jedinečnú technológiu zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek, ktorá pomáha odstraňovať zubný povlak na ťažko prístupných miestach.

### **Improves oral health**

- Zlepšuje zdravie ďasien už do dvoch týždňov
- Odstraňuje viac povlaku medzi zubmi
- Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch

### **Skvelé vyčistenie už za 30 sekúnd**

- Vyčistí celé ústa už za 30 sekúnd
- Nasmerujte. Stlačte. Čistite!

### **Jednoduché používanie**

- Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek
- Pohodlná, ergonomická rukoväť
- Navádzacia špička zabezpečuje správne umiestnenie


### **Pomáha vytvoriť zdravé návyky**

- Jednoduchý spôsob na účinnejšie čistenie medzizubných priestorov

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Hlavné prvky

### Jednoduchý spôsob, ako začať



Čistenie medzizubných priestorov je veľmi dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss predstavuje jednoduchý spôsob hĺbkového čistenia medzizubných priestorov, čím pomáha vytvoriť si zdravé návyky. Po troch mesiacoch používania kefky AirFloss až 96 % ľudí, ktorí používali nepravidelne zubnú niť, aj naďalej používali kefku AirFloss štyri alebo viac dní do týždňa.

### Odstraňuje viac povlaku medzi zubmi



Odstraňuje viac povlaku medzi zubmi

### 30-sekundové čistenie



S kefkou AirFloss si vyčistíte celé ústa iba za 30 sekúnd. Stačí raz stlačiť tlačidlo na jeden vstrech, potom posunúť kefku ďalej a zopakovať postup. Ak chcete používať novú funkciu automatického vstrekovania, tlačidlo


držte stlačené a presúvajte navádzaciu špičku z jedného priestoru do druhého. Automaticky bude vstrekovat' dávku každú sekundu.

### Nádržka s ľahkým plnením



Naplňte nádobku na rukoväti ústnou vodou alebo vodou na osviežujúce čistenie, potom nasmerujte navádzaciu špičku a stlačte tlačidlo. Objem nádržky vystačí až na dve čistenia.

### Zdravšie ďasná




Je klinicky overené, že kefka Sonicare AirFloss zlepší do dvoch týždňov zdravie ďasien.

### Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu



Jemným vypláchnutím povlaku, ktorý nebol odstránený zubnou kefkou, pomáha kefka Sonicare AirFloss predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch.

### Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek



Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek

### Ergonomická rukoväť

Kefka AirFloss je vybavená pohodlnou a ergonomickou rukoväťou s protišmykovým uchopením, ktorá je navrhnutá na jednoduché manévrovanie v tesných priestoroch.

### Navádzacia špička



Tenká zahnutá trysková hubica a navádzacia špička zjednodušujú správne umiestnenie. Stačí sa posunúť po povrchu zuba pri ďasne, až kým špička zapadne do priestoru medzi zubmi.

# Technické údaje

## Príkon

- Napätie: Multinapät'ová nabíjačka

## Technické špecifikácie

- Batéria: Nabíjateľná
- Prevádzkový čas: Vymeňte trysku každých 6 mesiacov
- Typ batérie: Lítium-iónová
- Čas nabíjania: 24 hodín na úplné nabitie

## Špecifikácia dizajnu

- Farba(y): Biela s nádychom zelenej

## Servis

- Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

## Jednoduché použitie

- Telo: Štíhly ergonomický tvar

- Ukazovateľ stavu batérie: Blikanie signalizuje takmer vybitú batériu
- Prídavný nástavec: Ľahko sa nasúva a odpája
- Životnosť batérie: Až 2 týždne

## Pribalené príslušenstvo

- Nabíjacia jednotka: 1
- Rukoväť AirFloss: 1
- Hubica AirFloss: 1

## Výsledky čistenia

- Funkcia automatického vstrekovania: Vyčistí celé ústa za 30 s
- Tryskové nástavce: Na dosahovanie najlepších výsledkov odporúčame meniť každých 6 mes.
- Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav ďasien už za dva týždne
- Charakteristika: Odstraňuje až 5 x viac povlaku\*



Dátum vydania  
2023-04-08

Verzia: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* než čistenie len ručnou zubnou kefkou