

PHILIPS

sonicare



Eltandborste med
app

FlexCare Platinum
Connected

Appen ger dig råd och
rekommendationer

Inbyggd smart sensor

3 lägen, 3 intensitetsnivåer

Två borsthuvuden medföljer



HX9192/01

Smart tandborstning. Överlägsna resultat.

Tar bort upp till tio gånger mer plack och ger ett friskare tandkött*

Sonicare's FlexCare Platinum Connected är en smart eltandborste med inbyggd sensor och tillhörande app som hjälper dig få renare, fräschare mun och en frisk andedräkt. De högfrekvent svepande rörelserna i Sonicare's teknologi ger dig en frisk känsla av renhet, som om du precis kommit från tandhygienisten! Appen analyserar dina tandborstvanor och ger skraddarsydda råd och rekommendationer. FlexCare Platinum Connected är den nya generationens eltandborste!

Track your brushing with real-time guidance

- Varnar dig när du borstar för hårt
- Spåra och förbättra din borstning

Sonicare app delivers personalized feedback


- En andra chans att borsta fläckar som du missat med TouchUp
- Lär dig om borsthuvudets effektivitet
- Ta bättre hand om problemområden
- Den hjälp du behöver för att förbättra dina rutiner

Philips Sonicare's deepest, most complete clean

- En personligt anpassad tandborstning
- Formas efter tänder och tandkött för en djupare rengöring
- Utformat för att passa in i din livsstil
- Dynamisk rengöring för bättre munhälsa
- Timer hjälper dig att borsta noggrant


Funktioner

Lokaliseringssensor




FlexCare Platinum Connecteds lokaliseringssensor visar var du borstar för lite. Om det finns fläckar som du ofta missar när du borstar tänderna uppmärksammar lokaliseringssensorn dig om detta.

Trycksensor




Du kanske inte märker om du borstar för hårt, men FlexCare Platinum Connected gör det. Om du borstar för hårt gör den intuitiva trycksensorn så att tandborstskäftet pulserar lite så att du vet exakt när du ska borsta lite mjukare. I studier lyckades 7 av 10 personer som borstar tänderna för hårt minska sitt borsttryck tack vare trycksensorn.

Touch Up




Om du råkar missa några fläckar när du borstar tänderna spårar Philips Sonicare-appen din borstning och ger dig chansen att borsta där igen. TouchUp ger anpassad vägledning baserat på dina personliga borstningsdata så att du omedelbart kan borsta eventuella missade fläckar och få en mer komplett rengöring.

Personliga rekommendationer




Med FlexCare Platinum Connected kan du ställa in dagliga mål och följa dina framsteg. I Sonicare-appen finns en historik över dina borstningsdata, så att du enkelt kan granska din borstning. Med personliga rekommendationer, tips och varningar från appen kommer din borstningsteknik med tiden att bli bättre. Du kan också dela med dig av dina framsteg med din tandläkare eller tandhygienist.

Fokusområden



Om din tandläkare eller tandhygienist informerar dig om specifika ställen i munnen som behöver mer fokus på grund av plack, inflammation eller något annat kan FlexCare Platinum Connected hjälpa dig att ta itu med dessa problemområden. Du kan markera dessa fläckar i din anpassade munkarta i Sonicare-appen som en påminnelse om att ge dem den extra omsorg de behöver varje gång du borstar tänderna.

Borsthuvudets prestandamonitor



Vid normal användning i några månader slits borsthuvuden gradvis ut och förlorar sin styvhet. Sonicare-appen inkluderar en smart

prestationsmonitor för borsthuvudet som spårar borsthuvudets effektivitet baserat på faktisk borstningstid och borsttryck. Den uppger dig om när det är dags att byta borsthuvud så att du kan fortsätta att få bästa resultat. Du kan till och med beställa utbytesborsthuvuden direkt i appen.

Tre lägen, tre intensitetsnivåer



Med tre intensitetsinställningar och tre rengöringslägen ger FlexCare Platinum Connected optimal komfort med en ordentlig djuprengöring. Använd Clean-läget för en suverän daglig rengöring, eller White-mode för fläckborttagning. Om du behöver fokusera lite extra på problemområden ger Deep Clean-läget enastående resultat. Ställ in intensiteten till Låg, Medel eller Hög enligt dina personliga önskemål. Ställ in intensitetsnivån till hög för bästa resultat.

AdaptiveClean borsthuvud



AdaptiveClean är det enda eltandborsthuvudet som kan följa dina tänder och ditt tandköttss unika form. Med mjuka, flexibla sidor av gummi kan borsthuvudet följa varje kurva. Det tar bort upp till 10 gånger mer plack än en vanlig tandborste. Eftersom borsten följer tandköttsskanten absorberar den borsttryck som är för kraftigt så att borstningen är skonsam mot tandköttet oavsett hur du borstar.

Funktioner

BrushPacer och Smartimer



Intervalltimern BrushPacer indikerar när det är dags för dig att flytta till en annan del av munnen, medan Smartimer hjälper dig att borsta i två minuter, så som rekommenderas av tandläkare. Tillsammans bidrar de till en lyckad tandborstning.

Sonisk teknologi



Med 31 000 borsttag per minut ger Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected överlägsen rengöring som du både ser och känner. Vår soniska tekniks dynamiska rengöring för vätskan djupt mellan tänderna och längs tandköttsskanten. Eftersom FlexCare Platinum Connected-borsten varsamt masserar tandkötet stimulerar den blodcirkulationen och hjälper till

att få bort plack. Du får en kraftfull men ändå skonsam rengöring som ger kliniskt bevisade resultat.

Lång batterilivslängd



När FlexCare Platinum Connected är fulladdad räcker batteriet till två veckors normal användning. Med ett praktiskt resefodral och en kompakt reseladdare är det enkelt att ta med Philips Sonicare till arbetet, skolan eller på semester.

Specifikationer

Anslutningar

Trådlös Bluetooth®-teknik: Ansluten
borstningsapp

Effekt

Spänning: 110–220 V

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Drifttid (full till tom): Upp till 2 veckor

Batterityp: Litiumjon

Design och finish

Färg: Vit

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Kompatibilitet

Kompatibilitet med Android: Android-telefoner,
Bluetooth 4.0-aktiverade surfplattor

iOS-kompatibilitet: 3:e generationens iPad eller
högre, iPhone 4S eller högre, med
operativsystemet iOS7

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt
knäpps på

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Teckenfönster: Belyst skärm

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Borstningstid: Upp till 2 veckor

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 FlexCarePlatinum Connected

Borsthuvuden: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare,
standard

Resefodral: 1

Laddare: 1

Rengöringsprestanda

Prestanda: Tar bort upp till 10 gånger mer plack*

Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan på bara två

veckor

Trycksensor: Handtag som vibrerar för att varna
användaren

Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min

Ger synbart vitare tänder: Tar bort fläckar
naturligt

Timer: BrushPacer och SmarTimer

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Tre intensitetsnivåer: Låg, Medium, Hög

Djuprengöring: För en stärkande djuprengöring

Vit: Tar bort missfärgningar

