




Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra —
zobstarpu tīrītājs

w/4500 ProtectiveClean rokturis

1 sprausla
1 zobu birstes galviņa



HX8424/30

Veselīgākas smaganas 2 nedēļu laikā nodrošinātas*

Izstrādāta neregulāriem zobu diegotājiem

Cilvēkiem, kas regulāri netīra zobus ar zobu diegu, AirFloss Pro/Ultra**** uzgalis ir vienkāršākais paņēmieni efektīvai zobstarpu tīrīšanai. AirFloss Pro/Ultra var izmantot kopā ar mutes skalošanas līdzekļiem vai ūdeni, un ir klīniski apstiprināts, ka tas uzlabo smaganu veselību tik pat efektīvi kā zobu diegs.**

Uzlabo mutes veselību

- Klīniski apstiprināts, ka tā efektivitāte smaganu veselības uzlabošanā ir vienlīdz laba kā zobu diegam**
- Likvidē aplikumu līdz 99,9%***
- Palīdz novērst caurumu veidošanos starp zobiem

Optimize your brushing

- Savieno viedo zobu birstes rokturi ar viedajiem uzgajiem
- Režimi Clean un White

Izcila tehnoloģija

- Augstas veiktspējas uzgalis
- Gaisa un mikropilienu tehnoloģija
- Trīskāršas strūkļas pielāgošanas iestatījumi

Vieglākais veids efektīvai zobstarpu tīrīšanai

- Vieglis veids, kā sākt veselīgu ieradumu

PHILIPS
sonicare


Izceltie produkti

Labāka smaganu veselība



Ir klīniski apstiprināts, ka Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra uzgalis uzlabo smaganu veselību tik pat efektīvi kā zobu diegs.** Palīdz uzlabot smaganu veselību tikai divu nedēļu laikā.

Likvidē aplikumu līdz 99,9%




AirFloss Pro/Ultra likvidē aplikumu līdz 99,9% tīrītajās zonās.**

Palīdz novērst caurumu veidošanos



Saudzīgi notīrot aplikumu, ko nevar noņemt ar zobu birsti, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra uzgalis palīdz novērst caurumu veidošanos starp jūsu zobiem.

Mikropilienu tehnoloģija




Mūsu unikālā tehnoloģija, kurā apvienota gaisa un mutes skalošanas līdzekļa vai ūdens plūsma. Rezultāti ir klīniski apstiprināti. Rezultāts ir efektīva un saudzīga zobstarpu un smaganu līnijas tīrīšana.

Augstas veiktspējas uzgalis



Jaunajā AirFloss Pro/Ultra augstas veiktspējas uzgalī ir apvienota gaisa un mikropilienu tehnoloģija, vēl vairāk palielinot tā efektivitāti.

Trīskāršas strūkļas pielāgošana



AirFloss Pro/Ultra uzgaļa strūkļas stiprumu varat pielāgot atbilstoši savām vēlmēm. Katru reizi nospiežot aktivizācijas pogu, var izvēlēties vienu, dubultu vai trīskāršu strūkļu.

Notīra 60 sekundēs




Ar AirFloss Pro/Ultra visa mutes dobuma tīrīšana prasa mazāk nekā 60 sekundes dienā. Vienkārši izvēlieties strūkļas padeves biežumu (vienu, dubultu vai trīskāršu) un turiet nospiestu aktivizācijas pogu pastāvīgi, automātiskai strūkļas padevei vai nospiediet un atlaidiet pogu, ja vēlaties izmantot manuālo strūkļas padeves režīmu.

Svaigums un tīrība ar mutes skalošanas līdzekli



Uzpildiet nodalījumu rokturī ar vai nu mutes skalošanas līdzekli, vai ūdeni mutes dobuma svaigumam, pēc tam novietojiet uzgalī un nospiediet pogu. Lielākam svaigumam un pretmikrobu iedarbībai izmantojiet kopā ar mutes skalošanas līdzekli.

Viegla veselīga ieraduma sāksana



Zobstarpu tīrīšana ir ļoti svarīga kopējai mutes veselībai. AirFloss ir viegls veids, kā iztīrīt dziļi starp zobiem, palīdzot veidot veselīgus ieradumus.

Specifikācijas

Strāvas padeve

- Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs

Tehniskā specifikācija

- Akumulators: Uzlādējams
- Akumulatora tips: Litija jonu
- Uzlādes ilgums: 24 stundas līdz pilnai uzlādei

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts ar pelēkiem akcentiem, Balta un gaiši zila

Serviss

- Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

- Akumulatora indikators: Roktura LED indikatori norāda uzlādes līmeni
- Rokturis: Plāns ergonomisks dizains
- Uzgaļa piederums: Viegla uzspraušana un noņemšana
- Baterijas darbūms: 1-3 nedēļas****

Komplektā iekļautie piederumi

- Suku uzgaļi: 1 W2 Optimal White
- Rokturis: 1 ProtectiveClean

- Lādētājs: 1
- AirFloss Pro/Ultra rokturis: 1
- AirFloss Pro/Ultra uzgalis: 1

Tīrīšanas veiktspēja

- Veselības ieguvumi: Iztīra visu muti 60 sek., Uzlabojiet smaganu veselību 2 nedēļās*
- Sniegums: Likvidē aplikumu līdz 99,9%**
- Klīniski apstiprināti rezultāti: Tikpat efektīvs kā zobu diegs, smaganu veselības uzlabošanai, aplikuma likvidēšanai, smaganu asiņošanas samazināšanai
- Pielāgojami iestatījumi: Automātiska strūkla vai manuāla strūkla, Vienkārša/dubulta/trīskārša strūkla***
- Labākiem rezultātiem: Nomainiet uzgali ik pēc 6 mēnešiem

Režīmi

- Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā
- Balta: Notīra aplikumu

Smart sensoru tehnoloģija

- BrushSync uzgaļa nomainīšanas atgādinājums: Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomainīšanas brīdi



Izlaides datums
2024-03-02

Versija: 3.3.1

EAN: 87 10103 89282 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* vai arī atdosim jūsu naudu.

** izmantojot kopā ar manuālo zobu suku un antibakteriālo skalošanu pacientiem ar vieglu līdz izteiktu gingivītu; AirFloss ir izstrādāts, lai palīdzētu neregulāriem diegotājiem izveidot veselīgu ikdienas zobstarpu tīrīšanas ieradumus. Papildinformāciju skatiet jautājumam un atbilstīgu sadaļā cilnē Atbalsts.

*** No apstrādātajām zonām; Pētījumos faktiskie rezultāti var atšķirties

**** AirFloss Ultra un Pro ir viens un tas pats produkts, bet tas var būt nosaukts dažādi atkarībā no valsts un televīzijas kanāla.

***** atkarībā no izmantotā strūklas iestatījuma