

PHILIPS

sonicare

Štandardné nástavce pre
sonické zubné kefky

DiamondClean

2 ks

Štandardná veľkosť

Nasadzovací systém

Špičkové čistenie, belšie zuby

HX6062/07



Špičkové čistenie.* Belšie zuby.

Kvalitnejšie čistenie na odstraňovanie nežiaduceho zafarbenia pre belšie zuby

Kefkový nástavec DiamondClean predstavuje dokonalé riešenie pre ľudí, ktorí chcú ísť za hranice dôkladného čistenia a urobiť pre svoj žiarivo biely úsmev bez nežiaduceho zafarbenia viac. Tento kefkový nástavec je tiež skvelým pomocníkom, ktorý vám pomôže zachovať si žiarivo biely úsmev aj v období medzi profesionálnymi bieleniami.

A brush head that fits multiple handles

- Určené pre každú zubnú kefku Philips Sonicare so systémom click-on

Provides an exceptional plaque removal

- Odstráni až 7-krát viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Proven to improve oral health

- Súčasť lepšej starostlivosti o ústnu dutinu

Designed to optimize performance

- Vlákna usporiadané do tvaru diamanta, vďaka ktorým získate o 100 % belšie zuby už za 1 týždeň
- Vlákna s pripomenutím zaručia najúčinnnejšie čistenie
- Belšie zuby už za jeden týždeň
- Navrhnuté na pohyb s maximálnymi sonickými vibráciami


Hlavné prvky

Belšie zuby už za jeden týždeň



Kefkový nástavec Philips Sonicare DiamondClean odstráni až o 100 % viac škvŕn a už po 7 dňoch zaručí belšie zuby.

Belšie zuby – rýchlo



Kefkový nástavec DiamondClean má časť na odstraňovanie neželaného zafarbenia s hustými vláknami, ktoré sú usporiadané do kosoštvorca a odstraňujú škvŕny na povrchu zubov spôsobené potravinami a nápojmi. Svoj o 100 %* belší úsmev si všimnete už o 7 dní.

Odstráni až 7x viac povlaku



Je klinicky preukázané, že kefkový nástavec Philips Sonicare DiamondClean odstráni až 7-krát viac zubného povlaku v porovnaní s ručnou kefkou už po štyroch týždňoch používania.

Pohyb s maximálnymi sonickými pohybmi



Pre našu hlavnú technológiu čistiacich pohybov s vysokou frekvenciou a širokým záberom, ktoré vykonajú viac než 31 000 sterov za minútu, sú kľúčové kefkové nástavce Philips Sonicare. Naša bezkonkurenčná sonická technológia v plnej miere prenáša výkon z ruky až do špičky kefkového nástavca. Tento sonický pohyb vedie k dynamickému pohybu kvapalín, ktorý vháňa kvapalinu hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž ďasna na dosiahnutie prvotriedneho, no jemného čistenia za každých okolností.

Lahko nasaditeľné kefkové nástavce




Tento kefkový nástavec môžete jednoducho nasadiť a zložiť z rukoväte kefky. Výsledkom je bezpečné nasadenie a ľahká údržba a čistenie. Nástavec je kompatibilný so všetkými rukoväťami zubných kefiek Philips Sonicare okrem modelov PowerUp Battery a Essence.

Lejší zdravotný stav ústnej dutiny



Rovnako ako všetky autentické kefkové nástavce Philips Sonicare je aj tento kefkový nástavec bezpečný pre zuby a ďasná. Každý kefkový nástavec prešiel testami kvality v snahe zabezpečiť mimoriadny výkon a odolnosť.

Vlákna s pripomenutím



Na prvý pohľad to možno nie je viditeľné, ale vlákna na kefke strácajú svoju pevnosť a po mesiacoch bežného používania sa postupne opotrebovávajú. Naše modré vlákna s pripomenutím vyblednú a zmenia sa na biele, čím indikujú, že je najvyšší čas na výmenu. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov vymieňajte svoj kefkový nástavec každé tri mesiace.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Biela

Mäkkosť vlákien: Stredná

Vlákná s pripomenutím: Modré vlákna, ktoré vyblednú

Veľkosť: Štandardné

Kompatibilita

Systém kefkového nástavca: Nasadzovací systém

Vhodné pre tieto modely: HealthyWhite+, Rad

2 series na odstraňovanie povlaku, Rad 3 series pre zdravšie ďasná, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for Kids (detské), HealthyWhite

Pribalené príslušenstvo

Kefkové nástavce: 2 DiamondClean, štandardná veľkosť

Kvalita a výkon

Náhradné: Každé 3 mesiace

Testované: na optimálne použitie

Prínosy pre zdravie

Odstraňovanie povlaku: Odstráni až 7 x viac povlaku*

Zdravie ďasien: Pomáha zlepšiť zdravotný stav ďasien

Bielenie: Belšie zuby už za jeden týždeň

