

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
četkica s aplikacijom

DiamondClean Smart

Personalizirane upute

Pametni senzori glave četkice

Pametno prepoznavanje glave
četkice

5 načina rada, 3 jačine



HX9944/13



Naša najbolja četkica dosad, za sveobuhvatnu oralnu higijenu

Oslonite se na 100 % pokrivenost koju pruža

DiamondClean Smart naša je najbolja četkica za zube, za sveobuhvatnu oralnu higijenu. Četiri vrhunske glave četkice omogućit će vam da se usredotočite na sve aspekte oralnog zdravlja, a napredna tehnologija senzora daje vam prilagođene povratne informacije i upute.

Proven to improve oral health

- Uklanja do 10 puta više naslaga* za dubinsko čišćenje
- Do 7x zdravije desni* u samo 2 tjedna
- Uživajte u dugotrajnom svježem dah

Personalizirane upute iz aplikacije za usavršavanje četkanja

- Usmjerava četkicu i označava područja koja su vam promakla
- Vraća vas na mjesta koja ste propustili, za 100 % pokrivenost
- Počnite se bolje brinuti o svojim problematičnim područjima
- Upozorava vas kada previše jako pritišćete
- Pomaže vam da ublažite agresivno četkanje

Optimizirajte pranje zuba

- Glave četkice automatski odabiru optimalne postavke
- Provjerite rabite li glavu četkice na optimalan način
- Birajte između 5 načina rada i 3 postavke intenziteta


Istaknute znač.

Zaboravite na naslage




Postavite glavu četkice C3 Premium Plaque Control kako biste iskusili najdublje čišćenje. Zahvaljujući mekim fleksibilnim bočnim stranama, vlakna se prilagođavaju obliku površine svakog zuba te osiguravaju 4x bolji površinski kontakt*** i uklanjaju do 10x više naslaga s teško dostupnih područja*.

Brinite za svoje desni




Postavite glavu četkice G3 Premium Gum Care kako biste poboljšali zdravlje desni. Zahvaljujući svojoj manjoj veličini i ciljanoj liniji desni, vlakna pružaju nježno i učinkovito čišćenje uz liniju desni, gdje bolesti započinju. Klinički dokazano rezultiraju s do 100 % manje upala desni* i do 7x zdravijim desnama unutar svega dva tjedna.*

Četkica za jezik TongueCare+




Postavite četku za jezik TongueCare+ i nježno uklonite bakterije koje uzrokuju loš zadah iz pora jezika. 240 posebno dizajniranih mikrovlakana ući će između svih izbočina i nabora na vašem jeziku, uklanjajući bakterije i ostatke koji uzrokuju zadah.

Nemojte propustiti nijedno mjesto




Aplikacija Philips Sonicare dat će vam do znanja kad ste temeljito očistili zube i pomoći vam da ih četkate bolje i redovitije.

Značajka TouchUp




Ako prilikom četkanja propustite mjesto, to će vam pokazati značajka TouchUp iz aplikacije. Možete se vratiti po drugi put i osigurati temeljito čišćenje, svaki put.

Fokusna područja i postavljanje ciljeva



Postoje li problematična područja na koja vam je stomatolog skrenuo pažnju? Označite ćemo ih na 3D karti usne šupljine u aplikaciji i podsjetit ćemo vas da se posebno koncentrirate na ta područja.

Previše pritišćete?




Možda nećete primijetiti ako kod četkanja primjenjujete prevelik pritisak, ali DiamondClean Smart hoće. U slučaju prevelikog pritiska, zatreperit će svjetlosni prsten na kraju drške. To je nježan podsjetnik na to da smanjite pritisak i pustite glavi četkice da odradi svoje. 7 od 10 ljudi smatra kako im je ta značajka pomogla da četkaju kvalitetnije.

Lakoća čišćenja



Kada imate električnu četkicu, pustite joj da odradi svoje. U dršku smo ugradili senzor za agresivno četkanje kao nježni podsjetnik da smanjite agresivno četkanje. Tako možete poboljšati svoju tehniku i postići nježnije, učinkovitije čišćenje.

BrushSync uparivanje načina rada



Pitate se koji način rada i intenzitet odabrati? Više se ne morate pitati. Mikročip u glavi četkice govori vašoj četkici DiamondClean Smart koju glavu rabite. Primjerice, ako postavite glavu četkice za njegu desni, vaša će četkica znati da treba odabrati optimalan način rada i intenzitet za nježnu i učinkovitu njegu desni. Samo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

Specifikacije

Mogućnost povezivanja

Bluetooth® bežična tehnologija: Povezana aplikacija za pranje zuba

Snaga

Napon: 110 – 220 V

Tehničke specifikacije

Baterija: Može se puniti

Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): 14 dana*****

Vrsta baterije: Linij-ionska

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Kompatibilnost

Android kompatibilnost: Android telefoni, Tableti s podrškom za Bluetooth 4.0

iOS kompatibilnost: iPad 3. gen. ili noviji, iPhone 4S ili noviji, uz iOS7 ili noviji

Jednostavnost uporabe

Indikator baterije: Osvijetljena ikona naznačuje trajanje baterije

Kompatibilnost drške: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Zaslon: Osvijetljeni zaslon

Prepoznavanje glave četkice: Usklađivanje s optimalnim načinom rada

Podsjetnik za zamjenu: Kako biste uvijek osigurali najbolje rezultate, ikona podsjetnika svijetli

Predmeti u kompletu

Drška: 1 DiamondClean Smart

Glave četkice: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 četka za jezik TongueCare+

Baza za punjenje: 1

Radne značajke čišćenja

Prednosti za zdravlje: Do 7x zdravije desni*****

Brzina: Do 62.000 poteza četkice u minuti

Rad: Uklanja do 10 puta više naslaga*

Mjerač vremena: BrushPacer i SmarTimer

Povratne informacije za pritisak: Prsten svijetli ljubičasto, Drška vibrira kako bi upozorila korisnika

TouchUp: Osiguravanje 100 % pokrivenosti

Načini rada

3 intenziteta: Visoka, Srednja, Niska

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje

Deep Clean+: Za osvježavajuće dubinsko čišćenje

Zdravlje desni: Posebna pažnja na kutnjake

TongueCare+: Za dugotrajan svjež dah

White+: Uklanjanje mrlja s površine zuba

BrushSync uparivanje načina rada

C3 Premium Plaque Control: Uparivanje s načinom rada Clean

Glava četkice G3 Premium Gum Care:

Uparivanje s načinom rada Gum Health

Glava četkice W3 Premium White: Uparivanje s načinom rada White+

Četkica za jezik TongueCare+: Uparivanje u načinu rada TongueCare

Napredna tehnologija senzora

Senzor za pritisak: Upozorenje u slučaju presnažnog četkanja

Lokacijski senzor: Praćenje i poboljšanje pokrivenosti

Senzor za agresivno četkanje: Smjernice za smanjenje agresivnog četkanja

3D karta usne šupljine: Označavanje problematičnih područja

TouchUp: Vraćanje na mjesta koja ste propustili

Senzor položaja: Navodi na područja koja ste propustili

Podrška za softver

Ažuriranja softvera: Tvrtka Philips nudi odgovarajuća ažuriranja softvera za razdoblje od 2 godina nakon datuma kupnje.



* Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

** u usporedbi s običnom četkicom s vodećom pastom za izbjeljivanje

** u usporedbi s glavom četkice DiamondClean

**** u načinu rada Gum Health u usporedbi s običnom četkicom nakon 2 tjedna

***** nakon 3 dana uporabe u načinu rada White+, u usporedbi s običnom četkicom

***** na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u standardnom načinu rada