

# PHILIPS

## sonicare



### Sonična električna četkica s aplikacijom

### DiamondClean Smart

- Personalizirane upute
- Pametni senzori glave četkice
- Pametno prepoznavanje glave četkice
- 5 načina rada, 3 jačine



## Naša najbolja četkica dosad, za sveobuhvatnu oralnu higijenu

Oslonite se na 100 % pokrivenost koju pruža

DiamondClean Smart naša je najbolja četkica za zube, za sveobuhvatnu oralnu higijenu. Četiri vrhunske glave četkice omogućit će vam da se usredotočite na sve aspekte oralnog zdravlja, a napredna tehnologija senzora daje vam prilagodene povratne informacije i upute.

#### Proven to improve oral health

- Uklanja do 10 puta više naslaga\* za dubinsko čišćenje
- Do 7x zdravije desni\* u samo 2 tjedna
- Uživajte u dugotrajnom svježem dahu

#### Personalizirane upute iz aplikacije za usavršavanje četkanja

- Usmjerava četkicu i označava područja koja su vam promakla
- Vraća vas na mesta koja ste propustili, za 100 % pokrivenost
- Počnite se bolje brinuti o svojim problematičnim područjima
- Upozorava vas kada previše jako pritišćete
- Pomaže vam da ublažite agresivno četkanje

#### Optimizirajte pranje zuba

- Glave četkice automatski odabiru optimalne postavke
- Provjerite rabite li glavu četkice na optimalan način
- Birajte između 5 načina rada i 3 postavke intenziteta

HX9944/13

# Istaknute znač.

## Zaboravite na naslage



ući će između svih izbočina i nabora na vašem jeziku, uklanjajući bakterije i ostatke koji uzrokuju zadah.

## Nemojte propustiti nijedno mjesto



Aplikacija Philips Sonicare dat će vam do znanja kad ste temeljito očistili zube i pomoći vam da ih četkate bolje i redovitije.

## Previše pritišće?




Možda nećete primijetiti ako kod četkanja primjenjujete prevelik pritisak, ali DiamondClean Smart hoće. U slučaju prevelikog pritiska, zatreperit će svjetlosni prsten na kraju drške. To je nježan podsjetnik na to da smanjite pritisak i pustite glavi četkice da odradi svoje. 7 od 10 ljudi smatra kako im je ta značajka pomogla da četkaju kvalitetnije.

## Brinite za svoje desni



Postavite glavu četkice G3 Premium Gum Care kako biste poboljšali zdravlje desni. Zahvaljujući svojoj manjoj veličini i ciljanoj liniji desni, vlakna pružaju nježno i učinkovito čišćenje uz liniju desni, gdje bolesti započinju. Klinički dokazano rezultiraju s do 100 % manje upala desni\* i do 7x zdravijim desnim unutar svega dva tjedna.\*

## Značajka TouchUp



Ako prilikom četkanja propustite mjesto, to će vam pokazati značajka TouchUp iz aplikacije. Možete se vratiti po drugi put i osigurati temeljito čišćenje, svaki put.

## Lakoća čišćenja




Kada imate električnu četkicu, pustite joj da odradi svoje. U dršku smo ugradili senzor za agresivno četkanje kao nježni podsjetnik da smanjite agresivno četkanje. Tako možete poboljšati svoju tehniku i postići nježnije, učinkovitije čišćenje.

## Četkica za jezik TongueCare+



Postavite četku za jezik TongueCare+ i nježno uklonite bakterije koje uzrokuju loš zadah iz pora jezika. 240 posebno dizajniranih mikro-vlakana

## Fokusna područja i postavljanje ciljeva



Postoje li problematična područja na koja vam je stomatolog skrenuo pažnju? Označite ćemo ih na 3D karti usne šupljine u aplikaciji i podsjetit ćemo vas da se posebno koncentrirate na ta područja.

## Istaknute znač.

### BrushSync uparivanje načina rada



Pitate se koji način rada i intenzitet odabrat? Više se ne morate pitati. Mikročip u glavi četkice govori vašoj četkici DiamondClean Smart koju glavu rabite. Primjerice, ako postavite glavu četkice za njegu desni, vaša će četkica znati da treba odabrati optimalan način rada i intenzitet za nježnu i učinkovitu njegu desni. Samo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

### Pametni podsjetnici za zamjenu



Glave četkica vremenom se troše i postaju manje učinkovite u uklanjanju naslaga. Zahvaljujući pametnom prepoznavanju glave četkice, uvijek ćete znati kad je vrijeme za zamjenu glave četkice. Vaša četkica prati koliko ste dugo i snažno četkali sa svakom glavom i upozorit će vas kad je vrijeme za zamjenu. Osim toga, možete pratiti vijek trajanja glava četkica u aplikaciji Philips Sonicare, čak i naručiti zalihe zamjenskih glava.

### 5 načina rada, 3 postavke intenziteta



DiamondClean Smart nudi pet načina rada koji obuhvaćaju širok raspon potreba pranja zuba: Način rada Clean služi za izvanredno svakodnevno čišćenje, White+ uklanja mrlje, Deep Clean+ pruža osvježavajuće dubinsko čišćenje, Gum Health pruža nježnu i učinkovitu njegu desni, a Tongue Care je savršen za čišćenje jezika. Čisti ostatke iz jezika i uklanja bakterije koje uzrokuju zadah. Tri intenziteta snage omogućavaju vam odabir više postavke za snažnije čišćenje, odnosno niže ako vam je usna šupljina osjetljivija.

# Specifikacije

## Mogućnost povezivanja

**Bluetooth® bežična tehnologija:** Povezana aplikacija za pranje zuba

## Snaga

Napon: 110 – 220 V

## Tehničke specifikacije

**Baterija:** Može se puniti

**Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja):** 14 dana\*\*\*\*\*

**Potrošnja energije:** Stanje pripravnosti bez prikaza <0,5 W

**Vrsta baterije:** Linij-ionska

## Servis

**Jamstvo:** 2-godišnje ograničeno jamstvo

## Kompatibilnost

**Android kompatibilnost:** Android telefoni, Tableti s podrškom za Bluetooth 4.0

**iOS kompatibilnost:** iPad 3. gen. ili noviji, iPhone 4S ili noviji, uz iOS7 ili noviji

## Jednostavnost uporabe

**Indikator baterije:** Osvijetljena ikona naznačuje trajanje baterije

**Kompatibilnost drške:** Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

**Drška:** Tanak ergonomski dizajn

**Zaslon:** Osvijetljeni zaslon

**Prepoznavanje glave četkice:** Usklađivanje s optimalnim načinom rada

**Podsjetnik za zamjenu:** Kako biste uvijek osigurali najbolje rezultate, ikona podsjetnika svijetli

## Predmeti u kompletu

**Drška:** 1 DiamondClean Smart

**Glave četkice:** 1 C3 Premium Plaque Control, 1

G3 Premium Gum Care, 1 četka za jezik

TongueCare+

**Baza za punjenje:** 1

## Radne značajke čišćenja

**Odlične radne značajke:** Uklanja do 10 puta više naslaga\*

**Prednosti za zdravlje:** Do 7x zdravije desni\*\*\*\*

**Brzina:** Do 62.000 poteza četkice u minuti

**Mjerač vremena:** BrushPacer i SmarTimer

**Povratne informacije za pritisak:** Prsten svjetli ljubičasto, Drška vibrira kako bi upozorila korisnika

**TouchUp:** Osiguravanje 100 % pokrivenosti

## Načini rada

**3 intenziteta:** Visoka, Srednja, Niska

**Clean (čišćenje):** Za odlično svakodnevno čišćenje

**Deep Clean+:** Za osvježavajuće dubinsko čišćenje

**Gum Health (zdravije desni):** Posebna pažnja na

kutnjake

**TongueCare+:** Za dugotrajan svjež dah

**White+:** Uklanjanje mrlja s površine zuba

## BrushSync uparivanje načina rada

**C3 Premium Plaque Control:** Uparivanje s načinom rada Clean

**Glava četkice G3 Premium Gum Care:** Uparivanje s načinom rada Gum Health

**Glava četkice W3 Premium White:** Uparivanje s načinom rada White+

**Četkica za jezik TongueCare+:** Uparivanje u načinu rada TongueCare

## Napredna tehnologija senzora

**Senzor za pritisak:** Upozorenje u slučaju presnažnog četkanja

**Lokacijski senzor:** Praćenje i poboljšanje pokrivenosti

**Senzor za agresivno četkanje:** Smjernice za smanjenje agresivnog četkanja

**3D karta usne šupljine:** Označavanje problematičnih područja

**TouchUp:** Vraćanje na mesta koja ste propustili

**Senzor položaja:** Navodi na područja koja ste propustili

## Podrška za softver

**Ažuriranja softvera:** Tvrta Philips nudi odgovarajuća ažuriranja softvera za razdoblje od 2 godina nakon datuma kupnje.



\* Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

\*\* u usporedbi s običnom četkicom s vodećom pastom za izbjeljivanje

\*\*\* u usporedbi s glamom četkice DiamondClean

\*\*\*\* u načinu rada Gum Health u usporedbi s običnom četkicom nakon 2 tjedna

\*\*\*\*\* nakon 3 dana uporabe u načinu rada White+, u usporedbi s običnom četkicom

\*\*\*\*\* na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u standardnom načinu rada