

# PHILIPS

## sonicare

Sonična električna  
četkica za zube

DiamondClean

5 načina rada

2 glave četkice

HX9342/02



## Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život

Električna četkica za zube Sonicare pruža najbolje izbjeljivanje

Najbolje Sonicare izbjeljivanje u našoj najelegantnijoj električnoj četkici za zube Sonicare tvrtke Philips. Prijedite na Sonicare.

### Proven to improve oral health

- Poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna
- Uklanja do 7 puta više naslaga od obične četkice za zube
- Četkica za zube Sonicare tvrtke Philips pomaže u izbjeljivanju zuba
- Izbjeljuje zube dva puta bolje u odnosu na običnu četkicu za zube
- Način rada Sensitive: nježno čišćenje zuba i desni

### Prilagođene vama

- Sustav punjenja: čaša za punjenje

### Guides you to follow dental recommendations


- Quadpacer je timer koji mjeri intervale i potiče temeljito čišćenje
- Timer mjeri dvije minute i osigurava preporučeno vrijeme čišćenja

### Provides a superior clean

- DiamondClean glava četkice za najbolje Sonicare izbjeljivanje
- Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips

## Istaknute značajke.

### Uklanja do 7 puta više naslaga



Uklanja do 7 puta više naslaga s teško dostupnih mjesta u odnosu na običnu četkicu za zube.

### Poboljšava zdravlje desni



Ova električna četkica za zube Sonicare tvrtke Philips pruža optimalno čišćenje područja između zuba i uzduž linije desni radi osiguravanja zdravijih desni u samo dva tjedna.

### 2X bolje izbjeljuje zube




Četkica za zube Philips Sonicare izbjeljuje zube više nego dvostruko bolje u odnosu na običnu četkicu za zube u roku od samo tjedan dana. Uklanja do 100 % više mrlja radi postizanja bijelih zuba u samo tjedan dana.

### DiamondClean glava četkice



Glave četkice za zube DiamondClean, najbolje Philips Sonicare glave za izbjeljivanje, imaju vlakna u obliku dijamanta za učinkovito, a ipak nježno uklanjanje površinskih mrlja i naslaga. Uklanjaju mrlje uzrokovane kavom, čajem, crvenim vinom, cigaretama i duhanom u roku od samo 1 tjedna.

### Nježno čišćenje zuba i desni



Četkica za zube Sonicare tvrtke Philips s načinom rada Sensitive: nježno, ali ipak temeljito čišćenje osjetljivih desni

### Quadpacer



Timer mjeri intervale od 30 sekundi i signalizira da trebate prijeći na sljedeći dio usta, čime se postiže dosljednije čišćenje svih područja usta.

### SmartTimer



Ova četkica za zube Sonicare tvrtke Philips ima timer koji mjeri 2 minute, pomažući vam da ostvarite preporučeno vrijeme pranja zuba

### Sustav punjenja



Jednostavno odložite električnu četkicu za zube Sonicare tvrtke Philips u čašu kako bi se punila. Čaša se može upotrebljavati i za ispiranje usta nakon četkanja.

### Pomaže u izbjeljivanju zuba



Električna četkica za zube Sonicare tvrtke Philips pomaže u uklanjanju i smanjenju mrlja sa zuba kako bi vaš osmijeh blistao.



# Specifikacije

## Snaga

Napon: 110 – 220 V

## Tehničke specifikacije

Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): Do 3 tjedna\*\*

Baterija: Može se puniti

Vrsta baterije: Linij-ionska

## Dizajn i završna obrada

Boja: Keramička bijela boja

## Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

## Jednostavnost uporabe

Indikator baterije: Osvijetljena ikona naznačuje trajanje baterije

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Sustav glave četkice: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Zaslon: Osvijetljeni zaslon

Vrijeme četkanja: Do 3 tjedna\*\*

## Predmeti u kompletu

Drške: 1 DiamondClean

Punjač: 1

Glave četkice: 1 kompaktna DiamondClean, 1 standardna DiamondClean

## Radne značajke čišćenja

Prednosti za zdravlje: Poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna

Brzina: Do 62.000 poteza četkice u minuti

Rad: Uklanja do 7 puta više naslaga\*

Prednosti izbjeljivanja: 2X bolje izbjeljuje zube\*

Mjerač vremena: Quadpacer i SmarTimer

## Načini rada

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje

Njega desni: Nježno masira desni

White (izbjeljivanje): Uklanja mrlje s površine zuba

Poljski: Posvijetlite i ispolirajte zube

Osjetljivo: Nježno čišćenje zuba i desni

