



Philips Sonicare AirFloss
Interdentalna četkica s
punjivom baterijom

s jednom mlaznicom



HX8281/02

Ne čistite zube koncem? U tom slučaju, koristite AirFloss.

Uklanja naslage s mjesta do kojih četkica ne dopire

Za one koji ne čiste zube koncem redovito, AirFloss predstavlja jednostavan način početka čišćenja područja između zuba. AirFloss se može koristiti s vodicom za ispiranje usta ili vodom te ima jedinstvenu tehnologiju mlaza zraka i mikro kapi koja olakšava uklanjanje naslaga s teško dostupnih mjesta.

Improves oral health

- Uklanja više naslaga između zuba
- Poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna
- Pomaže u sprječavanju karijesa između zuba

Achieve a 30-second clean

- Čisti cijela usta za samo 30 sekundi
- Usmerite. Pritisnite. Očistite!

Easy to use

- Tehnologija mlaza zraka i mikro kapi
- Udobna ergonomska drška
- Vrh za navođenje osigurava odgovarajući položaj

Helps build a healthy habit

- Jednostavan način za poboljšanje čišćenja područja između zuba

PHILIPS
sonicare


Istaknute značajke

Tehnologija mlaza zraka i mikro kapi



AirFloss koristi jedinstvenu tehnologiju mlaza zraka i mikro-kapi koja omogućava prodiranje zraka pod tlakom i vode ili vodice za ispiranje usta u područje između zuba. Gumb za aktivaciju jednim dodiranjem koristi se jednostavno poput tipke miša.

Jednostavan početak




Čišćenje područja između zuba vrlo je važno za oralno zdravlje. AirFloss pruža jednostavan način čišćenja dublje između zuba, čime vam pomaže da razvijete zdravu naviku. Nakon tri mjeseca uporabe aparata AirFloss, 96 % osoba koje nisu redovito koristile konac za zube nastavilo je koristiti AirFloss četiri ili više dana tjedno.

Čišćenje u roku od 30 sekundi



Uz AirFloss čišćenje cijele usne šupljine traje samo 30 sekundi. Jednostavno jednom pritisnete gumb za jedan mlaz, a zatim pomaknete i ponovite. Kako biste koristili novu značajku automatskog mlaza, zadržite gumb i pomičite vrh za navođenje s jednog mjesta na drugo. Mlaz će se automatski aktivirati svake sekunde.

Zdravije desni



Sonicare AirFloss klinički dokazano poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna.

Spremnik koji se lako puni



Spremnik na dršci napunite vodicom za ispiranje usta ili vodom za osvježavajuće čišćenje, a zatim usmjerite i aktivirajte mlaz. Spremnik sadrži dovoljno tekućine za do dvije uporabe.

Vrh za navođenje




Tanki zakrivljeni vrh za navođenje i mlaznica olakšavaju pronalaženje odgovarajućeg položaja. Samo prelazite uzduž površine zuba blizu ruba desni dok vrh ne sjedne u prostor između zuba.

Pomaže u sprječavanju karijesa



Nježno mlazom uklanjajući naslage koje ste propustili četkanjem, Sonicare AirFloss pomaže u sprječavanju karijesa u prostoru između zuba.

Uklanja više naslaga između zuba



Uklanja više naslaga između zuba

Ergonomska drška

Dizajniran za lako pomicanje u uskim prostorima, AirFloss ima udobnu ergonomsku dršku čija površina nije skliska.

Specifikacije

Snaga

- Napon: Višenaponski punjač

Tehničke specifikacije

- Baterija: Može se puniti
- Vrijeme rada: Mlaznicu je potrebno zamijeniti 6 mjeseci
- Vrsta baterije: Linij-ionska
- Vrijeme punjenja: 24 sata za potpuno punjenje

Specifikacije dizajna

- Boja(e): Bijela sa zelenim detaljima

Servis

- Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

- Indikator baterije: Bljeskanjem naznačuje nisku razinu baterije

- Drška: Tanak ergonomski dizajn
- Nastavak s mlaznicom: Jednostavno se postavlja i odvaja
- Trajanje baterije: Do 2 tjedna

Predmeti u kompletu

- Punjač: 1 višenaponski punjač
- AirFloss drška: 1
- AirFloss mlaznica: 1
- Držač za mlaznicu: 1

Radne značajke čišćenja

- Značajka automatskog mlaza: Čisti cijela usta u roku od 30 sekundi
- Mlaznice: Za najbolje rezultate mijenjajte svakih 6 mjeseci
- Prednosti za zdravlje: Poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna
- Rad: Uklanja do 5 puta više naslaga*



Datum izdavanja
2024-02-18

Verzija: 5.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* u odnosu na četkanje samo običnom četkicom