

PHILIPS

sonicare



Sonische, elektrische
tandenborstel

DiamondClean

5 poetsstanden

4 opzetborstels

Oplaadglas, reisetui

met Deep Clean-stand



HX9354/38

Wittere en gezondere tanden voor altijd

Beste Philips Sonicare sonische tandenborstel voor wittere tanden

De bijzonder elegante sonische elektrische tandenborstel van Philips Sonicare biedt de beste prestaties voor het witter maken van tanden. Stap over op Philips Sonicare.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Binnen 1 week een wittere glimlach met onze DiamondClean-opzetborstel*
- Verbeterd de gezondheid van het tandvlees in slechts 2 weken*
- Verwijder tot wel 10x meer tandplak met AdaptiveClean*
- Kies uit 5 poetsstanden, waaronder Deep Clean en Sensitive
- Veilige en zachte mondhygiëne

Ontworpen voor u

- Easy Start-programma bouwt voort op uw Philips Sonicare-routine
- Timers stimuleren u 2 minuten grondig te poetsen
- Oplaadreisetui met USB-oplader en oplaadglas

Provides a superior clean

- AdaptiveClean-opzetborstel plooit zich langs de tandvleesrand
- Gebogen hals voor het poetsen van lastig te bereiken plekken
- Deep Clean-stand pakt uw probleemplekken aan
- Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

Kenmerken

Verwijder tot wel 10x meer tandplak




Gebruik de AdaptiveClean-opzetborstel om grondiger dan ooit te reinigen. U hebt 4x meer contact met het oppervlak** om tot wel 10 x meer plak te verwijderen op moeilijk bereikbare plekken*. U kunt bovendien echt diep reinigen tussen de tanden en langs de tandvleesrand.

Tot 2 x wittere tanden




Gebruik onze DiamondClean-opzetborstel voor een zachte maar effectieve verwijdering van vlekjes op het tandoppervlak. De dicht op elkaar geplaatste borstelharen verwijderen vlekken en maken uw lach 2 keer witter in slechts 7 dagen.*

Zorg voor uw tandvlees




Met optimale reiniging door uw DiamondClean wordt uw tandvlees binnen 2 weken* gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel* voor uw gezondste lach ooit.

5 poetsstanden om op uw manier te poetsen



Met DiamondClean krijgt u elke dag een verfrissend schoon gevoel. Onze 5 poetsstanden voorzien in al uw behoeften: Clean-stand - voor een uitzonderlijke, dagelijkse reiniging, Gum Care - om uw tandvlees voorzichtig te masseren, Deep Clean - voor intensieve, diepgaande reiniging, Sensitive - voor zachte en toch effectieve reiniging van gevoelig tandvlees, en White - de ideale poetsstand om vlekken op het tandoppervlak mee te verwijderen.

Tot 2x gezondere tanden



Gebruik onze AdaptiveClean-opzetborstel voor een diepe, zachte reiniging, waardoor uw tandvlees tot 2x gezonder wordt dan met een handtandenborstel. De zachte rubberen zijanten plooiën zich langs de contouren van uw tanden en tandvlees om eventuele overmatige druk te absorberen. De borstelharen kunnen dan diep tussen tanden doordringen voor een comfortabele, effectieve en grondige reiniging.

Ontworpen met opbergen in gedachten



Uw luxe USB-reisetui is tevens een oplader zodat uw tandenborstel onderweg altijd opgeladen is. Plaats uw tandenborstel in het etui en sluit deze aan op uw laptop of een stopcontact. Bevat ook een opzetborstelhouder voor extra hygiëne op reis. Als u thuis wilt opladen, past ons dunne oplaadglas stijlvol in uw badkamer en fungeert tevens als een glas om na het tandenpoetsen mee te spoelen. Plaats uw borstel in het glas en bij gewoon gebruik hoeft u slecht een keer in de twee weken op te laden.


Extra diepe reiniging



Met onze Deep Clean-stand kunt u echt focussen op specifieke gebieden en deze extra aandacht geven. We hebben de beweging van onze unieke opzetborstel gecombineerd met een langere poetsbeurt van 3 minuten, zodat uw tanden echt grondig worden gereinigd.

Kenmerken

Quadpacer en Smartimer



Het duurt slechts 2 minuten om uw tanden grondig te poetsen. Onze Quadpacer laat u weten wanneer u de optimale hoeveelheid tijd hebt besteed aan elk deel van uw mond en onze SmarTimer geeft een signaal wanneer de totale tijd is verlopen. Deze producten helpen u om uw aanbevolen poetstijd te behalen, iedere keer weer.

Bereik die lastige plekken



De unieke vorm van het handvat van uw DiamondClean-tandenborstel in combinatie met onze opzetborstels betekent dat zelfs moeilijke plekken zoals de achterste tanden grondig worden gereinigd.

Wen aan uw nieuwe routine



Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Ons EasyStart-programma geeft u de mogelijkheid om geleidelijk aan meer poetskracht toe te passen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe tandenborstel.

Poets vol zelfvertrouwen



Voor al uw specifieke wensen bent u verzekerd van een veilige poetservaring met DiamondClean. Onze sonische technologie is geschikt voor gebruik bij een beugel, vullingen, kronen en facings, en kan zelfs worden gebruikt voor de dagelijkse behandeling van ontstoken tandvlees.

Philips Sonicare-technologie



Krachtige, sonische trillingen veranderen uw tandpasta in bubbels die tandplak verwijderen, en diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand gaan dankzij 62.000 milde, maar effectieve poetsbewegingen. U krijgt een maand aan handmatig tandenpoetsen in slechts 2 minuten.

Specificaties

Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

Technische specificaties

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Maximaal 3 weken*

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Display: Verlicht display

Meegeleverde artikelen

Handvat: 2 DiamondClean

Opzetborstels: 4 AdaptiveClean

Oplaadglas: 1

Reisetui: USB-reisoplader

Reinigingsprestaties

Gezondheidsvoordelen: Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Prestaties: Verwijdert tot wel 10 keer meer

tandplak*

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Wittere tanden: Maakt uw tanden dubbel zo wit*

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Deep Clean: Voor een verkwikkend grondige reiniging

Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken

Gum Care: Zachte massage van het tandvlees

Sensitive: Zachte reiniging van tanden en tandvlees

