

PHILIPS

sonicare

Interdentarno
čišćenje

AirFloss Pro/Ultra

DiamondClean 9000

s 1 mlaznicom i 1 glavom četkice

Staklena čaša za punjenje,
torbica



HX8494/03



Zajamčeno zdravije desni u roku od 2 tjedna*

Dizajnirano za osobe koje ne koriste konac redovito

Za one koji ne čiste zube koncem redovito, AirFloss Ultra predstavlja najlakši način za učinkovito čišćenje područja između zuba. AirFloss Ultra se može koristiti s vodicom za ispiranje usta ili vodom te je za zdravlje desni klinički dokazano učinkovit kao zubni konac.**

Improves oral health

- Klinički dokazano učinkovit kao zubni konac**
- Uklanja do 99,9 % naslaga***
- Pomaže u sprječavanju karijesa između zuba

Provides a superior clean

- Uklanja do 10 puta više naslaga* za dubinsko čišćenje
- Prilagodan doživljaj pranja zubi
- Naša jedinstvena tehnologija pruža snažno, a ipak nježno čišćenje

Superior technology

- Tehnologija mlaza zraka i mikro kapi
- Mlaznica iznimnih karakteristika

The easiest way to effectively clean between teeth

- Jednostavan način za razvijanje zdrave navike
- Traje svega 60 sekundi: Usmjerite, pritisnite i očistite!


Istaknute znač.

Uklanja do 99,9 % naslaga




AirFloss Pro/Ultra uklanja do 99,9 % naslaga na područjima primjene.***

Tehnologija mikrokapljica



Naši klinički dokazani rezultati mogući su zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji koja kombinira zrak i vodicu za ispiranje usta ili vodu za snažno i nježno čišćenje područja između zuba i uzduž linije desni.

Jednostavno razvijte zdravu naviku



Čišćenje područja između zuba vrlo je važno za oralno zdravlje. AirFloss pruža jednostavan način čišćenja dublje između zuba, čime vam pomaže da razvijete zdravu naviku.

Zdravije desni



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra klinički dokazano poboljšava zdravlje desni kao i zubni konac.** Poboljšava zdravlje desni za samo dva tjedna.

Pomaže u sprječavanju karijesa



Nježno mlazom uklanjajući naslage koje ste propustili četkanjem, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra pomaže u sprječavanju karijesa u prostoru između zuba.

Mlaznica iznimnih karakteristika



Nova AirFloss Pro/Ultra mlaznica iznimnih karakteristika pojačava učinak tehnologije mlaza zraka i mikro kapi, što je čini učinkovitijom nego ikada prije.

Čišćenje za svega 60 sekundi



Uz AirFloss Pro/Ultra, za čišćenje cijele usne šupljine bit će vam potrebno svega 60 sekundi dnevno. Jednostavno odaberite vrstu mlaza (jednostruki, dvostruki ili trostruki) i zadržite pritisak gumba za aktivaciju kontinuiranih automatskih mlazova ili pritisnite i otpustite gumb za ručno ispuštanje mlaza.

4 načina rada, 3 intenziteta



DiamondClean 9000 omogućuje pranje u načinima rada Clean (čišćenje), White+ (izbjeljivanje+), Gum Health (zdravlje desni) i Deep Clean+ (dubinsko čišćenje+) koji brinu za vaše potrebe pranja zubi. Način rada Clean izvrstan je za svakodnevno pranje zubi, White+ za uklanjanje mrlja, Gum Health za nježno, ali učinkovito čišćenje desni, a Deep Clean+ za osvježavajuće dubinsko čišćenje. Tri intenziteta na omogućuju odabir između više postavke za energičnije četkanje i niže za osjetljivija usta.

Specifikacije

Snaga

Napon: Višenaponski punjač

Tehničke specifikacije

Baterija: Može se puniti

Vrsta baterije: Linij-ionska

Vrijeme punjenja: 24 sata za potpuno punjenje

Dizajn i završna obrada

Boja: Crna

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

Indikator baterije: LED indikatori na drški pokazuju razinu napunjenosti

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Sustav glave četkice: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Zaslon: Osvijetljeni zaslon

Nastavak s mlaznicom: Jednostavno se postavlja i odvaja

Predmeti u kompletu

Drška: 1 DiamondClean 9000

Putna torbica: Putni USB punjač

Glave četkice: 1 C3 Premium Plaque Control

Punjač: 1

Staklena čaša za punjenje: 1

AirFloss Ultra drška: 1

Usisna četka: 1

Radne značajke čišćenja

Prednosti za zdravlje: Čisti cijela usta u roku od 60 sekundi, Poboljšajte zdravlje desni u 2 tjedna*

Rad: Uklanja do 99,9 % naslaga**

Brzina: Do 62.000 poteza četkice u minuti

Klinički dokazani rezultati: Učinkovit kao zubni konac, za bolje zdravlje desni, za smanjenje naslaga, za smanjenje krvarenja desni

Prilagodljive postavke: Automatski ili ručni mlaz, Jednostruki/dvostruki/trostruki mlaz***

Prednosti izbjeljivanja: 2X bolje izbjeljuje zube*

Za najbolje rezultate: Mlaznicu mijenjajte svakih 6 mjeseci

Mjerač vremena: Quadpacer i SmartTimer

Načini rada

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje

Deep Clean+: Za osvježavajuće dubinsko čišćenje

Zdravlje desni: Posebna pažnja na kutnjake

White+: Uklanjanje mrlja s površine zuba



* ili vraćamo novac

** kada se koristi u kombinaciji s običnom četkicom i antimikrobnom vodicom za ispiranje usta, kod pacijenata s blagim do umjerenim gingivitisom; AirFloss je dizajniran kako bi osobama koje ne koriste redovito konac pomogao razviti zdravu naviku svakodnevnog čišćenja prostora između zuba. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku Pitanja i odgovori kartice Podrška.

*** Na područjima primjene; U laboratorijskom istraživanju, stvarni rezultati mogu se razlikovati