

PHILIPS

sonicare



Elektrische sonische
tandenborstel met app

DiamondClean Smart

Persoonlijke begeleiding

Smart-opzetborstelsensoren

Slimme herkenning van
opzetborstels

4 poetsstanden, 3
intensiteitsniveaus



HX9903/13

Compleet systeem voor een gezondere mond

Vertrouw 100% op de beste resultaten

Geniet van de ultieme poetsbeurt met DiamondClean Smart. Ben zeker over uw mondverzorging dankzij directe feedback en persoonlijke coaching voor sterke, witte tanden, gezond tandvlees en een frisse adem. Dit is meer dan een tandenborstel: dit is een complete mondverzorgingsoplossing.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijdert tot wel 10x meer tandplak* voor een grondige reiniging
- Tot wel 7x gezonder tandvlees* in slechts 2 weken
- Verwijdert tot wel 100% meer tandaanslag** in slechts 3 dagen

Persoonlijke in-app coaching voor beter tandenpoetsen

- U wordt begeleid bij het poetsen en ziet gemiste gebieden
- Leidt u terug naar de overgeslagen plekken voor een 100% schoon gebit
- Vergeet uw probleemgebieden niet
- Waarschuwt u wanneer u te hard drukt
- Helpt u om minder te 'schrobben'

Optimaliseer het poetsen

- Opzetborstels selecteren automatisch de optimale instellingen
- Zorg dat u de opzetborstel optimaal gebruikt
- Kies uit 4 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus
- Premium oplaadglas en reisetui


Kenmerken

Tandplak behoort tot het verleden



Klik de C3 Premium Plaque Control-opzetborstel op het handvat voor onze meest grondige reiniging. Door de zachte, buigzame zijkanalen volgen de borstelharen het oppervlak van elke tand waardoor de borstel de tand 4x beter raakt*** en er tot 10x meer tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd*.

Zorg voor uw tandvlees



Klik de G3 Premium Gum Care-opzetborstel op het handvat voor een gezonder tandvlees. Het kleinere formaat en de tandvleesborstels reinigen zacht maar effectief langs de tandvleesrand waar het tandvlees het eerst ontstoken raakt. Het is klinisch bewezen dat met deze opzetborstel er 100% minder kans is op ontstoken tandvlees en het tandvlees binnen twee weken tot 7 keer gezonder is.*


Snel wittere tanden



Klik de W3 Premium White-opzetborstel op het handvat om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is


klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen binnen 3 dagen 100% meer tandaanslag verwijderen.**

Sla nooit meer een plekje over




De Philips Sonicare-app geeft u een seintje als u uw gebit grondig hebt gereinigd en helpt u om beter en aandachtiger te poetsen.

Poetscorrectie-functie




Als u tijdens het poetsen van uw tanden een plekje overslaat, wordt dit door de Poetscorrectie-functie van de app aangegeven. Geef dat gedeelte nu uw aandacht en u weet zeker dat u elke keer uw gebit 100% poetst.

Aandachtsgebieden en doelen stellen




Heeft uw tandarts aangegeven waar u beter moet poetsen? Dat wordt ook aangegeven op de 3D-mondkaart in de app en u krijgt handige herinneringen.

Poetst u te hard?




U merkt wellicht niet dat u te hard poetst maar uw DiamondClean Smart ontgaat dat niet. Als u te hard drukt, gaat de ring aan het einde van het handvat knippen en weet u dat u minder hard moet poetsen. Laat de borstel het werk doen. 7 van de 10 personen vonden deze functie handig en gingen daardoor beter hun tanden poetsen.

Eenvoudiger wordt het niet



Bij een elektrische tandenborstel doet de borstel het werk. In het handvat zit een poetsensor die aangeeft dat u minder moet 'schrobben'. Op die manier gaat u niet alleen beter maar ook zachter en effectiever uw tanden poetsen.


BrushSync-koppeling van poetsstanden



Vraagt u zich wel eens af welke poetsstand en intensiteit u moet gebruiken? Dat is niet meer nodig. Een microchip in de opzetborstel geeft aan de DiamondClean Smart door met welke instellingen u poetst. Als u bijvoorbeeld een opzetborstel voor tandvleesverzorging op het handvat klikt, weet de tandenborstel exact welke poetsstand en intensiteit optimaal zijn voor het reinigen van uw tandvlees. U hoeft alleen nog maar op de aan-uitknop te drukken.

Kenmerken

Slimme vervangingsherinneringen



Opzetborstels slijten na verloop van tijd en verwijderen daardoor ook minder tandplak. Dankzij de Smart-herkenning van opzetborstels weet u precies wanneer u de opzetborstel moet vervangen. Uw tandenborstel houdt bij hoelang en hoe hard u met de opzetborstel hebt gepoetst en waarschuwt wanneer u de opzetborstel moet vervangen. U kunt de levensduur van de opzetborstel ook in de Philips Sonicare-app controleren en zelfs nieuwe opzetborstels bestellen, zodat u nooit zonder zit.

4 poetsstanden, 3 intensiteitsniveaus



Met DiamondClean Smart krijgt u de volledige behandeling. Met onze 3 intensiteitsniveaus kunt u nog grondiger poetsen, en met onze 4 standen wordt niets overgeslagen: Clean-modus voor een uitzonderlijke dagelijkse poetsbeurt, White+ om tandaanslag te verwijderen, Deep Clean+ voor een verkwikkende, grondige reiniging, en Gum Health om voorzichtig langs de randen van uw tandvlees te poetsen.

Ontworpen met opbergen in gedachten



Het opladen van een tandenborstel is nog nooit zo eenvoudig geweest. Zet uw tandenborstel in de slanke glazen houder na het tandenpoetsen en hij begint direct op te laden. De glazen houder past niet alleen goed bij uw badkamer, maar kan ook als een spoelglas worden gebruikt. Wanneer de tandenborstel volledig is opgeladen, kan deze twee weken worden gebruikt. Met ons hoogwaardige reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch opbergen wanneer u onderweg bent.

Specificaties

Connectiviteit

Draadloze Bluetooth®-technologie: Verbonden tandenpoetsapp

Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 14 dagen*****

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Compatibiliteit

Compatibiliteit met Android: Android-telefoons, Tablets met Bluetooth 4.0

Compatibel met iOS: iPad 3e generatie of hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS7 of hoger

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Display: Verlicht display

Herkenning van opzetborstel: Synchroniseert met de optimale poetsstand

Vervangingsherinnering: Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 DiamondClean Smart

Opzetborstels: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 Premium Gum Care, 1 Premium White

Oplaadglas: 1

Reisetui: Premium reisetui

Reinigingsprestaties

Prestaties: Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Tot 7x gezonder tandvlees****

Timer: BrushPacer en SmarTimer

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Wittere tanden: Tot 100% minder aanslag*****

Feedback bij te veel druk: Ring gaat paars branden, Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Poetscorrectie: Zorgt voor een 100% schoon gebit

Poetsstanden

3 sterktes: Hoog, Medium, Laag

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Deep Clean+: Voor een verkwikkend grondige reiniging

Gum Health: Speciale aandacht voor kiezen

White+: Verwijdert oppervlaktevlekken

BrushSync-koppeling van poetsstanden

C3 Premium Plaque Defence: Koppelt met de Clean-poetsstand

G3 Premium Gum Care-opzetborstel: Koppelt met de Gum Health-poetsstand

W3 Premium White-opzetborstel: Koppelt met de White+-poetsstand

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst

Locatiesensor: Volgt het poetsen en zorgt voor een schoon gebit

Schrobsensor: Waarschuwt wanneer er te hard wordt geschrobd

3D-mondkaart: Geeft probleemgebieden aan

Poetscorrectie: Voor het poetsen van overgeslagen tanden en kiezen

Positiesensor: Helpt u de gebieden te vinden die u hebt gemist

