

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
sonico

ProtectiveClean
4500

Sensore di pressione integrato

2 modalità di pulizia

Funzione BrushSync



HX6888/88



Gengive più sane. Con delicatezza.

Migliora la salute delle gengive fino al 100% in più rispetto a uno manuale.

Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre migliori la salute delle tue gengive fino al 100% in più rispetto a uno spazzolino manuale.

Progettato su misura per te

- Incoraggiamento a una pulizia accurata

Innovative technology

- Una passata delicata per una pulizia semplice e ideale
- I pazienti ottengono il massimo dalla loro testina
- Connette il manico dello spazzolino intelligente alle testine
- Migliora la salute delle gengive in sole due settimane
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

Aiuta a migliorare l'igiene orale dei pazienti

- Capsule, corone o zone sensibili? Nessun problema.

Pulizia ottimale

- Modalità Clean e Gum Care

Progettato su misura per il tuo paziente

- La massima praticità per i pazienti in viaggio


In evidenza

Migliora la salute delle gengive



La testina InterCare è dotata di innumerevoli setole extra lunghe di alta qualità per eliminare la placca che si insinua in profondità tra i denti. È clinicamente testata per ridurre il sanguinamento delle gengive e le infiammazioni in sole due settimane.

Modalità Clean e Gum Care



Che tu voglia rimuovere la placca o rendere le tue gengive sane e mantenerle tali, questo spazzolino ha la modalità giusta per te. La modalità Clean è ideale per una pulizia superiore, mentre la modalità Gum Care aggiunge un minuto extra di pulizia a potenza ridotta, per poter massaggiare delicatamente le gengive.

Sicuro e delicato



Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonora è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Pressione eccessiva?




Se i pazienti non si accorgono di esercitare troppa forza durante la pulizia, sarà lo spazzolino a farglielo notare. Se si applica una pressione eccessiva sulle gengive, lo spazzolino emetterà un suono pulsante che ricorderà di esercitare meno forza.

Tecnologia BrushSync



Una tecnologia con microchip che rileva e sincronizza la testina e il manico dello spazzolino intelligente. Il manico e la testina costituiscono una combinazione vincente che consente di ricevere promemoria per la sostituzione della testina.

Promemoria intelligente per la sostituzione della testina



Tutte le testine si usurano con il tempo. Ma noi abbiamo la soluzione per questo: la nostra tecnologia di riconoscimento intelligente monitora da quanto tempo e con quale frequenza i pazienti stanno utilizzando la testina dello spazzolino. Quando è il momento di sostituirla, una spia sul manico glielo fa sapere. In questo modo, avranno sempre la certezza che la loro testina stia pulendo sempre in modo efficace.

Timer utili



Hai bisogno di uno spazzolino elettrico con un timer? Il nostro QuadPacer ti permette di sapere quando hai dedicato il tempo giusto alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre la nostra funzione Smartimer ti indica quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): Fino a 2 settimane

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco e blu medio

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio

semplice

Manico: Design ergonomico e compatto

Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

Accessori inclusi

Testine: 1 InterCare standard, 1 ic InterCare compatta

Manico: 1 ProtectiveClean

Custodia da viaggio: 1

Caricabatterie: 1

Prestazioni di pulizia

Prestazioni: Rimuove fino a 7 volte più placca*

Benefici per la salute: Aiuta a ridurre il rischio di carie

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata:

Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Gum Care: Massaggia delicatamente le gengive

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

