

PHILIPS

sonicare

음파칫솔

ProtectiveClean 6100

압력 감지 센서 장착

3가지 모드, 3단계 강도 조절

2 x BrushSync 기능

여행용 케이스



HX6877/54



더욱 밝은 치아, 부드러운 세정

단 1주일 만에 치아를 하얗게

1주일 내에 치아를 하얗게 만들어 주면서도 압력 센서를 통해서 부드럽게 닦아주는 세정의 차별화를 느껴보세요

검증된 구강 건강 개선

- 민감한 부분, 치아 교정, 치과 치료 시에도 사용할 수 있는 안전하고 부드러운 칫솔모
- 단 1주 만에 치아 착색 제거 효과 제공

사용자를 고려한 디자인

- 빈틈없이 꼼꼼한 양치 권장
- 더욱 간편해진 휴대

혁신적인 기술

- 양치 시 과도한 압력을 알려주는 알림 기능
- 칫솔모 교체 시기 알림
- 필립스 소닉케어의 고급 음파 기술
- 스마트 칫솔 핸들과 스마트 칫솔모의 연결

최적의 양치질

- 3가지 모드, 3단계 강도 조절
- 최적의 모드와 강도를 선택할 수 있는 칫솔모

주요 제품

자연스러운 치아 착색 제거 효과



W2 옵티멀 화이트 칫솔모를 사용해 치아 착색을 제거하고 밝은 치아로 빛나는 미소를 지어 보세요. 중앙에 조밀하게 식모된 착색 제거 칫솔모를 통해 단 1주일 만에 착색 제거 효과를 보이는 것이 임상적으로 입증되었습니다.

원하는 방식으로 양치하기



이 칫솔을 이용하면 3가지 모드와 3단계 강도 중 선택하여 원하는 대로 양치질을 할 수 있습니다. 클린 모드는 뛰어난 세정력을 제공하는 표준 모드이며, 화이트는 치아 표면의 얼룩을 제거하기에 적합한 모드입니다. 잇몸 케어 모드에서는 낮은 강도로 보다 오랫동안 양치를 하며 부드럽게 잇몸을 마사지 할 수 있습니다. 세 가지 강도는 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 바뀌며 '높은 강도'에서 '낮은 강도' 순으로 정렬됩니다.

안전하고 부드러움



안전한 양치 경험을 보장합니다. 필립스 음파 기술은 치아 교정기, 신경 치료, 크라운, 라미네이트를 한 경우에도 적합하며 충치 예방 및 잇몸 건강 개선에도 효과적입니다.

필립스 소닉케어 기술



필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

양치 압력 모니터링



칫솔질을 너무 세게 하면 치아와 잇몸이 손상될 수 있습니다. 이를 방지하고자 필립스 소닉케어 프로텍티브클린은 부드러운 진동 소리를 내서 힘을 빼도록 알려줍니다.

BrushSync 기술



마이크로칩 내장 기술로 스마트 칫솔모를 감지하고 스마트 칫솔 핸들과 동기화할 수 있습니다. 스마트 칫솔 핸들과 스마트 칫솔모 연결의 강력한 조합은, 스마트 모드 페어링과 스마트 교체 알림 기능을 활성화 시켜줍니다.

모드 및 강도 페어링




어떤 양치 모드와 강도를 사용해야 하는지 궁금하신가요? 더 이상 고민하지 않아도 됩니다. BrushSync 모드 페어링으로 스마트 핸들이 현재 사용 중인 스마트 칫솔모가 무엇인지 알 수 있습니다. 예를 들어, 잇몸 관리 칫솔모를 클릭하면 칫솔에서 잇몸에 알맞은 최적의 모드와 강도를 선택해주는 것이죠. 여러분은 전원 버튼을 누르기만 하면 됩니다.

BrushSync 교체 알림



모든 칫솔모는 시간이 지나면 마모되기 마련입니다. 필립스 BrushSync 기술은 칫솔모 사용 기간과 양치 강도를 추적해 교체 시기가 되면 핸들에서 나는 짧은 경고음으로 사용자에게 알려 줍니다. 이를 통해 사용자는 언제나 좋은 상태의 칫솔모로 양치 할 수 있습니다.

유용한 타이머 기능



타이머가 있는 음파 칫솔이 필요하신가요? 필립스의 쿼드페이서는 작동하는 동안 입안 각 영역을 적절하게 시간 분배하여 세정할 수 있도록 알림을 울리며, 스마트타이머는 권장 양치 시간인 2분을 유지할 수 있도록 시간이 되었을 때 알려줍니다.

사양

소비전력

전압: 110~220V

기술 사양

배터리: 충전식

작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지): 최대 2주

배터리 유형: 리튬 이온

디자인 및 마감

색상: 화이트 실버

서비스

보증: 구입 후 2년

편리한 사용

핸들 호환성: 탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모

핸들: 슬림한 인체공학적 디자인

배터리 표시등: 표시등이 배터리 상태를 나타냄

양치 시간: 최대 2주

구성품

충전기: 1개

칫솔모: W2 옵티멀 화이트 2개

핸들: 프로텍티브클린 1개

여행용 케이스: 1개

UV 살균기: 1개

세정 성능

구강 건강 관리 효과: 단 2주 만에 잇몸 건강 개선,

충치 예방 효과

속도: 분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임

타이머: 쿼드페이스 및 스마트 타이머

압력 피드백: 핸들 진동으로 알림

모드

세정: 매일매일 깨끗한 양치

3단계 강도 조절: 낮음, 일반, 높음

잇몸 케어: 부드러운 잇몸 마사지

화이트: 치아 표면 착색 제거

BrushSync 모드 페어링

C2 옵티멀 플라그 컨트롤: Clean 모드로 연결

G2 옵티멀 잇몸케어: Gum Care(잇몸케어) 모드로 연결

W2 옵티멀 화이트: White(화이트) 모드로 연결

스마트 센서 기술

BrushSync 교체 알림: 칫솔모 교체 시기, 알림

압력 감지 센서: 양치 압력이 너무 강할 때 알림

BrushSync 기술: 스마트 핸들과, 스마트 칫솔모의 연결

