

PHILIPS

sonicare



Spazzolino elettrico
sonico

ProtectiveClean 4500

Sensore di pressione integrato

2 modalità di pulizia

Funzione BrushSync



HX6837/24

Denti più bianchi. Con delicatezza.

Rende i denti più bianchi in appena 1 settimana.

Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.

Proven to improve oral health

- Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici
- Denti bianchi in una sola settimana

Progettato su misura per te

- Incoraggiamento a una pulizia accurata
- Un ottimo modo per abituarsi al nuovo spazzolino

Innovative technology

- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Ti avverte quando stai esercitando troppa forza
- Connette il manico dello spazzolino intelligente alle testine
- Non dimenticare mai di sostituire le testine

Pulizia ottimale

- Modalità Clean e White

In evidenza

Denti naturalmente più bianchi




Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.

Pressione eccessiva?



Se non ti accorgi di esercitare troppa forza durante la pulizia, il tuo spazzolino elettrico con sensore di pressione te lo farà notare. Se applichi una pressione eccessiva sulle gengive, lo spazzolino emetterà un suono intermittente che ti ricorderà di essere più delicato.

Timer utili



Hai bisogno di uno spazzolino elettrico con un timer? Il nostro QuadPacer ti permette di sapere quando hai dedicato il tempo giusto alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre la nostra funzione Smartimer ti indica quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.

Modalità Clean e White



Sia che tu voglia concentrarti sulla rimozione della placca o su denti più bianchi, questo spazzolino elettrico sbiancante è la soluzione giusta per te. La modalità Clean offre una pulizia superiore, mentre la modalità White è ideale per eliminare le macchie superficiali.

Tecnologia BrushSync



Philips Sonicare 4500 è dotato di una tecnologia con microchip che rileva e sincronizza la testina e il manico dello spazzolino intelligente. Il manico e la testina costituiscono una combinazione vincente che consente di ricevere promemoria per la sostituzione della testina.

Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Sicuro e delicato




Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonora è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usano con il tempo. Ma la nostra tecnologia BrushSync monitora da quanto tempo e con quale frequenza stai utilizzando la testina dello spazzolino. Quando è il momento di sostituirla, una spia sul manico e un breve segnale acustico te lo ricorderanno. In questo modo, avrai sempre la certezza che la tua testina stia pulendo in modo efficace.

Programma Easy-Start



Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere un po' di tempo. Ecco perché il nostro programma Easy-Start ti offre la possibilità di un graduale, ma delicato, aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del tuo nuovo spazzolino Philips Sonicare ProtectiveClean 4500.

ProtectiveClean 4500

Spazzolino elettrico sonico

HX6837/24

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica):

Fino a 2 settimane

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco e menta

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Indicatore di stato della batteria: La spia della

batteria mostra lo stato di carica

Manico: Design ergonomico e compatto

Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

Accessori inclusi

Testine: 1 W2 Optimal White

Manico: 1 ProtectiveClean

Caricabatterie: 1

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Benefici per la salute: Aiuta a ridurre il rischio di carie

Effetto denti più bianchi: Denti bianchi in 1 settimana

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata: Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Bianco: Rimuove le macchie superficiali

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

