

# PHILIPS

## sonicare

Spazzolino elettrico  
sonico

ProtectiveClean  
4700

Sensore di pressione integrato

2 modalità di pulizia

Funzione BrushSync



HX6483/52



## Denti più puliti. Con delicatezza.

Rimuove fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

Grazie al nostro sensore di pressione, puoi pulire i denti in modo delicato e rimuovere fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

### **Proven to improve oral health**

- Superficie di contatto più ampia per la rimozione della placca

### **Innovative technology**

- Una passata delicata per una pulizia semplice e ideale
- I pazienti ottengono il massimo dalla loro testina
- Connette il manico dello spazzolino intelligente alle testine
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

### **Pulizia ottimale**

- Modalità Clean e Gum Care

### **Progettato su misura per il tuo paziente**

- Un ottimo modo per abituarsi al nuovo spazzolino
- Incoraggiamento a una pulizia accurata

# In evidenza

## Rimuove fino a 10 volte più placca\*



La testina C3 Premium Plaque Defence offre una pulizia più profonda. Le setole, dotate di bordi morbidi e flessibili, si adattano alla forma di ciascun dente per offrire una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia\*\*\* e rimuovere fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere\*.

## Pressione eccessiva?



Se i pazienti non si accorgono di esercitare troppa forza durante la pulizia, sarà lo spazzolino a farglielo notare. Se si applica una pressione eccessiva sulle gengive, lo spazzolino emetterà un suono pulsante che ricorderà di esercitare meno forza.

## Modalità Clean e Gum Care



Che tu voglia rimuovere la placca o rendere le tue gengive sane e mantenerle tali, questo spazzolino ha la modalità giusta per te. La modalità Clean è ideale per una pulizia superiore, mentre la modalità Gum Care

aggiunge un minuto extra di pulizia a potenza ridotta, per poter massaggiare delicatamente le gengive.

## Tecnologia BrushSync



Una tecnologia con microchip che rileva e sincronizza la testina e il manico dello spazzolino intelligente. Il manico e la testina costituiscono una combinazione vincente che consente di ricevere promemoria per la sostituzione della testina.

## Promemoria intelligente per la sostituzione della testina



Tutte le testine si usano con il tempo. Ma noi abbiamo la soluzione per questo: la nostra tecnologia di riconoscimento intelligente monitora da quanto tempo e con quale frequenza i pazienti stanno utilizzando la testina dello spazzolino. Quando è il momento di sostituirla, una spia sul manico glielo fa sapere. In questo modo, avranno sempre la certezza che la loro testina stia pulendo sempre in modo efficace.

## Programma Easy-Start



Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere un po' di tempo. Ecco perché il nostro programma Easy-Start ti offre la possibilità di un graduale, ma delicato, aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del tuo nuovo spazzolino.

## Timer utili



Il nostro QuadPacer permette ai pazienti di sapere quando hanno dedicato il tempo giusto alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre la nostra funzione Smartimer indica loro quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.

## Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

# Specifiche

## Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

## Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): Fino a 2 settimane

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

## Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco menta

## Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

## Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio

semplice

Manico: Design ergonomico e compatto

Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

## Accessori inclusi

Testine: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W2c Optimal White mini

Manico: 1 ProtectiveClean

Custodia da viaggio: Custodia da viaggio rigida

Caricabatterie: 1

## Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Benefici per la salute: Aiuta a ridurre il rischio di carie

Prestazioni: Rimuove fino a 10 volte più placca\*

Timer: Quadpacer e SmartTimer

Feedback sulla pressione esercitata:

Vibrazione del manico per avvertire l'utente

## Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Gum Care: Massaggia delicatamente le gengive

## Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

