

PHILIPS

sonicare

(prima conosciuta come
ProResults antiplacca)

C2 Optimal Plaque
Defence

Pacco da 2

Misura standard

Ad aggancio

Associazione con modalità
BrushSync

HX9022/10



Aggressivo sulla placca. Delicato sulle gengive.

Eccezionale rimozione della placca, tutti i giorni

La testina per spazzolino Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (prima conosciuta come ProResults antiplacca) è perfetta per coloro che desiderano rimuovere efficacemente la placca durante la loro igiene orale quotidiana.

Tecnologia innovativa

- Testate per soddisfare la tua igiene orale
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali**

Progettato per ottimizzare le prestazioni

- Sostituisci le testine quando serve, e ottieni una pulizia ad alte prestazioni. Sempre.
- Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina

Per una cura eccezionale di denti e gengive

- Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

In evidenza

Puoi dire addio alla placca



Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale. Inoltre, la punta curva raggiunge anche i denti in fondo alla bocca.

Sostituzione testine



Le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo, ma BrushSync™ ti ricorderà di sostituirle per tempo. Il tuo spazzolino intelligente monitora per quanto tempo e con quale intensità utilizzi una testina e ti avvisa quando è arrivato il momento di sostituirla. Non hai uno spazzolino Philips Sonicare intelligente? Ti basta controllare le setole blu: quando diventano bianche è il momento di sostituire la testina.

L'unica vera tecnologia sonora



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Pulizia con la massima tranquillità



Tutte le testine Philips Sonicare sono sicure e delicate su denti e gengive. Durante i test, tutte le testine vengono messe a dura prova per garantire prestazioni eccezionali e durata ogni volta che le utilizzi.

Associazione con modalità BrushSync™



Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync™**. La testina Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence si sincronizza con il manico dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync™**, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per una pulizia eccezionale. Tu devi solo iniziare a spazzolare.

Inserimento facile ad aggancio



La testina Optimal Plaque Defence si adatta perfettamente a tutti i manici Philips Sonicare, eccetto Philips One ed Essence. Basta agganciarla e sganciarla per una facile sostituzione e pulizia.

Specifiche

Consumer Trade Item

Height: 22.1 cm
Width: 6 cm
Length: 2.5 cm
Net weight: 0.015 Kg
Gross weight: 0.032 Kg
GTIN: 8710103877622
Country of origin: DE
Harmonized system code: 96032100

Scatola esterna

Height: 7.5 cm
Width: 13 cm
Length: 38 cm
Net weight: 0.15 Kg
Gross weight: 0.395 Kg
GTIN: 18710103877629

Aspetto e rifiniture

Colore: White
Consistenza rigida delle setole: Media
Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente
Misura: Standard

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio
Adatto per questi modelli: Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 2 Plaque Defence, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean
Associazione con modalità BrushSync

Accessori inclusi

Testine: 2 C2 Optimal Plaque Defence

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi
Testata: per un uso ottimale

Benefici per la salute

Rimozione della placca: Rimuove fino a 7 volte più placca*



* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

** L'associazione con modalità BrushSync™ è compatibile solo con i manici degli spazzolini Philips Sonicare dotati di BrushSync™