

PHILIPS

sonicare

Elektriskā zobu suka
ar īpašu lietotni

DiamondClean
Smart

Personalizēti padomi

Viedā birstes uzgaļa sensori

Vieda birstes galviņas
atpazīšana

4 režīmi, 3 intensitātes līmeņi



HX9912/18



Mūsu labākā zobu suka pilnīgai mutes dobuma kopšanai

Jūties pašpārliecināti, zinot, ka mutes dobums ir 100 % tīrs

DiamondClean Smart ir mūsu labākā zobu suka pilnīgai mutes dobuma tīrībai. Ar četriem efektīviem uzgaļiem iespējams nodrošināt visaptverošu mutes dobuma veselību, savukārt Smart Sensor tehnoloģija sniedz pielāgotu atgriezenisko saikni un pamācības.

Proven to improve oral health

- Noņem līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma*, nodrošinot dziļu tīrīšanu

Lietotnē pieejami individuāli padomi teicamai zobu tīrīšanai

- Vada jūs zobu tīrīšanas laikā un apgaismo zonas, kas palaistas garām
- Ļauj atgriezties vēl netīrītās vietās, garantējot visaptverošu tīrību
- Pievērsiet lielāku uzmanību problēmzonām
- Brīdina, ja pārāk stipri uzspiežat
- Palīdz samazināt beršanas intensitāti

Uzlabo zobu tīrīšanu

- Birstes uzgaļi automātiski izvēlas optimālos iestatījumus
- Lai birstes uzgalis darbotos iespējami efektīvi
- Izvēlieties kādu no 4 režīmiem un 3 intensitātes iestatījumiem
- Izsmalcināts lādētājs–glāze un ceļošanas futrālis


Izceltie produkti

Atvadies no zobu aplikuma




Uzspraudiet C3 Premium Plaque Control birstes uzgali un izbaudiet rūpīgu tīrīšanu. Pateicoties mikstajām un elastīgajām sānu malām, sariņi pielāgojas katra zoba virsmas formai, nodrošinot 4 reizes lielāku saskarsmi ar virsmu*** un noņemot līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma no grūti aizsniedzamām vietām*.

Neatstājiet nevienu vietu netīrtu




Philips Sonicare lietojumprogramma paziņo jums, kad esat sasnieguši tīru rezultātu, un dod padomus labākai un rūpīgākai zobu tīrīšanai.

TouchUp funkcija




Ja zobu tīrīšanas laikā izlaidīsiet kādu zonu, par to jums atgādinās lietotnes TouchUp funkcija. Atgriezieties nenotīrītajās zonās un esiet droši, ka zobi katru reizi ir pilnībā notīrīti.

Viedā nomainīšanas atgādināšanas funkcija




Laika gaitā birstes uzgali nolietojas un to aplikuma noņemšanas efektivitāte samazinās. Tomēr, pateicoties viedajai birstes uzgala atpazīšanas funkcijai jūs nekad neaizmirsīsiet nomainīt birstes uzgali. Zobu suka reģistrē katra birstes uzgala izmantošanas ilgumu un intensitāti un brīdina, ja ir pienācis laiks tā nomainīšanai. Birstes uzgala kalpošanas laiku var skatīt arī Philips Sonicare lietotnē, kur var pasūtīt arī jaunus birstes uzgālus, lai to nekad netrūktu.

Fokusa zonas un mērķu noteikšana



Vai jūsu zobārsts ir norādījis jūsu mutes dobuma problēmkonas? Mēs tās izcelsim lietotnē pieejamajā mutes dobuma trīsdimensiju attēlā un atgādināsim, lai jūs pievērstu šīm zonām īpašu uzmanību.

Pārāk liels spiediens?



Jūs varat pat nepamanīt, ka spiežat zobu suku pārāk stipri, taču DiamondClean Smart to pamana jūsu vietā. Ja tīrīsiet, pielietojot


pārmērīgu spēku, roktura galā sāks mirgot gaismas gredzens. Tas jums atgādinās samazināt spiediena spēku un ļaut birstes uzgalim paveikt darbu jūsu vietā. 7 no katriem 10 aptaujātajiem lietotājiem atzina, ka šī funkcija ir palīdzējusi uzlabot viņu zobu tīrīšanas kvalitāti.

Viss ir vienkārši



Ja jums ir elektriska zobu birste, ļaujiet tai darīt darbu jūsu vietā. Tās rokturī ir iestrādāts beršanas sensors, kas informē, ja nepieciešams samazināt beršanas intensitāti. Tādējādi jūs uzlabosiet zobu tīrīšanas tehniku un notīrīsiet zobus saudzīgāk un efektīvāk.

BrushSync savienošanas funkcija



Neesat pārliecināts, kādu režīmu un intensitāti izvēlēties? Tagad tas vairs nav jāzina. Birstes uzgalī iestrādātā mikroshēma informē jūsu DiamondClean Smart par izmantoto uzgali. Tāpēc, ja uzstādāt piemēram, smaganu kopšanas birstes uzgali, jūsu zobu suka patīs izvēlēties piemērotāko režīmu un intensitātes līmeni, lai saudzīgi, tomēr efektīvi rūpētos par jūsu smaganām. Jums atliks vien nospiegt ieslēgšanas pogu.

Specifikācijas

Savienojamība

Bluetooth® bezvadu tehnoloģija: Viedā zobu tīrīšanas lietotne

Strāvas padeve

Spriegums: 110–220 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): 14 dienas*****

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Melna, Balta

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Saderība

Android saderība: Android tālruni, Bluetooth 4.0 iespējoti planšetdatori

iOS saderība: iPad 3 vai jaunāks, iPhone 4S vai jaunāks, ar iOS7 vai jaunāku

Vienkārša lietošana

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Displejs: Izgaismots displejs

Akumulatora indikators: Izgaismota ikona norāda baterijas darbmūžu

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Birstes uzgaļa atpazīšanas funkcija:

Sinhronizācija ar optimālo darbības režīmu

Nomainas atgādinājums: Izcila rezultāta

nodrošināšanai katru reizi, iedegas

atgādinājuma ikona

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 2 C3 Premium Plaque Defence

Ceļojumu futrālis: 2, USB uzlādes futrālis ceļojumiem

Rokturis: 2 DiamondClean Smart

Lādētājs "Glāze": 2

Tīrīšanas veikspēja

Veselības ieguvumi: Palīdz uzlabot smaganu veselību

Sniegums: Likvidē līdz 10x vairāk aplikuma*

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Taimeris: BrushPacer un SmarTimer

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Gaismas gredzens izgaismojas violetā krāsā, Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

TouchUp funkcija: Nodrošina 100 % tīrību

Režīmi

3 intensitātes pakāpes: Zema, Vidēja, Augsta

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Deep Clean+: Atsvaidzinošai un rūpīgai

tīrīšanai

Smaganu veselība: Pievēršot īpašu uzmanību dzerokļiem

Balināšana+: Virsmas plankumu noņemšanai

BrushSync savienošanas funkcija

G3 Premium Gum Care birstes uzgaļi:

Savienojas pāri Gum Health režīmā

W3 Premium White birstes uzgaļi: Savienojas pāri White+ režīmā

C3 Premium Plaque Defence: Savienojas pāri Clean režīmā

Smart sensoru tehnoloģija

Spiediena sensors: Brīdina, ja tirot tiek lietots pārmērīgs spiediens

Pozicionēšanas sensors: Seko tīrīšanas

kustībām un rūpējas par visaptverošu tīrību

Beršanas sensors: Ziņo, ja nepieciešams

samazināt beršanas intensitāti

Mutes dobuma 3D attēls: Izceļ problēmkonas

TouchUp funkcija: Informē par nenotīrītām zonām

Programmatūras atbalsts

Programmatūras atjauninājumi: Philips

piedāvā attiecīgus programmatūras

atjauninājumus 2 gadus pēc iegādes datuma.



* Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

** * salīdzinot ar manuālu zobu suku, izmantojot populārāko balinošo zobu pastu

** * salīdzinājumā ar DiamondClean

**** Gum Health režīms salīdzinājumā ar manuālu zobu

birsti 2 nedēļu ilgā laika periodā

***** pēc 3 dienas ilgas White+ režīma lietošanas

salīdzinājumā ar manuālu zobu suku

***** pamatojoties uz divām divas minūtes ilgām tīrīšanas reizēm dienā, izmantojot standarta režīmu