

PHILIPS

sonicare

Hambavahede
puhastaja

AirFloss Pro/Ultra

DiamondClean 9000

1 otsaku ja 1 harjapeaga

Laadimisklaas, reisivutlar



HX8494/01



Garanteeritult terved igemed 2 nädalaga*

Loodud ebaregulaarsetele hambavahede puhastajatele

Kui te hambavaheid regulaarselt ei puhasta, on AirFloss Ultra lihtsaim viis hambavahede tõhusaks puhastamiseks. AirFloss Ultra't saab kasutada suuvee või veega ja selle efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatud.**

Improves oral health

- Efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatud hambaniidiga võrdne**
- Kuni 99,9% katueemaldus***
- Aitab vältida hambaauke hambavahedes

Provides a superior clean

- Personaliseeritud harjamiskogemus
- Meie ainulaadne tehnoloogia võimaldab teil korralikult, kuid õrnalt puhastada
- Eemaldab kuni 10x rohkem kattu* ja tagab põhjalikuma puhastuse

Superior technology

- Öhu ja veepiisakeste tehnoloogia
- Suure jõudlusega otsak

The easiest way to effectively clean between teeth

- Hõlbus viis tervisliku harjumuse alustamiseks
- Võtab vaid 60 sekundit: suunake, vajutage, puhastage!

Esiletõstetud tooted

Kuni 99,9% katueemaldus




AirFloss Pro/Ultra eemaldab töödeldavas alas kuni 99,9% katust.***

Veepiisakeste tehnoloogia



Meie kliiniliselt tõestatud tulemused on võimalikud tänu meie ainulaadsele tehnoloogiale, mis ühendab õhu suuvee või veega, puhastades võimsalt ja samas õrnalt hambavahed ja igemepiiri.

Lihne viis tervisliku harjumuse alustamiseks



Hambavahede puhastamine on üldise suuhügieeni seisukohast väga tähtis. AirFloss on hõlbus viis hambavahede põhjalikumaks puhastamiseks, aidates kujundada tervislikku harjumust.

Igemete parem tervis



Kliiniliselt on tõestatud, et Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra efektiivsus igemete tervise parandamisel on hambaniidiga võrdne.** Aitab parandada igemete tervist kõigest kahe nädalaga.

Aitab vältida hambauke



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra aitab vältida hambaukude teket hambavahedes, eemaldades õrna veejoa abil katu, mida ei saa eemaldada ainult harjates.

Suure jõudlusega otsak



Suure jõudlusega uue AirFloss Pro/Ultra otsak muudab meie õhu ja veepiisakeste tehnoloogia tõhusamaks kui kunagi varem.

Puhastab vaid 60 sekundiga



AirFloss Pro/Ultra abil kulub kogu suu puhastamiseks vähem kui 60 sekundit päevas. Valige lihtsalt pulseerimissagedus (ühe-, kahe- või kolmekordne) ja vajutage aktiveerimisnuppu, et saavutada järjestikused automaatsed impulsid, või vajutage ja vabastage, et kasutada käsitsirežiimi.

Neli režiimi, kolm intensiivsust



DiamondClean 9000 režiimide seas on Clean, White+, Gum Health ja Deep Clean+, mis katavad kõik teie harjamisvajadused. Clean režiim sobib igapäevaseks puhastamiseks, White+ on mõeldud plekkide eemaldamiseks, Gum Health tagab õrna, ent tõhusa igemete puhastamise ja Deep Clean+ võimaldab sügavpuhastust. Saate valida kolme intensiivsuse vahel, kus kõrgem seadistus võimaldab tõhusamat puhastust ja madalam on mõeldud tundlikuma suu jaoks.

Spetsifikatsioon

Võimsus

Pinge: Mitmevoldiline laadija

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Aku tüüp: Liitiumioon

Laadimisaeg: Täislaadimiseks kulub 24 tundi

Disain ja viimistlus

Värv: Valge

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Akunäidik: Käepideme LED-tuled näitavad laetuse taset

Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Ekraan: Valgustatud ekraan

Hambaharjapea: Lihtne külgeklõpsata ja eemaldada

Kaasolevad tarvikud

Reisivutlar: USB-reisilaadija

Laadija: 1

Harjapead: 1 C3 Premium Plaque Control

Käepide: 1 DiamondClean 9000

Laadimisklaas: 1

AirFloss Ultra käepide: 1

Otsak: 1

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Puhastab kogu suu 60 sekundiga, Parandab igemete tervist kahe nädalaga*

Talitus: Eemaldab kuni 99,9% katust**

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Kliiniliselt tõestatud tulemused: Sama tõhus kui hambaniit, igemete tervise parandamiseks,

katu vähendamiseks, igemete veritsuse vähendamiseks

Kohandatavad seadistused: Automaatvoog või käsitsirežiim, Ühe-, kahe- või kolmekordse impulss***

Parimate tulemuste saavutamiseks: Vahetage otsakut iga 6 kuu järel

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Valgemad hambad: Muudab hambad kaks korda valgemaks*

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Deep Clean+: Tagab ergutava sügavpuhastuse

Igemete tervis: Eriline tähelepanu purihammastele

White+: Pinnalt plekkide eemaldamine



* või saate raha tagasi.

** Kasutades kerge kuni mõõduka igemepõletikuga patsientidel koos käsihambaharja ja antimikroobse suuveega; AirFloss aitab ebaregulaarsetel hambaniidi kasutajatel välja arendada tervisliku hambavahede puhastusrutiini. Lisateavet leiate vahekaardi Tugi jaotisest Korduma kippuvad küsimused.

*** Töödeldud piirkondades; laboratoorses uuringus, reaalsed suus saavutatavad tulemused võivad erineda