

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
sonico

ProtectiveClean
5100

Sensore di pressione integrato

3 modalità

Funzione BrushSync

con igienizzatore



HX6850/57



Denti più bianchi. Con delicatezza.

Rende i denti più bianchi in appena 1 settimana.

Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.

Proven to improve oral health

- Denti bianchi in una sola settimana

Progettato su misura per te

- Incoraggiamento a una pulizia accurata
- Semplifica i tuoi spostamenti
- Non dimenticare mai di sostituire le testine

Innovative technology

- Ti avverte se stai esercitando troppa pressione
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Connette il manico dello spazzolino intelligente alle testine

Pulizia ottimale

- Scegli tra tre modalità

Kills germs on brush heads

- Il Sanitizzatore UV elimina fino al 99% di batteri e virus***


In evidenza

Denti naturalmente più bianchi



Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.

Tre modalità



Questo spazzolino ti consente di personalizzare la pulizia in base alle tue esigenze, grazie alla scelta di tre modalità. La modalità Clean è ideale per una pulizia superiore. La modalità White è perfetta per rimuovere le macchie superficiali. Infine, la modalità Gum Care aggiunge un minuto extra di pulizia a potenza ridotta, per poter massaggiare delicatamente le gengive.

Sanitizzatore UV incluso



Mantieni pulite le testine del tuo spazzolino Sonicare con il Sanitizzatore UV Philips appositamente progettato. Basta posizionare 1-2 testine all'interno e premere il pulsante. La pulizia verrà eseguita in 10 minuti. Elimina fino al 99% di batteri e virus, senza uso di prodotti chimici.***

Monitora la pressione applicata



Una pressione eccessiva può danneggiare denti e gengive. Per evitare che accada, Philips Sonicare ProtectiveClean emette un leggero suono pulsante per ricordarti di esercitare meno forza.

Tecnologia BrushSync



Una tecnologia con microchip che rileva e sincronizza la testina e il manico dello spazzolino intelligente. Il manico e la testina costituiscono una combinazione vincente che consente di ricevere promemoria per la sostituzione della testina.

Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usurano con il tempo. Ma la nostra tecnologia BrushSync monitora da quanto tempo e con quale frequenza stai utilizzando la testina dello spazzolino. Quando è il momento di sostituirla, una spia sul manico e un breve segnale acustico te lo ricorderanno. In questo modo, avrai sempre la certezza che la tua testina stia pulendo in modo efficace.

Timer utili



Hai bisogno di uno spazzolino elettrico con un timer? Il nostro QuadPacer ti permette di sapere quando hai dedicato il tempo giusto alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre la nostra funzione Smartimer ti indica quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.

Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Pratica custodia da viaggio e caricatore



La custodia da viaggio premium consente di conservare lo spazzolino in modo igienico, mentre il caricatore da viaggio compatto ti permetterà di averlo sempre pronto all'uso. Una singola ricarica completa garantisce due settimane di utilizzo regolare, mentre il caricatore sarà il tuo biglietto per viaggi più lunghi.

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a

scarica): Fino a 2 settimane

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Nero, grigio

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Manico: Design ergonomico e compatto

Riconoscimento della testina: Si sincronizza con la modalità ottimale

Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

Accessori inclusi

Testine: 1 W2 Optimal White

Manico: 1 ProtectiveClean

Custodia da viaggio: 1

Caricabatterie: 1

Igienizzatore UV: 1

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Benefici per la salute: Aiuta a ridurre il rischio di carie

Prestazioni: Rimuove fino al 99% di batteri, e virus***

Effetto denti più bianchi: Denti bianchi in 1 settimana

Timer: Quadpacer e SmartTimer

Feedback sulla pressione esercitata:

Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Con igienizzatore: Progettato per sanitzizzare Sonicare, le testine, Si spegne automaticamente dopo, un ciclo di 10 minuti, Funzionamento semplice e sicuro, con un solo pulsante. Base di ricarica integrata per, spazzolino Sonicare**

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Bianco: Rimuove le macchie superficiali

Gum Care: Massaggia delicatamente le gengive

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina



* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

** Non compatibile con DiamondClean, DiamondClean 9000 o DiamondClean Smart

***H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Per l'utilizzo con InterCare (I), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) e Premium Plaque Control (C3).