

PHILIPS



Spazzolino elettrico
sonico con app

DiamondClean 9000

Spazzolamento connesso e
semplice

Sensore di pressione integrato

Riconoscimento intelligente
testina

4 modalità, 3 intensità



HX9913/17

Denti più bianchi e sani per sempre

Denti più bianchi in 1 solo giorno****

Il nostro spazzolino elettrico sonico unisce un design elegante a eccezionali performance per riscoprire il bianco dei denti. Passa a Philips Sonicare.

Scopri un design intuitivo ed elegante

- Semplice da ricaricare e avviare

Gli utenti DiamondClean mostrano una igiene orale migliorata

- Tenace contro la placca, delicata sulle gengive
- Rimuove fino a 10 volte più placca* per una pulizia profonda

Lascia che DiamondClean 9000 si adatti alle tue esigenze

- Pulizia dei denti personalizzata
- Ti avverte se stai esercitando troppa pressione
- BrushSync seleziona automaticamente la modalità più adatta a te
- Non dimenticare mai di sostituire le testine

Mantieni la routine grazie al Progress Report personalizzato

- Adotta abitudini sane e mantienile

DiamondClean 9000

Spazzolino elettrico sonico con app

In evidenza

Rimuove fino a 10 volte più placca*




Con la testina C3 Premium Plaque Defence otterrai la pulizia più profonda possibile. Le setole morbide e flessibili sono progettate per seguire la forma dei denti, offrendo una superficie di contatto 4 volte maggiore**. Inoltre, rimuove fino a 10 volte più placca nei punti più difficili da raggiungere*.

C3 Premium Plaque Defence



La testina C3 Premium Plaque Defence è stata progettata per assicurarti la pulizia più profonda di sempre. Grazie ai contorni morbidi e flessibili e alle setole che avvolgono perfettamente i denti, offre una superficie di contatto 4 volte maggiore e ti aiuta a raggiungere anche i punti più difficili*.

Progress Report



DiamondClean 9000 ti offre una guida ideale per migliorare e mantenere abitudini di igiene orale salutari da seguire tra un checkup dal dentista e l'altro. Grazie ai sensori intelligenti integrati saprai quando stai esercitando una pressione eccessiva. Collegandoti all'app Sonicare, avrai un

Progress Report che ti aiuterà a percorrere sempre la strada giusta e ti mostrerà tutti i progressi che hai fatto.

4 modalità, 3 intensità



DiamondClean 9000 è dotato di modalità Clean, White+, Gum Health e Deep Clean+. La modalità Clean è ideale per una pulizia quotidiana, White+ per rimuovere a fondo le macchie, Gum Health offre una pulizia efficace ma delicata per le gengive e Deep Clean+ consente di ottenere una pulizia profonda e tonificante. I tre livelli di intensità ti consentono di scegliere tra un'impostazione più alta per una pulizia profonda e una più bassa per le bocche più sensibili.


Associazione con modalità BrushSync



Le testine intelligenti si assicurano che tu stia utilizzando la modalità e l'intensità giuste per ottenere le prestazioni migliori. Se ad esempio stai utilizzando la testina W3 Premium White, la tecnologia BrushSync di DiamondClean 9000 sincronizza automaticamente la testina dello spazzolino con la modalità White+ per aiutarti a ottenere denti più bianchi.

HX9913/17

Sensore di pressione integrato



Nel caso in cui tu stia esercitando troppa pressione, DiamondClean 9000 se ne accorrerà. Se devi diminuire la pressione, lo spazzolino emetterà un suono pulsante come promemoria per avvisarti che è necessario lasciar lavorare la testina dello spazzolino. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per ottenere una pulizia migliore.

Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usurano nel corso del tempo, pertanto ti consigliamo di tenerle d'occhio per accertarti che siano ancora in grado di garantire una pulizia ottimale. La nostra tecnologia BrushSync monitora il tempo di utilizzo della testina e la pressione esercitata. Il promemoria di sostituzione BrushSync sul manico e un breve segnale acustico ti segnalano quando è arrivato il momento di sostituire la testina.

Batteria di lunga durata



In condizioni di normale utilizzo, DiamondClean 9000 può durare fino a due settimane con una sola ricarica.

DiamondClean 9000

Spazzolino elettrico sonico con app

HX9913/17

Specifiche

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth®: App per la pulizia denti connessa

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): 14 giorni***

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Compatibilità

Compatibilità Android: Telefoni Android, Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

Compatibilità iOS: iPad 3a gen o superiore, iPhone 4S o successivo, con iOS7 o successivo, con sistema operativo iOS7

Facilità d'uso

Manico: Design ergonomico e compatto

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

Accessori inclusi

Manico: 1 DiamondClean 9000

Testine: 2 C3 Premium Plaque Defence

Custodia da viaggio: Custodia di ricarica USB

Caricatore in vetro: 1

Base di ricarica: 1

Prestazioni di pulizia

Prestazioni: Rimuove fino a 10 volte più placca*

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Effetto denti più bianchi: Denti più bianchi in 1 giorno****

Timer: BrushPacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata: Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Modalità

3 intensità: Alta, Bassa, Media

Clean: Ideale per un'eccezionale pulizia quotidiana

Deep Clean+: Offre una pulizia profonda

Gum Health: Fornisce una pulizia delicata ma efficace per le gengive

White+: Ideale per la rimozione delle macchie

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Tecnologia BrushSync: Connette il manico e, la testina intelligente

Supporto software

Aggiornamenti software: Philips offre i relativi aggiornamenti software per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.



* rispetto a uno spazzolino manuale

** rispetto a DiamondClean

*** sulla base di due sessioni di due minuti al giorno

**** in modalità White+ con un dentifricio per denti bianchi leader di categoria rispetto a uno spazzolino manuale