

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
sonico

DiamondClean

5 modalità

1 testina

Bicchiere di ricarica, custodia
USB

Modalità Deep Clean



HX9359/89



Denti più bianchi e sani per sempre

Spazzolino Philips Sonicare: riscopri il bianco naturale dei tuoi denti

Il nostro spazzolino elettrico sonico unisce un design elegante a eccezionali performance per riscoprire il bianco dei denti. Passa a Philips Sonicare.

Proven to improve oral health

- Per una migliore condizione delle gengive in sole 2 settimane*
- Scegli tra 5 modalità tra cui Deep Clean e Sensitive
- Sicuro e delicato per la tua salute orale
- Rimuovi fino a 10 volte più placca*

Progettato su misura per te

- Il programma Easy-Start ti aiuta a familiarizzare con la tua routine Philips Sonicare
- I timer aiutano a raggiungere 2 minuti completi di pulizia
- Custodia da viaggio USB e bicchiere di ricarica

Provides a superior clean

- Collo angolato per favorire la pulizia nelle zone più difficili
- Modalità Deep Clean per i punti problematici
- La nostra tecnologia ti offre una pulizia profonda ma delicata
- La testina si flette lungo il bordo gengivale


In evidenza

Rimuovi fino a 10 volte più placca*




Inserisci la testina AdaptiveClean/Premium Plaque Defence C3 per provare la nostra pulizia più profonda. Puoi disporre di una superficie di spazzolamento fino a 4 volte più ampia** e rimuovere fino a 10 volte più placca* lungo il bordo gengivale e tra i denti.

Prenditi cura delle tue gengive



Grazie alla testina DiamondClean otterrai una pulizia ottimale e gengive più sane in 2 settimane*. Rimuove fino a 7 volte più placca lungo il bordo gengivale rispetto a uno spazzolino manuale*, per un sorriso più sano.

5 modalità di pulizia: scegli quella che preferisci



Con DiamondClean potrai ottenere la massima pulizia e freschezza ogni giorno. Le nostre 5 modalità sono adatte a tutte le esigenze. La modalità Clean, per un'eccezionale pulizia quotidiana, Gum Care,


per massaggiare delicatamente le gengive, Deep Clean, per una pulizia profonda, Sensitive, per una pulizia delicata delle gengive sensibili e White, la modalità ideale per rimuovere le macchie superficiali.

Pulizia ultra profonda



Grazie alla modalità Deep Clean puoi prestare particolare attenzione a delle zone specifiche. La nostra esclusiva tecnologia combinata con il movimento della testina e un tempo di pulizia esteso di 3 minuti, offrono una pulizia profonda.

Denti fino a 2 volte più sani



Inserisci la nostra testina AdaptiveClean/Premium Plaque Defence C3 per una pulizia profonda e delicata per gengive fino a 2 volte più sane rispetto a uno spazzolino manuale. I lati in gomma si flettono lungo i bordi dei tuoi denti e delle gengive per assorbire urti e pressioni in eccesso. Le setole raggiungono tutti i denti per regalarti una pulizia confortevole, efficace e profonda.

QuadPacer e Smartimer




Ci vogliono solo 2 minuti per spazzolare a fondo i tuoi denti. Il timer a intervalli Quadpacer indica quando è il momento di spostarsi su un altro quadrante della bocca, mentre la funzione Smartimer ti aiuta a raggiungere il tempo di spazzolamento di due minuti consigliato dai dentisti.

Raggiungi i punti più difficili



L'esclusiva forma del manico del tuo spazzolino DiamondClean, combinata con le nostre testine, consente di raggiungere anche i punti più difficili, come la zona posteriore, per pulirla in modo efficace.

Impara con facilità una nuova routine



Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere un po' di tempo. Il nostro programma Easy-Start ti offre la possibilità di un graduale ma delicato aumento della potenza, per i primi 14 usi del tuo nuovo lo spazzolino.

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a

scarica): Fino a 3 settimane *

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Black

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: L'icona illuminata indica la durata della batteria

Sistema con testine: Testine ad aggancio semplice

Display: Display illuminato

Manico: Design ergonomico e compatto

Accessori inclusi

Testine: 1 AdaptiveClean, 1 O Premium Plaque Defence C3

Manico: 1 DiamondClean

Custodia da viaggio: Caricatore da viaggio USB

Caricatore in vetro: 1

Prestazioni di pulizia

Benefici per la salute: Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane

Prestazioni: Rimuove fino a 10 volte più placca*

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Deep Clean: Per una pulizia profonda

Bianco: Rimuove le macchie superficiali

Gum Care: Massaggia delicatamente le gengive

Sensitive: Pulizia delicata di denti e gengive

