

PHILIPS

sonicare

Pacchetto misto di
spazzolini standard

confezione da 3 pezzi

Misura standard

Ad aggancio

Associazione con modalità

BrushSync

HX9073/07



Pulizia più profonda, gengive più sane, denti più bianchi

Per la cura completa di denti e gengive

La testina Premium Plaque Defence C3 rimuove fino a 10 volte più placca* per risultati straordinari. Premium Gum Care G2 consente di ottenere gengive fino a 7 volte più sane in appena due settimane***, mentre Premium White W3 rimuove il 100% di macchie in più in 3 giorni*

Tecnologia innovativa

- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina
- Testate per soddisfare la tua igiene orale
- Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali****

Progettato per ottimizzare le prestazioni

- Sostituisci le testine quando serve, e ottieni una pulizia ad alte prestazioni. Sempre.

Pulizia profonda con Philips Sonicare


- Superficie di contatto fino a 4 volte più ampia** per una pulizia profonda senza sforzo

Per una cura eccezionale di denti e gengive

- Rimuove fino al 100% di macchie in superficie in più in soli 3 giorni*
- Rimozione della placca fino a 10 volte più efficace rispetto ad uno spazzolino manuale
- Gengive fino a 7 volte più sane in appena 2 settimane***


In evidenza

Puoi dire addio alla placca




E grazie al suo design flessibile, rimuove fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere* per una pulizia davvero profonda lungo il bordo gengivale e tra un dente e l'altro.

Massima attenzione alla salute delle gengive




Con la testina Premium Gum Care di Philips Sonicare persino la pulizia più profonda è delicata. Mentre il tuo spazzolino si muove lungo il bordo gengivale, i bordi e le setole flessibili assorbono la pressione in eccesso per proteggere le gengive anche quando spazzoli energicamente. Le setole sono pensate appositamente per rimuovere la placca e i batteri lungo il bordo gengivale migliorando la salute delle gengive. Il design curvo della testina assicura il massimo contatto delle setole con il dente.

Denti bianchi in poco tempo



Le setole fitte al centro della testina Premium White di Philips Sonicare sono efficaci nel rimuovere la placca e le macchie in superficie prodotte ogni giorno da alimenti e bevande. I bordi flessibili consentono alle setole di seguire la forma di denti e gengive, per una pulizia profonda e un sorriso più luminoso in soli 3 giorni.

Tecnologia AdaptiveClean



Otterrai ogni volta una pulizia personalizzata grazie alla nostra tecnologia Adaptive Clean. I lati in gomma morbidi e flessibili consentono a Premium Plaque Defence, Premium Gum Care e Premium White di seguire i contorni unici della tua bocca. Le nostre setole si adattano ai tuoi denti e alle tue gengive, offrendo una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia** rispetto a una normale testina, garantendo una pulizia più profonda anche nelle zone difficili da raggiungere. La tecnologia di pulizia Adaptive Clean, inoltre, consente di monitorare l'attività

della testina lungo il bordo gengivale e di assorbire l'eccessiva pressione, mentre il movimento di aspirazione più ampio offre una sensazione unica per la bocca e una pulizia superiore.

Associazione con modalità BrushSync



Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync****. Le testine premium si sincronizzano con il manico dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync****, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per una pulizia, uno sbiancamento e una cura delle gengive eccezionali. Tu devi solo iniziare a spazzolare.

Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

In evidenza

Testine di ricambio



Le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo, ma BrushSync™ ti ricorderà di sostituirle per tempo. Il tuo spazzolino intelligente monitora per quanto tempo e con quale intensità utilizzi una testina e ti avvisa quando è arrivato il momento di sostituirla. Non hai uno spazzolino Philips Sonicare intelligente? Ti basta controllare le setole blu: quando diventano bianche è il momento di sostituire la testina.

Inserimento facile ad aggancio



Le testine Premium Plaque Defence, Premium White e Premium Gum Care si agganciano in modo semplice e saldo sul manico dello spazzolino Philips Sonicare per la massima sicurezza. La sostituzione della testina è semplice: basta sganciarla. Il nostro design ad aggancio semplifica la manutenzione e la pulizia della testina. Le testine Premium sono compatibili con i manici di tutti i nostri spazzolini ad eccezione di PowerUp Battery ed Essence

Pulizia con la massima tranquillità



Tutte le testine Philips Sonicare sono sicure e delicate su denti e gengive. Durante i test, tutte le testine vengono messe a dura prova per garantire prestazioni eccezionali e durata ogni volta che le utilizzi.

Specifiche

Aspetto e rifiniture

Consistenza rigida delle setole: Media

Colore: White

Materiale testina: Bordi in gomma morbidi e flessibili

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Misura: Standard

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 2 Plaque Defence, Serie 3

Gum Health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Associazione con modalità BrushSync

Accessori inclusi

Testine: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 W3 Premium White, 1 G3 Premium Gum Care

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

Benefici per la salute

Rimozione della placca: Rimuove 10 volte più placca*

Salute delle gengive: Gengive fino a 7 volte più sane*

Sbiancamento: Rimuove il 100% in più di macchie*

