

PHILIPS

sonicare

음파칫솔

ProtectiveClean 5100

압력 감지 센서 장착

3가지 모드

1 x BrushSync 기능

여행용 케이스



HX6853/07

더욱 깨끗한 치아, 부드러운 세정.

일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그 제거

일반 칫솔보다 최대 7배 더 많은 플라그를 제거하면서 압력 센서로 부드럽게 닦아내는 차이를 느껴 보세요.

검증된 구강 건강 개선

- 일반 칫솔 대비 최대 7배 더 많은 플라그 제거
- 민감한 부분, 치아 교정, 치과 치료 시에도 사용할 수 있는 안전하고 부드러운 칫솔모

사용자를 고려한 디자인

- 빈틈없이 꼼꼼한 양치 권장
- 더욱 간편해진 휴대

혁신적인 기술

- 양치 시 과도한 압력을 알려주는 알림 기능
- 칫솔모 교체 시기 알림
- 필립스 소닉케어의 고급 음파 기술
- 스마트 칫솔 핸들과 스마트 칫솔모의 연결

최적의 양치질

- 3가지 모드 중 선택

주요 제품

플라그를 효과적으로 제거하세요.



조밀하게 식모된 고품질 칫솔모로 일반 칫솔에 비해 플라그 제거 성능이 최대 7배까지 높아집니다. 또한 곡선 형태의 파워 팁이 입 안쪽 닿기 힘든 치아까지 쉽게 닦을 수 있도록 돕습니다.

3가지 모드



이 칫솔을 사용하면 개인 선호에 맞게 3가지 양치 모드 중에서 선택할 수 있습니다. 탁월한 세정 효과를 원하시면 세정 모드를, 치아 표면의 착색 제거에 집중하고 싶으시면 화이트 모드를, 그리고 마무리로 1분간 잇몸을 부드럽게 마사지하고 싶으시면 잇몸 관리 모드를 선택해 보세요.

안전하고 부드러움



안전한 양치 경험을 보장합니다. 필립스 음파 기술은 치아 교정기, 신경 치료, 크라운, 라미네이트를 한 경우에도 적합하며 충치 예방 및 잇몸 건강 개선에도 효과적입니다.

단 하나의 진정한 음파 기술



필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

양치 압력 모니터링



칫솔질을 너무 세게 하면 치아와 잇몸이 손상될 수 있습니다. 이를 방지하고자 필립스 소닉케어 프로텍티브클린은 부드러운 진동 소리를 내서 힘을 빼도록 알려줍니다.

BrushSync 기술




마이크로칩 내장 기술로 스마트 칫솔모를 감지하고 스마트 칫솔 핸들과 동기화할 수 있습니다. 스마트 칫솔 핸들과 스마트 칫솔모 연결의 강력한 조합은, 스마트 모드 페어링과 스마트 교체 알림 기능을 활성화 시켜줍니다.

BrushSync 교체 알림



모든 칫솔모는 시간이 지나면 마모되기 마련입니다. 필립스 BrushSync 기술은 칫솔모 사용 기간과 양치 강도를 추적해 교체 시기가 되면 핸들에서 나는 짧은 경고음으로 사용자에게 알려 줍니다. 이를 통해 사용자는 언제나 좋은 상태의 칫솔모로 양치할 수 있습니다.

유용한 타이머 기능



타이머가 있는 음파 칫솔이 필요하신가요? 필립스의 쿼드페이서는 작동하는 동안 입안 각 영역을 적절하게 시간 분배하여 세정할 수 있도록 알림을 울리며, 스마트타이머는 권장 양치 시간인 2분을 유지할 수 있도록 시간이 되었을 때 알려줍니다.

간편한 휴대용 케이스 및 충전기



고급 휴대용 케이스에 칫솔을 위생적으로 보관하고 컴팩트한 충전대도 간편하게 가지고 다니며 충전할 수 있습니다. 한 번 완전히 충전하면 보통 2주간 사용할 수 있지만 여행이 길어질 경우에도 부담 없이 휴대할 수 있습니다.

사양

소비전력

전압: 110~220V

기술 사양

작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지): 최대 2주

배터리: 충전식

배터리 유형: 리튬 이온

디자인 및 마감

색상: 라이트 블루

서비스

보증: 구입 후 2년

편리한 사용

핸들 호환성: 탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모

핸들: 슬림한 인체공학적 디자인

배터리 표시등: 표시등이 배터리 상태를 나타냄

양치 시간: 최대 2주

교체 알림: 언제나 보장되는 최적의 효과, 칫솔모 교체 알림등 켜짐

구성품

충전기: 1개

칫솔모: C2 울티멀 플라그 디펜스 2개

여행용 케이스: 1개

핸들: 프로텍티브클린 1개

세정 성능

구강 건강 관리 효과: 잇몸 건강 개선을 도와줌**,

충치 예방 효과

성능: 최대 7배 더 우수한 플라그 제거 효과**

속도: 분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임

타이머: 퀵드페이서 및 스마트 타이머

압력 피드백: 핸들 진동으로 알림

모드

세정: 매일매일 깨끗한 양치

잇몸 케어: 부드러운 잇몸 마사지

화이트: 치아 표면 착색 제거

스마트 센서 기술

압력 감지 센서: 양치 압력이 너무 강할 때 알림

BrushSync 교체 알림: 칫솔모 교체 시기, 알림

