

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
sonico

ProtectiveClean
5100

Sensore di pressione integrato

3 modalità

Funzione BrushSync

Custodia da viaggio



HX6857/28



Denti più bianchi. Con delicatezza.

Rende i denti più bianchi in appena 1 settimana.

Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.

Proven to improve oral health

- Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici
- Denti bianchi in una sola settimana
- Scegli tra tre modalità

Progettato su misura per te

- Incoraggiamento a una pulizia accurata
- Semplifica i tuoi spostamenti

Innovative technology

- Non dimenticare mai di sostituire le testine
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Connette il manico dello spazzolino intelligente alle testine
- Ti avverte quando stai esercitando troppa forza

In evidenza

Denti naturalmente più bianchi



Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.

Tre modalità


Questo spazzolino ti consente di personalizzare la pulizia, grazie alla scelta di tre modalità e tre intensità. La modalità Clean è ideale per una pulizia superiore. La modalità White è perfetta per rimuovere le macchie superficiali. Infine, la modalità Gum Care aggiunge un minuto extra di pulizia a potenza ridotta, per poter massaggiare delicatamente le gengive. Le tre intensità ti permettono di cambiare l'ordine di "superiore" e "inferiore" per allinearsi con le intensità da sinistra a destra.

Sicuro e delicato



Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonora è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

Pressione eccessiva?



Se non ti accorgi di esercitare troppa forza durante la pulizia, il tuo spazzolino elettrico con sensore di pressione te lo farà notare. Se applichi una pressione eccessiva sulle gengive, lo spazzolino emetterà un suono intermittente che ti ricorderà di essere più delicato.

Tecnologia BrushSync



Una tecnologia con microchip che rileva e sincronizza la testina e il manico dello spazzolino intelligente. Il manico e la testina costituiscono una combinazione vincente che consente di ricevere promemoria per la sostituzione della testina.

Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usano con il tempo. Ma la nostra tecnologia BrushSync monitora da quanto tempo e con quale frequenza stai

utilizzando la testina dello spazzolino. Quando è il momento di sostituirla, una spia sul manico e un breve segnale acustico te lo ricorderanno. In questo modo, avrai sempre la certezza che la tua testina stia pulendo in modo efficace.

Timer utili



Il nostro QuadPacer ti permette di sapere quando hai dedicato il tempo giusto alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre la nostra funzione Smartimer ti indica quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.

Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Pratica custodia da viaggio e caricatore

La custodia da viaggio premium consente di conservare lo spazzolino in modo igienico, mentre il caricatore da viaggio compatto ti permetterà di averlo sempre pronto all'uso. Una singola ricarica completa garantisce due settimane di utilizzo regolare, mentre il caricatore sarà il tuo biglietto per viaggi più lunghi.

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): Fino a 2 settimane

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco e menta

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio

semplice

Manico: Design ergonomico e compatto

Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

Accessori inclusi

Testine: 1 W2 Optimal White

Manico: 1 ProtectiveClean

Custodia da viaggio: 1

Caricabatterie: 1

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Benefici per la salute: Aiuta a ridurre il rischio di carie

Effetto denti più bianchi: Denti bianchi in 1 settimana

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata:

Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Bianco: Rimuove le macchie superficiali

Gum Care: Massaggia delicatamente le gengive

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

