

# PHILIPS

## sonicare

Spazzolino elettrico  
sonico

ProtectiveClean  
4500

Sensore di pressione integrato

2 modalità di pulizia

Funzione BrushSync



HX6830/35



## Denti più bianchi. Con delicatezza.

Rende i denti più bianchi in appena 1 settimana.

Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.

### Proven to improve oral health

- Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici
- Denti bianchi in una sola settimana

### Progettato su misura per te

- Incoraggiamento a una pulizia accurata

### Innovative technology

- Ti avverte se stai esercitando troppa pressione
- Non dimenticare mai di sostituire le testine
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Connette il manico dello spazzolino intelligente alle testine

### Pulizia ottimale

- Modalità Clean e White

# In evidenza

## Denti naturalmente più bianchi



Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.

## Modalità Clean e White




Sia che tu voglia concentrarti sulla rimozione della placca o su denti più bianchi abbiamo la soluzione per te: la modalità Clean offre una pulizia superiore, mentre la modalità White è ideale per eliminare le macchie superficiali.

## Sicuro e delicato



Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonora è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

## Monitora la pressione applicata



Una pressione eccessiva può danneggiare denti e gengive. Per evitare che accada, Philips Sonicare ProtectiveClean emette un leggero suono pulsante per ricordarti di esercitare meno forza.

## Tecnologia BrushSync



Una tecnologia con microchip che rileva e sincronizza la testina e il manico dello spazzolino intelligente. Il manico e la testina costituiscono una combinazione vincente che consente di ricevere promemoria per la sostituzione della testina.

## Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usurano con il tempo. Ma la nostra tecnologia BrushSync monitora da quanto tempo e con quale frequenza stai utilizzando la testina dello spazzolino. Quando è il momento di sostituirla, una spia sul manico

e un breve segnale acustico te lo ricorderanno. In questo modo, avrai sempre la certezza che la tua testina stia pulendo in modo efficace.

## Timer utili



Hai bisogno di uno spazzolino elettrico con un timer? Il nostro QuadPacer ti permette di sapere quando hai dedicato il tempo giusto alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre la nostra funzione Smartimer ti indica quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.

## Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

# Specifiche

## Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

## Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): Fino a 2 settimane

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

## Aspetto e rifiniture

Colore: Rosa pastello, Nero, grigio

## Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

## Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio

semplice

**Manico:** Design ergonomico e compatto

**Riconoscimento della testina:** Si sincronizza con la modalità ottimale

**Tempo di funzionamento:** Fino a 2 settimane

**Avviso di sostituzione:** Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

## Accessori inclusi

Testine: 2 standard W2 Optimal White

Manico: 2 ProtectiveClean

Caricabatterie: 1

## Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

**Benefici per la salute:** Aiuta a ridurre il rischio di carie

**Effetto denti più bianchi:** Denti bianchi in 1 settimana

**Timer:** Quadpacer e SmarTimer

**Feedback sulla pressione esercitata:**

Vibrazione del manico per avvertire l'utente

## Modalità

**Clean:** Per un'eccezionale pulizia quotidiana

**Bianco:** Rimuove le macchie superficiali

## Tecnologia con sensore di movimento intelligente

**Sensore di pressione:** Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

**Promemoria per la sostituzione della testina**

**BrushSync:** Per sapere sempre quando, sostituire la testina

