

PHILIPS

sonicare

Sonic elektriline
hambahari

ProtectiveClean
4300

Sisseehitatud surveandur

1 puhastusrežiim

1 × BrushSynci funktsioon



HX6806/03



Puhtamad hambad. Õrn puhastamine.

Eemaldage tavalise hambaharjaga võrreldes kuni seitse korda rohkem kattu

Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja eemaldage tavalise hambaharjaga võrreldes kuni seitse korda rohkem kattu.

Proven to improve oral health

- Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari
- Ohutu ja õrn tundlikes piirkondades; sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral

Disainitud ümbrusega sobivaks

- Suurepärane viis uue hambaharjaga harjumiseks
- Julgustab põhjalikult harjama
- Muudab reisimise lihtsamaks

Innovative technology

- Teadke alati, millal on vaja harjapead vahetada
- Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia
- Ühendab hambaharja nutika käepideme ja nutikad harjapead
- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt

Esiletõstetud tooted

Jätke hambakatuga hüvasti



Tihedalt koos paiknevad kvaliteetsed harjased eemaldavad tavalise hambaharjaga võrreldes kuni seitse korda rohkem kattu. Spetsiaalse kumera kujuga võimas otsak muudab tagumiste hammaste ja suu tagaosa puhastamise lihtsaks.

Ohutu ja õrn



Ohutu harjamiskogemus on tagatud: meie Sonic tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrate, tädiste, kroonide ja implantaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ja parandab igemete tervist.

Ainus tõeline Sonic-tehnoloogia



Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia suunab vett hammaste vahele ning selle harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

Liiga suur surve?




Te ei pruugi liiga tugevat harjamist ise tähele panna, kuid teie surveanduriga elektriline hambahari märkab seda. Kui harjate igemetele liiga tugevat survet avaldades, hakkab hambahari tegema pulseerivat heli, andes märku vajadusest õrnemalt harjata.

BrushSynci tehnoloogia



Mikrokiibi ühilduvusega tehnoloogia, mis tuvastab nutika harjapea ja sünkroonib selle nutika käepidemega. Nutikas käepide ja nutikas harjapea moodustavad võimsa kombinatsiooni, edastades teile nutikaid vahetamise meeldetuletusi.

Easy-start-programm



Uue harjumuse omaksvõtmine võib aega võtta. Meie lihtsad alustamisprogrammid aitavad teil uue hambaharjaga järk-järgult harjuda – suurendada harjamisvõimsust aeglaselt esimese 14 kasutuskorra jooksul.

Kasulikud taimerid



Meie QuadPacer teavitab teid, kui olete kulutanud piisavalt aega iga suupiirkonna puhastamiseks, ja nutikas taimer annab märku, kui olete harjanud soovitatavad kaks minutit.

Käepärane reisivutlar ja laadija

Meie kvaliteetse reisivutlariga saate oma hambaharja hügieeniliselt kaasa pakkida ja meie kompaktne laadimisalus tagab liikvel olles laetud aku. Ühe täieliku laadimiskorraga saate hambaharja kaks nädalat tavapäraselt kasutada. Pikematele reisidele soovitame kaasa võtta laadija.

BrushSynci vahetamise meeldetuletus



Ükski harjapea ei ole igavene. Meie BrushSynci tehnoloogia peab arvestust harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt olete harjanud. Kui vahetamisaeg on käes, süttib käepidemel märgutuli ja kostub lühike piiks. Nii saate olla kindel, et harjapea töötab tõhusalt.

Spetsifikatsioon

Võimsus

Pinge: 110–220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni kaks nädalat

Aku tüüp: Liitiumioon

Disain ja viimistlus

Värv: Pastelne roosa

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Harjamisaeg: Kuni kaks nädalat

Asendamise meeldetuletus: Alati parimate tulemuste tagamiseks, süttib meeldetuletuse ikoon

Kaasasolevad tarvikud

Reisivutlar: 1

Laadija: 1

Harjapead: 1 C2 Optimal Plaque Defense

Käepide: 1 ProtectiveClean

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Aitab vähendada hambaaukude teket

Talitlus: Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Kaks intensiivsust: Madal, Kõrge

Nutikate anduritega tehnoloogia

BrushSynci vahetamise meeldetuletus: Teadke alati, millal tuleb, harjapead vahetada

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

