

PHILIPS

sonicare

Testine compatte per
spazzolino sonico

W2c Optimal White
compact

Pacco da 2

Dimensioni compatte

Ad aggancio

Associazione con modalità
BrushSync

HX6072/27



Denti più bianchi fino al 100% in appena una settimana*

Pulizia avanzata per denti bianchi, senza macchie

La testina W2c Optimal White è perfetta per chi desidera una pulizia profonda, per denti bianchi e senza macchie e un sorriso radioso. La testina è ideale anche per mantenere la luminosità ottenuta fra un trattamento sbiancante professionale e l'altro

Tecnologia innovativa

- Testate per soddisfare la tua igiene orale
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali**

Progettato per ottimizzare le prestazioni


- Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina
- Sostituisci le testine quando serve, e ottieni una pulizia ad alte prestazioni. Sempre.

Per denti eccezionalmente bianchi

- Le setole a diamante ti regalano denti fino al 100% più bianchi in 1 settimana

In evidenza

Denti bianchi in poco tempo



Le innumerevoli setole disposte a forma di diamante di DiamondClean sono in grado di rimuovere le macchie dovute a cibi e bevande. Un sorriso più bianco fino al 100%*, in soli 7 giorni.

Associazione con modalità BrushSync™



Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync™. La testina W2 Optimal White si sincronizza con il manico dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync™, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per un bianco eccezionale. Tu devi solo iniziare a spazzolare.

Sostituzione testine



Le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo, ma BrushSync™ ti ricorderà di sostituirle per tempo. Il tuo spazzolino intelligente monitora per quanto tempo e con quale intensità utilizzi una testina e ti avvisa quando è arrivato il momento di sostituirla. Non hai uno spazzolino Philips Sonicare

intelligente? Ti basta controllare le setole blu: quando diventano bianche è il momento di sostituire la testina.

Inserimento facile ad aggancio



La testina W DiamondClean si adatta perfettamente a tutti i modelli di manico Philips Sonicare, eccetto Philips One ed Essence. Basta agganciarla e sganciarla per una facile sostituzione e pulizia.

Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Pulizia con la massima tranquillità



Tutte le testine Philips Sonicare sono sicure e delicate su denti e gengive. Durante i test, tutte le testine vengono messe a dura prova per garantire prestazioni eccezionali e durata ogni volta che le utilizzi.

Specifiche

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco

Consistenza rigida delle setole: Media

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Misura: Compatto

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 2 Plaque Defence, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Associazione con modalità BrushSync

Non adatto per: Philips One

Associazione con modalità BrushSync

Non adatto per: Philips One

Accessori inclusi

Testine: 2 W2c Optimal White compatte

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

Benefici per la salute

Rimozione della placca: Aiuta a rimuovere la placca

Salute delle gengive: Per migliorare le condizioni delle gengive

Sbiancamento: Rimuove il 100% in più di macchie*, Denti più bianchi in una sola settimana



* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

** L'associazione con modalità BrushSync™ è compatibile solo con i manici degli spazzolini Philips Sonicare dotati di BrushSync™