

PHILIPS

sonicare

스탠다드형 음파칫솔
칫솔모

C3 Premium Plaque
Defense

3개입 팩

스탠다드형

클릭온

BrushSync 모드 페어링

HX9043/96



탁월한 양치 효과를 제공하는 칫솔모

최대 10배 더 많은 플라그*를 제거한 우수한 결과

당신의 미소만큼 차별화된 깨끗함을 얻으세요. C3 프리미엄 플라그 디펜스 칫솔모는 일반 칫솔모** 대비 4배 더 뛰어난 표면 접촉력을 가진 부드럽고 유연한 칫솔모 덕분에, 치아와 잇몸의 윤곽을 따라 밀착되어 입안 구석구석까지 편안함과 청결함을 제공합니다.

Innovative technology

- 필립스 소닉케어의 고급 음파 기술
- 최적의 모드 자동 선택 기능, 최상의 양치 효과**

Designed to optimize performance

- 당신의 구강건강에 대한 필요에 부합하도록 테스트 되었습니다.
- 제때 칫솔모 교체 시기를 파악할 수 있으므로 언제나 탁월한 세정 효과를 누릴 수 있습니다
- 간편한 칫솔모 교체를 위한 클릭온 디자인

Philips Sonicare's deep clean


- 최대 4배 더 뛰어난 표면 접촉력**에 힘입은 간편하고 탁월한 세정

뛰어난 플라그 제거 효과

- 일반 칫솔 대비 최대 10배 더 많은 플라그 제거


주요 제품

플라그를 효과적으로 제거하세요.




필립스 소닉케어 프리미엄 플라그 디펜스 칫솔모는 유연한 디자인으로 닿기 힘든 곳의 플라그를 일반 칫솔 대비 최대 10배 더 많이 제거해주므로* 잇몸선에서부터 치아 사이까지 깨끗하게 닦을 수 있습니다.

어댑티브 클리닝 기술



어댑티브 클리닝 기술이 적용되어 매번 양치할 때마다 맞춤식 세정을 경험할 수 있습니다. 부드럽고 유연한 고무 측면 덕분에 C3 프리미엄 플라그 디펜스가 사용자의 고유한 치아와 잇몸 모양에 맞게 조정되므로 과도한 압력이 가해져도 이를 흡수하고 음파 세정력을 향상시킵니다. 칫솔모도 사용자의 치아와 잇몸 모양에 따라 조정되기 때문에 일반 칫솔 대비 표면 접촉력이 최대 4배 향상되고 그 결과 닿기 힘든 부분의 플라그까지 깨끗하게 닦아줍니다.

BrushSync™ 모드 페어링



당사의 BrushSync™ 모드 페어링 기능**으로 양치할 때마다 최상의 세정력을 경험해 보세요. 필립스 소닉케어 C2 옵티멀 플라그 디펜스 칫솔모는 BrushSync™ 지원 필립스 소닉케어 칫솔 핸들**과 동기화되어 최적의 양치 모드와 강도를 선택해 탁월한 세정 효과를 제공합니다. 여러분은 양치를 시작하기만 하면 됩니다.

필립스 소닉케어 기술



필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

칫솔모 교체 신호



칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 세정력이 떨어집니다. 이제 BrushSync™로 교체 시기를 미리 파악해 보세요. 스마트 칫솔이 사용자의 양치 빈도와


사용 강도를 추적해 교체 시기가 가까워지면 이를 알려 줍니다. 필립스 소닉케어의 스마트 칫솔을 사용하지 않으시는 분은 칫솔모의 파란색 부분을 유심히 살펴 보세요. 파란색이 흰색으로 변하면 새 칫솔모로 교체할 시기입니다.

안심하고 이를 닦으세요.



모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 치아와 잇몸에 자극 없이 안전하고 부드럽습니다. 각 칫솔모는 매번 양치할 때마다 탁월한 성능과 내구성이 보장 될 수 있도록 성능 테스트를 거쳤습니다.

손쉬운 클릭온



C3 프리미엄 플라그 디펜스 칫솔모는 파워업 배터리 및 에센스를 제외한 모든 필립스 소닉케어 칫솔 핸들과 호환됩니다. 간단히 끼우고 빼는 방식으로 교체하고 세척해 보세요.

사양

디자인 및 마감

스마트 칫솔모 인식: 가능*

색상: 블랙

칫솔모 강도: 미디엄 소프트

칫솔모 교체 시기 알림: 칫솔모의 파란색 부분이 열
어짐

칫솔모 재질: 부드럽고 유연한 고무 측면

크기: 표준

호환성

칫솔모 시스템: 클릭온

사용 가능 모델: 2 시리즈 플라그 예방, 2 시리즈 플
라그 디펜스(2 Series plaque defense), 3 시리즈

잇몸케어(3 Series gum health), 다이아몬드클린
(DiamondClean), 다이아몬드클린 스마트
(DiamondClean Smart), 이지클린(EasyClean),
에센스+(Essence+), 플렉스케어(FlexCare), 플렉
스케어 플래티넘(FlexCare Platinum), 플렉스케어
플래티넘 커넥티드(FlexCare Platinum
Connected), 플렉스케어+(FlexCare+), 소닉케어
키즈(Sonicare for Kids), 헬시화이트
(HealthyWhite), 헬시화이트 플러스
(HealthyWhite+), PowerUp, 프로텍티브클린
(ProtectiveClean)

구성품

칫솔모: C3 프리미엄 플라그 디펜스 3개

품질 및 성능

권장 교체 시기: 3개월

검증 여부: 자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서
최적의 사용효과를 보임

구강 건강 관리 효과

플라그 제거: 10배 더 많은 플라그 제거*

