

PHILIPS

sonicare

(이전 명칭 프로리절트
플라그 컨트롤)

C2 Optimal Plaque
Defense

4개입

스탠다드형

클릭온

BrushSync 모드 페어링

HX9024/67



플라그에는 강력하고 잇몸에는 부드럽게.

매일 경험하는 탁월한 플라그 제거

필립스 소닉케어 C2 옵티멀 플라그 디펜스 칫솔모(이전 명칭 프로리절트 플라그 컨트롤)는 매일 이루어지는 구강 관리 습관의 일부로 최적의 플라그 제거 효과를 유지하고자 하는 분들에게 알맞습니다.

Innovative technology

- 당신의 구강건강에 대한 필요에 부합하도록 테스트 되었습니다.
- 필립스 소닉케어의 고급 음파 기술
- 최적의 모드 자동 선택 기능, 최상의 양치 효과**

Designed to optimize performance

- 제때 칫솔모 교체 시기를 파악할 수 있으므로 언제나 탁월한 세정 효과를 누릴 수 있습니다
- 간편한 칫솔모 교체를 위한 클릭온 디자인

For exceptional care of teeth and gums

- 일반 칫솔 대비 최대 7배 더 많은 플라그 제거

주요 제품

플라그를 효과적으로 제거하세요.



조밀하게 식모된 고품질 칫솔모로 일반 칫솔에 비해 플라그 제거 성능이 최대 7배까지 높아집니다. 또한 곡선 형태의 파워 팁이 입 안쪽 닿기 힘든 치아까지 쉽게 닦을 수 있도록 돕습니다.

칫솔모 교체



칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 세정력이 떨어집니다. 이제 BrushSync™로 교체 시기를 미리 파악해 보세요. 스마트 칫솔이 사용자의 양치 빈도와 사용 강도를 추적해 교체 시기가 가까워지면 이를 알려 줍니다. 필립스 소닉케어의 스마트 칫솔을 사용하지 않으시는 분은 칫솔모의 파란색 부분을 유심히 살펴 보세요. 파란색이 흰색으로 변하면 새 칫솔모로 교체할 시기입니다.

단 하나의 진정한 음파 기술



필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

안심하고 이를 닦으세요.



모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 치아와 잇몸에 자극 없이 안전하고 부드럽습니다. 각 칫솔모는 매번 양치할 때마다 탁월한 성능과 내구성이 보장될 수 있도록 성능 테스트를 거쳤습니다.

BrushSync™ 모드 페어링



당사의 BrushSync™ 모드 페어링 기능**으로 양치할 때마다 최상의 세정력을 경험해 보세요. 필립스 소닉케어 C2 옵티멀 플라그 디펜스 칫솔모는 BrushSync™ 지원 필립스 소닉케어 칫솔 핸들**과 동기화되어 최적의 양치 모드와 강도를 선택해 탁월한 세정 효과를 제공합니다. 여러분은 양치를 시작하기만 하면 됩니다.

손쉬운 클릭온



옵티멀 플라그 디펜스 칫솔모는 필립스 원 및 에센스를 제외한 모든 필립스 소닉케어 칫솔 핸들과 호환됩니다. 간단히 끼우고 빼는 방식으로 교체하고 세척해 보세요.

사양

디자인 및 마감

색상: 화이트
칫솔모 강도: 일반
칫솔모 교체 시기 알림: 칫솔모의 파란색 부분이 열어짐
크기: 표준

호환성

칫솔모 시스템: 클릭온
BrushSync 모드 페어링: 가능*
사용 가능 모델: 2 시리즈 플라그 예방, 2 시리즈 플라그 디펜스(2 Series plaque defense), 3 시리즈 잇몸케어(3 Series gum health), 다이아몬드클린(DiamondClean), 다이아몬드클린 스마트(DiamondClean Smart), 이지클린(EasyClean), 에센스+(Essence+), 플렉스케어(FlexCare), 플렉스케어 플래티넘(FlexCare Platinum), 플렉스케어 플래티넘 커넥티드(FlexCare Platinum Connected), 플렉스케어+(FlexCare+), 소닉케어 키즈(Sonicare for Kids), 헬시화이트(HealthyWhite), 헬시화이트 플러스(HealthyWhite+), PowerUp, 프로텍티브클린(ProtectiveClean)

구성품

칫솔모: C2 옵티멀 플라그 디펜스 4개

품질 및 성능

권장 교체 시기: 3개월
검증 여부: 자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서 최적의 사용효과를 보임

구강 건강 관리 효과

플라그 제거: 최대 7배 더 우수한 플라그 제거 효과**



* 일반 칫솔 대비 플라그를 7배 더 제거
** BrushSync™ 모드 페어링은 필립스 소닉케어 BrushSync™ 지원 칫솔 핸들과만 호환됩니다.